

CÂN ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

+1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Hệ thống cảm biến:** Trang bị hệ thống cảm biến đo biến dạng có độ chính xác cao.

+1

- **Chất liệu:** Kính cường lực an toàn / mặt đế.

+1

- **Mức cân tối đa:** 180kg (396lb / 25 stone).

+1

- **Độ chia nhỏ nhất:** 100g (0.2lb).
- **Tính năng:**
 - Công tắc khởi động bằng cách chạm chân (Foot-tap switch).
 - Tự động về 0 và tự động tắt nguồn.
 - Chỉ báo pin yếu và quá tải.
 - Nhấn nút "unit" để chuyển đổi đơn vị: kg / lb / st.
 - Nút "unit" nằm ở mặt sau của cân (dưới hộp pin với chỉ dẫn "set/unit").

NGUỒN ĐIỆN

- Bao gồm pin Lithium (CR2032) hoặc pin (2 viên AAA).
- Vui lòng tháo miếng cách điện khỏi các tiếp điểm pin trước khi sử dụng.
- Thay pin khi màn hình hiển thị "chỉ báo pin yếu" (LO).

+1

HƯỚNG DẪN THAY PIN

1. Mở nắp đậy pin ở mặt sau của cân, sau đó cẩn thận lấy pin ra khỏi ngăn chứa pin.
2. Dùng móng tay hoặc vật sắc nhọn để đẩy miếng kim loại ra phía ngoài. Pin sẽ tự bật lên.
3. **Lưu ý:** Không bẻ ngược các tiếp điểm khi thực hiện vì chúng có thể bị gãy.
4. Vứt bỏ pin cũ ở nơi an toàn. Không tiêu hủy bằng lửa.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

- **Bước 1:** Đặt cân trên một bề mặt cứng và phẳng (tránh thảm hoặc bất kỳ bề mặt mềm nào).
- **Bước 2:** Đứng lên cân, đặt hai chân đều nhau và giữ yên. Sau khoảng 3 giây, trọng lượng chính xác của bạn sẽ được hiển thị (Ví dụ: 80.3 tương đương 80kg 300g).
- **Bước 3:** Khi bạn bước xuống, cân sẽ tự động tắt.
- **Ghi chú:** Khi cân đã tự động tắt (và miếng cách điện đã được tháo), bạn chỉ cần thực hiện theo Bước 2 và Bước 3 nêu trên.

CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG

- Đặt cân trên bề mặt phẳng, cứng để đảm bảo độ chính xác và ổn định cao nhất.

- Luôn cân trên cùng một chiếc cân và đặt trên cùng một vị trí mặt sàn; sàn nhà không bằng phẳng có thể ảnh hưởng đến kết quả đo.
- Cân làm tròn lên hoặc xuống đến mức 100g (0.2lb) gần nhất. Nếu bạn cân hai lần và nhận được kết quả khác nhau, cân nặng thực tế nằm ở giữa hai con số đó.
- Vệ sinh cân bằng vải ẩm nhưng không để nước lọt vào bên trong.
- Không sử dụng các chất tẩy rửa hóa học.
- Không để cân bị ngâm nước vì có thể làm hỏng các linh kiện điện tử.
- Tháo pin nếu không sử dụng cân trong thời gian dài.
- Sử dụng cẩn thận. Đây là một thiết bị đo chính xác, không làm rơi hoặc nhảy lên xuống trên mặt cân.

CC CHỈ BÁO CẢNH BÁO

- **LO:** Chỉ báo thay pin.
 - **OL:** Chỉ báo quá tải (khi vượt quá mức 180kg).
 - **Cẩn trọng:** Tron trượt khi bị ướt.
-