

h a l i o

# THƯƠNG HIỆU HALIO

halio

Halio là thương hiệu thiết chăm sóc da và nha khoa đến từ nước Mỹ. Dòng sản phẩm của hãng tích hợp thiết kế sáng tạo, công nghệ hiện đại, đem đến hiệu quả tối ưu, giúp bạn luôn tươi sáng, rạng ngời

## Công nghệ *làm đẹp* thế hệ mới



Thương hiệu máy rửa mặt và các thiết bị công nghệ đến từ Mỹ với các công nghệ đặc trưng của sản phẩm:

- Công nghệ sóng rung Sonic Wave với nhiều chế độ rung giúp đánh bay hơn 99% bụi bẩn/mảng bám răng miệng

- Công nghệ sản sinh ion kết hợp ion trái dấu trên da mặt tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong

- Sóng rung F-Vibration: cải thiện tuần hoàn máu, nâng cơ và làm săn chắc da

- Công nghệ ánh sáng NANO BLUE LIGHT: hiện đại nhất hiện nay có bước sóng 490 +-10nm kích hoạt tối đa hoạt chất Hydrogen Peroxide giúp tẩy trắng răng hiệu quả

- Công nghệ ánh sáng IPL cao cấp vừa triệt tiêu nang lông, vừa trẻ hóa, làm sáng vùng da thâm sần

Máy ánh sáng đỏ giúp trẻ hoá da  
**Halio Red Light Therapy Device**




Brand	Halio
Tên sản phẩm	Máy ánh sáng đỏ giúp trẻ hoá da Halio Red Light Therapy Device
Công dụng chính	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ánh sáng đỏ có bước sóng thấp 620-630 nm, tăng sinh collagen</li><li>- Công nghệ kích thích cơ bằng xung điện EMS giúp săn chắc và nâng cơ mặt</li><li>- Nhiệt nóng không đổi 42°C và công nghệ rung sóng âm(Sonic) thúc đẩy lưu thông máu và tăng cường khả năng hấp thụ sản phẩm chăm sóc da</li></ul>
Chất liệu	Thép không gỉ y tế, hợp kim nhôm, nhựa PC và ABS
Chế độ	3 chế độ + 3 mức độ xung điện EMS
Xuất xứ	Mỹ
Sản xuất	Trung Quốc
Giá bán	2,500,000 VND

# Giới thiệu sản phẩm

Máy Ánh Sáng Đỏ Giúp Trẻ Hoá Da Halio Red Light Therapy Device cung cấp công nghệ trị liệu bằng ánh sáng tiên tiến giúp mang lại trải nghiệm làm đẹp cho toàn khuôn mặt. Máy có tích hợp ánh sáng đỏ có bước sóng 620 - 630 nm, giúp kích thích các tế bào da tái tạo collagen và làm giảm thiểu nếp nhăn, đặc biệt dành cho những ai đã và đang trong quá trình da lão hoá. Máy sử dụng công nghệ kích thích cơ bằng xung điện EMS giúp săn chắc cơ mặt và thúc đẩy sản xuất collagen từ đó giúp trẻ hoá làn da, trong khi chế độ rung sóng âm sonic và chế độ nhiệt nóng không đổi 42°C thúc đẩy lưu thông máu và tăng cường khả năng hấp thụ sản phẩm chăm sóc da. Hãy khám phá máy liệu pháp ánh sáng đỏ của chúng tôi ngay hôm nay!



# Cấu tạo sản phẩm



# Key Selling Points

1

Ánh sáng đỏ với bước sóng 620-630nm

2

Công nghệ kích thích cơ bằng xung điện (EMS)

3

Nhiệt nóng không đổi 42°C và công nghệ rung sóng âm (Sonic)

4

## Ưu điểm khác



- Siêu nhẹ chỉ 63g
- Pin sạc 1 lần sử dụng lên tới 2 tuần (mỗi ngày dùng 5 phút)
- Ghi nhớ chế độ lần cuối cùng sử dụng
- Chế độ tự tắt sau 5 phút an toàn
- Đầu máy có thể xoay 90° target những vùng gần mắt, khóe miệng, giữa hai đầu lông mày

# Đối tượng khách hàng





1. Những người trên 25 tuổi, quan tâm về vấn đề da có dấu hiệu lão hoá, chảy xệ không còn được săn chắc
1. Những ai là dân văn phòng, người đi làm không có nhiều thời gian nên cần 1 công cụ nhỏ gọn hiệu quả để điều trị DA ĐÃ VÀ ĐANG LÃO HOÁ


# Product Benchmarking

Sản phẩm	Giá thành	Chống nước	Pin	Ưu điểm	Nhược điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
<p>Halio Red Light Therapy Device (HRT)</p> 	2,500,000	Phần đầu máy	420 mAh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đầu xoay nhỏ gọn + Diện tích ánh sáng focus vào vùng cần đặc trị hơn tại vì toả đều một khu vực chiếu</li><li>- Có thêm công nghệ rung sóng âm giúp đẩy tinh chất thẩm sâu</li><li>- Có 3 chế độ EMS: chế độ làm dịu, chế độ nâng cơ, và chế độ kích hoạt</li></ul>	- Giá thành cao	có
<p>Halio Multi-task cleansing and massaging device (HM)</p> 	1,500,000	IPX7	500 mAh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giá thành rẻ hơn</li><li>- Có ánh sáng xanh giúp hạn chế vi khuẩn gây mụn</li><li>- Chống nước toàn thân</li><li>- Có thêm đầu silicon để rửa mặt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Không có EMS giúp nâng cơ</li><li>- Nhanh hết pin nếu sử dụng nhiều chế độ kết hợp</li><li>- Không có công nghệ rung sóng âm</li><li>- Phần đầu máy hình tròn khó tiếp cận những khu vực hẹp</li></ul>	có

# Product Benchmarking

Sản phẩm	Giá thành	Chống nước	Pin	Ưu điểm	Nhược điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
<p>Halio Ion Hot &amp; Cool Beauty Device</p> 	2,520,000 VNĐ	Không	2000 mAh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Có màn hình LCD</li><li>- Nhiều chế độ hơn</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sạc lâu đầy pin (5h &gt; 1h30)</li><li>- Không có ánh sáng đỏ</li></ul>	có
<p>Medicube AGE-R Derma EMS Shot</p> 	8,000,000 VNĐ			<ul style="list-style-type: none"><li>- Có 4 mức độ EMS</li><li>- Có cả chế độ dùng cho cơ thể</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giá thành cực kỳ cao</li><li>- Không có ánh sáng đỏ</li><li>- Không có chế độ nhiệt nóng và công nghệ sóng âm</li></ul>	có

# Product Benchmarking

Sản phẩm	Giá thành	Chống nước	Pin	Ưu điểm	Nhược điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
<p>Thiết Bị Làm Đẹp 6 Trong 1 AGE-R BOOSTER PRO</p> 	14,000,000 VND			<ul style="list-style-type: none"><li>- Có cảm biến an toàn khi tiếp xúc với da mới phát ánh sáng LED</li><li>- Có ứng dụng AGE-R để theo dõi sự tiến triển của làn da, và điều chỉnh chế độ, số bước, âm lượng, độ rung, và màu đèn LED</li><li>- Có nhiều chế độ (4) và các loại ánh sáng (5 loại led) hơn đáp ứng nhiều nhu cầu làm đẹp khác nhau</li><li>- Có thêm kim dạng sóng điện (Electric needle) tương tự cơ chế của phi kim để cải thiện độ đàn hồi lỗ chân lông + microcurrent làm đầy nếp nhăn + electroporation để hấp thụ tối đa các hoạt chất</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giá thành quá cao</li><li>- Không có nhiệt nóng 42 độ C</li></ul>	Có

# Khuyến cáo

Trường hợp nên tránh sử dụng thiết bị này:

- Bệnh nhân đang trong quá trình điều trị y tế phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm.
- **KHÔNG** sử dụng thiết bị trên vết thương hở, mới.
- **KHÔNG** sử dụng trên những làn da bị mụn
- **KHÔNG** sử dụng thiết bị trên mí mắt hoặc nhìn trực tiếp vào ánh sáng.
- **KHÔNG** chia sẻ thiết bị với người khác vì điều này có thể dẫn đến việc truyền bệnh khuẩn có thể gây nhiễm trùng.
- **KHÔNG** sử dụng thiết bị nếu làn da của bạn nhạy cảm với ánh sáng hoặc khi bạn đang dùng thuốc gây nhạy cảm với ánh sáng.
- **KHÔNG** sử dụng với sản phẩm có chứa BHA có nồng độ > 0,5%, AHA > 5% và retinol



# Khuyến cáo

Trường hợp nên tránh sử dụng thiết bị này:

- Những người có thiết bị điện tử y tế như máy tạo nhịp tim và các thiết bị cấy ghép khác.
- Cá nhân có bệnh tim, khối u ác tính
- Những người mắc bệnh nhiễm trùng, bệnh truyền nhiễm, hoặc bệnh cấp tính kèm theo sốt.
- Trong quá trình điều trị nha khoa. (Niềng răng kim loại)
- Bệnh nhân có hệ miễn dịch yếu do bệnh suy giảm miễn dịch như AIDS hoặc những người sử dụng chế phẩm miễn dịch.
- Bệnh nhân có bệnh máu khó đông, rối loạn chảy máu, tiểu đường, đau dây thần kinh mặt, mắc bệnh liên quan tới khả năng cảm giác giác quan và cảm giác đau
- Những người có sẹo lồi, tăng sắc tố da, dị ứng ánh sáng và mắc các bệnh liên quan đến sắc tố da.
- Giãn vi mạch do sử dụng hormone steroid trong thời gian dài hoặc rối loạn chức năng gan
- Dị ứng, viêm da dị ứng, mắc bệnh về da..
- Những người có tiền sử động kinh hoặc cảm thấy khó chịu do ánh sáng đỏ nhấp nháy.



# Khuyến cáo

Trường hợp nên tránh sử dụng thiết bị này:

- Những người có di chứng ở đầu hoặc mắt, và những người đã phẫu thuật mắt (vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng).
- Trong thời kỳ mang thai, chu kỳ kinh nguyệt, cho con bú.
- Trẻ em hoặc những người không thể biểu đạt ý muốn của mình, những người uống rượu và say rượu.
- Những người sử dụng thuốc gây buồn ngủ hoặc cảm thấy cực kỳ mệt mỏi hoặc tình trạng sức khỏe kém.
- Những người có vấn đề về sắc tố và viêm do sợi hóa học, hoặc những người bị viêm da do mỹ phẩm.
- Những người mới nhận điều trị peel da hóa học tại các phòng khám thẩm mỹ hoặc gặp vấn đề về da sau khi sử dụng thiết bị làm đẹp.



# Hướng dẫn sử dụng

1. Rửa mặt với sữa rửa mặt
2. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da yêu thích như serum, lotion, v.v
3. Hãy tháo tất cả các phụ kiện và đồ trang sức bằng kim loại trước khi sử dụng máy.
4. Giữ nút nguồn trong 3 giây để bật thiết bị
5. Nhấn nút nguồn lần nữa để chọn 1 trong 3 chế độ:

## Có 3 chế độ:

- SOOTHING (Đèn màu xanh) - dùng tần số EMS nhẹ nhất 10Hz kết hợp với ánh sáng đỏ, nhiệt nóng 42°C và rung sóng âm sonic giúp thư giãn cơ mặt
- ACTIVATION (Đèn màu đỏ) - dùng tần số EMS biến thiên thấp kết hợp với ánh sáng đỏ, nhiệt nóng 42°C và rung sóng âm sonic tăng cường sức sống cơ bắp và cải thiện tình trạng tổng thể của khuôn mặt
- CONTRACTION (Đèn màu tím) - dùng tần số EMS biến thiên cao kết hợp với ánh sáng đỏ, nhiệt nóng 42°C và rung sóng âm sonic kích thích cơ bắp sâu từ đó làm đường quai hàm sắc nét hơn



# Hướng dẫn sử dụng

6. Nhấn nút điều chỉnh mức độ EMS. Mỗi chế độ sẽ có ba mức cường độ EMS (Nhẹ - vừa - mạnh). Nếu là lần đầu sử dụng hoặc da nhạy cảm, nên chọn cấp độ 1. Đối với da bình thường, bạn có thể sử dụng cấp độ 2. Để đạt hiệu quả săn chắc nhanh chóng và nâng cơ tức thì, bạn nên chọn cấp độ 3.

7. Di chuyển đầu máy đến các vùng trên khuôn mặt. Nhắm mắt khi sử dụng máy ở vùng quanh mắt. Để có kết quả tốt hơn, vào mùa đông, bạn nên sử dụng thiết bị trên tay trước, để thiết bị nóng lên trước khi sử dụng trên mặt.

8. Điều chỉnh đầu thiết bị với các góc độ phù hợp cho các khu vực khác nhau của khuôn mặt, chuyển đổi giữa trạng thái "I" và "T".

**CẢNH BÁO:** Chú ý đến hướng mũi tên quay trên sản phẩm. Quay đầu theo chiều kim đồng hồ từ trạng thái "I" sang trạng thái "T" và ngược chiều kim đồng hồ từ trạng thái "T" sang trạng thái "I". **KHÔNG** quay đầu theo hướng ngược lại, điều này sẽ làm hỏng đầu máy.



# Hướng dẫn sử dụng

9. Hãy chia khuôn mặt thành 3 khu vực: trán, mặt phải, mặt trái. Vào buổi sáng, hãy sử dụng máy trên trán 2 phút, mặt phải 2 phút và mặt trái 2 phút. Vào buổi tối, hãy sử dụng thiết bị trên trán 3 phút, mặt trái 3 phút, và mặt phải 3 phút.

10. Giữ nút nguồn trong 3 giây để tắt máy.

11. Bôi kem dưỡng ẩm để khoá các dưỡng chất lại.

Lưu ý:

- + Không dùng thiết bị trên da khô hoàn toàn mà hãy sử dụng các sản phẩm chăm sóc da làm môi trường trung gian vì nhiệt nóng có thể làm da mất nước nhanh chóng khiến da dễ bị mẩn đỏ
- + Không dùng máy trên cùng một khu vực da quá 5 phút mỗi ngày để tránh làm mệt mỏi cơ mặt do tập thể dục quá nhiều và giảm thiểu kích ứng da. Có thể sử dụng máy tối đa 15 phút mỗi ngày cho toàn bộ khuôn mặt (Vùng trán: 5 phút, vùng mặt phải: 5 phút, vùng mặt trái: 5 phút)
- + Đọc kỹ khuyến cáo trước khi sử dụng



# Hướng dẫn sạc pin

Cắm một đầu của cáp sạc type C vào cổng sạc phía dưới của sản phẩm, và kết nối đầu còn lại vào củ sạc và kết nối với nguồn điện. Ba đèn trắng sẽ nhấp nháy xen kẽ nhau trong lúc máy đang sạc. Khi máy được sạc đầy ba đèn trắng sẽ sáng đồng loạt.

Lưu ý:

- Thời gian sạc khuyến nghị cho mỗi lần không quá 4 giờ.
- Nếu bạn phát hiện những bất thường như không rung khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem pin có yếu hoặc đã tắt không.
- Khi pin yếu, ba đèn trắng sẽ nhấp nháy nhanh. Vui lòng sạc kịp thời để tránh làm giảm tuổi thọ của pin.



# Bảo quản thiết bị

- Vui lòng làm sạch thiết bị khi tắt, lau thiết bị bằng khăn ướt/giấy ướt, sau đó lau khô nhẹ nhàng bằng vải sạch.
- Không sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh hoặc chất tẩy trắng vì chúng có thể làm hỏng thiết bị.
- Khi không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng bảo quản ở môi trường khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, không tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc nước sôi.
- Để xa tầm tay trẻ em và ở nơi khô ráo, an toàn.



# MARKETING PLAN








Máy ánh sáng đỏ giúp trẻ hoá da  
**Halio Red Light Therapy Device**



# Red Light Therapy

Red light therapy là công nghệ làm đẹp **RẤT PHỔ BIẾN** tại Châu Âu và Châu Mỹ.

Keyword “Red light therapy” có hơn **70 triệu view** trên TikTok



# Liệu pháp trị liệu da phổ biến



- Đắt tiền
- Can thiệp xâm lấn trên da
- Chỉ được thực hiện dưới chỉ đạo của bác sĩ.
- Tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đến tính mạng

MESOTHERAPY



IV DRIP



STEMCELL  
(TẾ BÀO GỐC)



# Red Light Therapy



- Rẻ (chỉ bằng giá 1 lần liệu trình)
- Không xâm lấn
- Dễ dàng tiếp cận và sử dụng trên da
- An toàn và sử dụng lâu dài

RED LIGHT  
THERAPY



# Competitor | Marketing Activity

**Winning Point:** tổng hợp từ các thương hiệu thiết bị máy ánh sáng nổi tiếng trên thị trường như Solar Wave, Omnilux, Current Body



## Before & After

### Results You Can See



"I've definitely seen a positive change in my skin tone and texture."  
Sandy, 57

Individual results may vary.



## EXPERT & CERTIFICATION



**Expert opinion**  
**Glyn Estebanez**  
Aesthetic Surgeon, MD


"LED light therapy can be a great addition to an aesthetic treatment plan or skincare regimen. It's easy to slip into your everyday routine, you can use the mask for just 10 minutes 3 to 5 times a week."



**Expert opinion**  
**Daniel Belkin**  
Board-certified Dermatologist, MD

"It's really important if I'm recommending an at home LED device, that I know that the lights are extremely precise. **Studies** have shown that CurrentBody Skin's LED lights are extremely precise compared to other LED devices that are on the market. They are the company that I recommend to my patients."

### Awards We've Won



### What Experts Say

"The Wand has been a valuable tool that I recommend to my patients, especially in between-in-office treatments and a good skincare routine."



— Dr. Sheila Fahang, MD  
Board-Certified Dermatologist  
Beverly Hills, CA

## TESTIMONIAL

### Real users, real results



Emma - Verified buyer


**98%** Brighter and plumper facial skin

#### In clinical studies, users experienced:

- Calms redness and promotes a healthy, glowing complexion.
- Experienced the soothing, anti-inflammatory benefits of Omnilux light therapy.

**35 out of 35 participants** reported that their skin felt plumper, brighter and more hydrated after 3 treatments per week for 4 weeks

### Stunning Transformations



### Real Results

**94%**

said their skin feels rejuvenated after using our products

**90%**

said it improved the look & feel of their skin

**86%**



said it helped reduce puffiness in their face




Results are approximate. Some additional time and/or product may be required to reach desired results.

# Máy ánh sáng đỏ giúp trẻ hoá da Halio Red Light Therapy Device

<p>Target Audience</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nữ, trên 25 tuổi, quan tâm về vấn đề da có dấu hiệu lão hoá, chảy xệ không còn được săn chắc.</li> <li>- Dân văn phòng, người đi làm không có nhiều thời gian</li> <li>- Quan tâm đến việc đầu tư chăm sóc da chuyên nghiệp</li> </ul>			
<p>Key Message</p>	<p><b>CÔNG NGHỆ GIÚP TRẺ HOÁ DA SIÊU HOT TẠI MỸ</b></p>			
<p>Key Selling Point</p>	<p><b>GIÚP LÀM MỜ nếp nhăn</b> - Sử dụng công nghệ ánh sáng đỏ, giúp thâm nhập sâu vào da để tái tạo collagen và cải thiện nếp nhăn</p>	<p><b>NÂNG CƠ, KHÔNG XÂM LẤN</b> - Công nghệ kích thích cơ bằng xung điện (EMS), "Tập thể dục nhẹ nhàng" cho cơ mặt</p>	<p><b>ĐẨY SÂU TINH CHẤT</b> - Công nghệ rung sóng âm và Nhiệt nóng không đổi 42°C đẩy tinh chất thẩm sâu vào da</p>	<p><b>CÔNG NGHỆ MỸ, GIÁ HỜI VIỆT NAM</b> - Giá bằng 1/2 sản phẩm khác</p>
<p>Strategy</p>	<p style="text-align: center;"><b>CÔNG NGHỆ SIÊU HOT TẠI MỸ</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="280 578 782 726"> <p>BEFORE &amp; AFTER khi sử dụng ánh sáng đỏ trên da</p> </div> <div data-bbox="782 578 1593 726"> <p>KOL/KOC reaction trên video của bác sĩ nói về Red Light Therapy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">(4:29 - 4:33)</a>: ánh sáng đỏ giúp collagen booster và anti aging</li> <li>• <a href="#">(15:48)</a>: bác sĩ đeo mask ánh sáng đỏ trông "kì lạ"</li> </ul> </div> <div data-bbox="1593 578 1897 726"> <p>Kết hợp content với thông tin từ Scientific Certification/ Article</p> </div> </div>			



# Máy ánh sáng đỏ giúp trẻ hoá da Halio Red Light Therapy Device

Key Message	CÔNG NGHỆ GIÚP TRẺ HOÁ DA SIÊU HOT TẠI MỸ		
Keyword	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ánh sáng đỏ: giúp trẻ hoá trong điều trị da liễu</li> <li>- Tích hợp cả 3 công nghệ</li> <li>- Máy xịn, giá hời</li> <li>- #redlighttherapy</li> </ul> 		
Phasing	PRE-ORDER (15 june - 15 july)	LAUNCHING (15 july - 15 august)	TESTIOMONIAL (15 august - 15 september)
Selling page	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Web Banner</li> <li>• Product Page (KSP album + Hình khuyến cáo)</li> <li>• 01 video: HDSD sản phẩm</li> <li>• 30 reviews</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 - 50 reviews</li> <li>• 02 - 03 Testimonial photo</li> </ul>	
Social Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 post KSP album</li> <li>• 01 video: HDSD sản phẩm</li> <li>• 01 video Unboxing</li> <li>• Magazine                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuyên gia da liễu nói gì về ánh sáng đỏ</li> <li>- 3 công nghệ tích hợp trong máy HRT</li> </ul> </li> <li>• Seeding group</li> <li>• Aff schemes</li> <li>• Any special offer for existising buyers who have bought Halio product before (?)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Booking KOC: Reaction về HRT và tác dụng của ánh sáng đỏ</li> <li>• Event: Launching booth có concept về ánh sáng đỏ tại các store/pop-up của Lixibox</li> <li>• 1 video: so sánh sự khác biệt giữa 2 bên mặt sau khi sử dụng EMS</li> <li>• Testimonial: ảnh Before&amp;After khi sử dụng ánh sáng đỏ</li> <li>• FOC: Kết hợp với content travel (đi du lịch mà da vẫn đẹp) -&gt; làm đẹp tiện lợi mọi lúc mọi nơi</li> <li>• FPVT: Self-care sharing: "What i did to look younger"</li> <li>• TTVT: top các sản phẩm nên mua khi cần anti-aging</li> <li>• Seeding group: tập trung vào trải nghiệm của người dùng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Booking KOC livestream</li> <li>• Seeding group làm đẹp</li> <li>• AFF (xx cho ecom, yy cho sần khác)</li> <li>• Tổng hợp video/hình ảnh từ các phase trước.</li> </ul>

LIXIBOX | halio

**RED LIGHT THERAPY**

**CÔNG NGHỆ GIÚP TRẺ HOÁ DA**

- Tăng sinh collagen
- Kích thích tái tạo da
- Làm đẹp không xâm lấn

**SIÊU HOT TẠI MỸ**




LIXIBOX | halio Máy ánh sáng đỏ giúp trẻ hoá da Halo

**1 MÁY 3 CÔNG NGHỆ**

#REDLIGHTTHERAPY #SKINGYM #ANTIAGING #COLLAGENBOOSTER

- Red Light Therapy**
  - Làm mờ nếp nhăn
  - Tăng sinh collagen
  - Giúp trẻ hoá da
- Xung Điện EMS**
  - Năng cơ
  - Săn chắc da
- Công Nghệ Rung Sóng Âm**
  - Kết hợp nhiệt nóng 42°C
  - Đẩy tinh chất



LIXIBOX | halio Máy ánh sáng đỏ giúp trẻ hoá da Halo

**CẢI THIỆN LÀN DA VỚI 5' SỬ DỤNG MỖI NGÀY**

- 3 cường độ xung điện EMS**
- 3 Chế độ**
  - Soothing**  
Thư giãn cơ mặt - phù hợp cho da nhạy cảm
  - Activation**  
Giúp cải thiện da chảy xệ - phù hợp với sử dụng hàng ngày
  - Contraction**  
Cải thiện đường nét trên khuôn mặt - phù hợp da đang lão hoá, nhiều nếp nhăn



\*Nguyên kích sử dụng máy chung với Serum/Creo dưỡng da

LIXIBOX | halio

**HIỆU QUẢ SAU KHI SỬ DỤNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG ĐỎ\*\***

- Giảm nếp nhăn và các vết chân chim
- Cải thiện sắc tố và kết cấu da



Trước



Sau

\*\* Kết quả dựa trên nghiên cứu từ National Institutes of Health và trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng ánh sáng đỏ