

h a l i o

# THƯƠNG HIỆU HALIO

halio

Halio là thương hiệu thiết chăm sóc da và nha khoa đến từ nước Mỹ. Dòng sản phẩm của hãng tích hợp thiết kế sáng tạo, công nghệ hiện đại, đem đến hiệu quả tối ưu, giúp bạn luôn tươi sáng, rạng ngời

## Công nghệ *làm đẹp* thế hệ mới



halio

Thương hiệu máy rửa mặt và các thiết bị công nghệ đến từ Mỹ với các công nghệ đặc trưng của sản phẩm:

- Công nghệ kích thích cơ bằng xung điện EMS giúp nâng cơ
- Công nghệ RF giúp tăng sinh collagen, trẻ hoá da
- Sóng rung F-Vibration: cải thiện tuần hoàn máu, nâng cơ và làm săn chắc da
- Công nghệ ánh sáng IPL cao cấp vừa triệt tiêu nang lông, vừa trẻ hóa, làm sáng vùng da thâm sần
- Công nghệ ánh sáng sinh học Phototherapy: Cải thiện nhiều vấn đề của da

Máy trẻ hóa da  
Halio RevitaWave Skin  
Rejuvenator




Brand	Halio
Tên sản phẩm	Máy Trẻ Hoá Da Halio RevitaWave Skin Rejuvenator
Công dụng chính	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công nghệ sóng tần số vô tuyến Radio Frequency kích thích tăng sinh collagen</li><li>- Công nghệ kích thích cơ bằng xung điện EMS giúp nâng cơ mặt</li><li>- Rung giúp massage, cải thiện tuần hoàn máu</li><li>- Tích hợp 3 liệu pháp ánh sáng, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc da: ánh sáng đỏ giảm nếp nhăn, ánh sáng xanh lá làm sáng da, và ánh sáng xanh dương ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn.</li></ul>
Chất liệu	Silicone y tế/Thép không gỉ/ Nhựa PC ABS
Chế độ	3 màu đèn LED + 3 Function (RF, EMS, Vibration) 3 mức cường độ cho mỗi function
Xuất xứ	Mỹ
Sản xuất	Trung Quốc
Giá bán	5,000,000 VND

# Giới thiệu sản phẩm

Halio RevitaWave Skin Rejuvenator là giải pháp toàn diện để giúp bạn chống lão hóa và sở hữu làn da tươi trẻ, rạng ngời. Kết hợp sức mạnh của công nghệ sóng tần số vô tuyến **Radio Frequency** và công nghệ kích thích cơ bằng xung điện **EMS**, máy trẻ hóa da Halio RevitaWave kích thích sản sinh collagen và nâng cơ mặt hiệu quả. Bên cạnh đó, máy còn tích hợp **3 liệu pháp ánh sáng**, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc da: **ánh sáng đỏ** xóa mờ nếp nhăn, **ánh sáng xanh lá** làm sáng da, và **ánh sáng xanh dương** ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn. Với dung lượng pin cao **2400mAh** và khả năng chống nước chống bụi **IP65**, bạn có thể yên tâm sử dụng lâu dài và tiện lợi. Hãy nâng cấp quy trình chăm sóc da của bạn và khôi phục làn da tươi trẻ, săn chắc với Halio RevitaWave Skin Rejuvenator!




# Cấu tạo sản phẩm



# Lợi ích của liệu pháp ánh sáng

- **Ánh sáng đỏ** 630nm: Tăng sinh collagen, giảm nếp nhăn
- **Ánh sáng xanh lá** 515nm: Cải thiện sắc tố, làm đều màu da
- **Ánh sáng xanh dương** 465nm: Hạn chế vi khuẩn gây mụn, làm sạch da



# Key Selling Points

1

Tích hợp 3 công nghệ RF + EMS + VR

2

Tích hợp 3 liệu pháp ánh sáng

3

Pin dung lượng cao 2400mAh + Chống nước toàn thân IP65

4



Tự động tắt sau 6 phút

# Đối tượng khách hàng





1. Những người trên 25 tuổi, da đã có nếp nhăn, rãnh cười, khoé mắt, khoé miệng, da trùng nhão, chảy xệ cần tìm các phương pháp làm đẹp không xâm lấn
2. Những người skincare, yêu thích skincare, muốn một thiết bị có nhiều chức năng


# Product Benchmarking

Sản phẩm	Giá thành	Chống nước	Pin	Ưu điểm	Nhược điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
<p>Máy trẻ hoá da Halio RevitaWave Skin Rejuvenator</p> 	5,000,000	Công nghệ IP65 toàn máy	2400 mAh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có RF tăng sinh collagen</li> <li>- Có EMS giúp nâng cơ</li> <li>- Có VR massage tăng tuần hoàn máu</li> <li>- Tích hợp 3 liệu trình ánh sáng: đỏ, xanh lá, xanh dương</li> <li>- Có chống nước toàn máy</li> <li>- Pin trâu (2 tuần nếu dùng 6 phút cách ngày)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiệu quả liệu pháp ánh sáng không mạnh</li> <li>- Giá thành cao</li> </ul>	Có
<p>Halio Red Light Therapy Device (HRT)</p> 	2,500,000	Phần đầu máy	420 mAh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có 3 chế độ EMS giúp nâng cơ</li> <li>- Có công nghệ rung sóng âm sonic kèm nhiệt nóng 42 độ tinh chất và tăng tuần hoàn máu</li> <li>- Đầu xoay nhỏ gọn, dễ len vào các vùng da khó tiếp cận</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ có ánh sáng đỏ</li> <li>- Không có RF</li> <li>- Chỉ chống nước ở đầu máy</li> <li>- Pin yếu hơn</li> </ul>	Có

# Product Benchmarking

Sản phẩm	Giá thành	Chống nước	Pin	Ưu điểm	Nhược điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
<p>Máy đẩy tinh chất Halio Ion Hot &amp; Cool Beauty Device</p> 	2,500,000	Không	2000 mAh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có công nghệ Ion Galvanic kết hợp nhiệt nóng 45 độ C: tăng gấp 3,5 lần hiệu quả thẩm thấu dưỡng chất so với thoa tay</li> <li>- Có EMS giúp nâng cơ</li> <li>- Có chế độ làm lạnh 10 độ C giúp thư giãn, khóa dưỡng, se khít lỗ chân lông</li> <li>- Có màn hình LCD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không có liệu pháp ánh sáng</li> <li>- Không chống nước</li> </ul>	Có
<p>NuFACE Trinity</p> 	15,000,000		2600 mAh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có EMS giúp nâng cơ</li> <li>- Có ánh sáng đỏ</li> <li>- Có chứng minh lâm sàng về hiệu quả sử dụng máy</li> <li>- Có 3 loại đầu máy với các công dụng khác nhau: nâng cơ toàn mặt, nâng cơ vùng mắt &amp; miệng, ánh sáng đỏ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không có RF</li> <li>- Không có VR massage</li> <li>- Không có ánh sáng xanh lá, xanh dương</li> <li>- Giá thành đắt</li> <li>- Không chống nước</li> </ul>	Không

# Product Benchmarking

Sản phẩm	Giá thành	Chống nước	Pin	Ưu điểm	Nhược điểm	Phân phối chính thức tại Việt Nam
Medicube AGE-R Booster Pro 6 trong 1 	14,000,000		2600 mAh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Có 6 công nghệ: EMS, Microcurrent, điện di Electroporation, kim dạng sóng điện, rung Sonic, liệu pháp ánh sáng</li><li>- Có 5 liệu pháp ánh sáng: đỏ, cam, xanh lá, xanh dương, tím</li><li>- Có kết quả thử nghiệm về hiệu quả sử dụng máy (tăng 785% thẩm thấu tinh chất)</li><li>- App thân thiện thông minh</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Không có RF</li><li>- Giá thành đắt</li><li>- Không chống nước</li><li>- Kim dạng sóng điện rất đau</li></ul>	Có

# Chống chỉ định

- Tránh sử dụng thiết bị khi da có vết thương, sưng, phỏng rộp hoặc loét để tránh RF/EMS/ Vibration gây kích ứng thêm cho da.
- Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch hoặc bệnh liên quan tới mạch máu não, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nặng không nên sử dụng thiết bị. Vì những người này có thể có phản ứng sinh lý hoặc bệnh lý đặc biệt khi sử dụng thiết bị, và gây ra một số tác dụng phụ đối với sức khỏe.
- Phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt và trẻ vị thành niên cũng nên tránh sử dụng, vì RF có thể làm hormone trong cơ thể dao động, da trở nên nhạy cảm hơn nên dễ gây đỏ, sưng hoặc đau hơn tại khu vực dùng RF/EMS. Sự phát triển da của trẻ vị thành niên vẫn chưa hoàn thiện và tác động nhiệt sinh ra do RF có thể gây ra một số tổn thương nhất định cho da, làm tăng khả năng xảy ra phản ứng phụ.
- Không phù hợp với những người phẫu thuật thẩm mỹ (như nâng mặt, phẫu thuật mí mắt) vào vùng điều trị trong vòng 3 tháng qua. Sau phẫu thuật, vùng da và mô bên dưới đang trong quá trình lành thương, tái tạo tế bào và hình thành mạch máu mới. RF tạo ra nhiệt năng có thể làm tổn thương các mô mới hình thành này, cản trở quá trình lành thương tự nhiên, tăng nguy cơ để lại sẹo xấu hoặc sẹo lồi.



# Hướng dẫn sử dụng

- Giữ nút nguồn trong 3 giây để bật máy
- Nhấn nút nguồn để đổi chế độ ánh sáng
- Nhấn các nút EMS, RF, VR để bật chế độ và điều chỉnh cường độ
- Di chuyển đầu máy tới các vùng trên khuôn mặt
- Giữ nút nguồn trong 3 giây để tắt máy

## Lưu ý:

- Sử dụng thiết bị **tối đa 6 phút** mỗi ngày
- Sử dụng thiết bị **cách 1 ngày** mỗi lần



# Các bước sử dụng



**BƯỚC 1:  
LÀM SẠCH**




**BƯỚC 2: DƯỠNG  
ẨM**



**BƯỚC 3:  
MÁY TRẺ HÓA DA HRW**

**Lưu ý:** Khách hàng cần sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm da có nước như gel, serum,... trước khi sử dụng máy HRW để dẫn truyền sóng RF và EMS vào da từ đó tăng tối đa hiệu quả tăng sinh collagen và nâng cơ.

# Các bước sử dụng



# Hướng dẫn sạc pin

- Cắm dây sạc Type-C vào cổng sạc của máy. Sạc khoảng 3-4 tiếng.
- Cắm dây sạc vào củ sạc 5V-1A hoặc 5V-2A để bắt đầu sạc máy

Thiết bị sẽ nháy đèn màu đỏ khi pin yếu và sẽ nháy đèn màu xanh lá khi đang sạc



# Vệ sinh và bảo quản

- Sau khi sử dụng thiết bị, sử dụng khăn ẩm sạch, không có bụi hoặc sử dụng cồn còn 70% để vệ sinh đầu thiết bị
- Đặt thiết bị vào hộp lưu trữ sau khi làm sạch để ngăn bụi xâm nhập
- Bảo quản thiết bị ở môi trường khô ráo, tránh nơi ẩm ướt hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp.

