

Bàn chải điện tích hợp công nghệ chuyển động kép

Halio Wave Sonic Electric Toothbrush

Listing price: 1,300,000



Smoky Sky



Silver Frost



Pink Whisper



Cloud White

Tính năng nổi bật của **Halio Wave Sonic Electric Toothbrush**



Lợi ích
khách
hàng

Tại sao?

Làm sạch vượt trội
với **ít thao tác** nhất

nhờ vào **công nghệ**
chuyển động kép, vừa
rung vừa xoay 45 độ



Không gây xước và
tụt nướu, mà **vẫn len**
sâu loại bỏ mọi mảng
bám

nhờ vào **lông bàn chải**
Dupont mảnh nhất thị
trường (bằng 1/3 sợi tóc)



Độ bền cao, giá hợp lý

nhờ **dung lượng pin lớn**,
chống nước IPX7, bảo
hành 2 năm



Thông số kỹ thuật khác của **Halio Wave Sonic Electric Toothbrush**



Đánh răng đủ - Smart Timer **2 phút**



Làm sạch toàn diện - Nhắc chuyển vùng **30 giây**



Tùy chỉnh theo nhu cầu - **3** chế độ làm sạch



Tiết kiệm chi phí - **9 tháng** mới mua đầu mới



Yên tĩnh - Độ ồn cực thấp - **50dB**



Cấu tạo sản phẩm

Đầu bàn chải
Dupont

Đèn hiển thị chế độ

Nút nguồn /
Nút chọn chế độ

Đèn báo hiệu pin

Đầu cắm sạc Type-C



Màng bám tập trung nhiều nhất ở đâu?



Đối tượng khách hàng

Khách hàng tìm kiếm 1 sản phẩm với công nghệ mới và giá thành hợp lý

Khách hàng có răng nướu nhạy cảm





Modified Bass Brushing Technique

HOW TO BRUSH YOUR TEETH



Product Benchmarking

Product Benchmarking

Thương hiệu	Average Price	Pin	Nhịp chải	Chống nước	Chế độ	Số đầu bàn chải Dupont	Ưu, nhược điểm
Halio Wave Sonic Electric Toothbrush 	1,300,000	1200mAh	Lên đến 55,000 nhịp/phút	IPX7	3	3	<ul style="list-style-type: none"> + Độ rung xoay vừa phải phù hợp cho răng nhạy cảm nhất nhưng cũng không kém về độ làm sạch + Bảo hành 2 năm + Lông bàn chải mảnh nhất thị trường chỉ bằng 1/3 sợi tóc + Dung lượng pin lớn nhất thị trường - gấp 3 lần + Độ ồn cực thấp + Sạc type C tiện lợi hơn sạc nam châm
Laifen Wave Electric Toothbrush 	1,790,000 - 2,060,000	900mAh	Lên đến 66,000 nhịp/phút	IPX7	4	3	<ul style="list-style-type: none"> + Có app riêng để điều chỉnh chế độ, mức độ rung, và mức độ dao động - Bảo hành 1 năm - Ổn - Pin dùng nhanh hết (30 ngày) - Muốn setup nhắc chuyển vùng 30 giây phải down app

Product Benchmarking

Thương hiệu	Average Price	Pin	Nhịp chải	Chống nước	Chế độ	Số đầu bàn chải Dupont	Ưu, nhược điểm
Hilio Wave Sonic Electric Toothbrush 	1,300,000	1200mAh	Lên tới 55,000 nhịp/phút	IPX7	3	3	<ul style="list-style-type: none"> + Chuyển động kép vừa rung vừa xoay tăng hiệu quả làm sạch với lực vừa phải phù hợp cho răng nhạy cảm + Bảo hành 2 năm + Lông bàn chải mảnh nhất thị trường chỉ bằng 1/3 sợi tóc, mảnh hơn 7 lần so với brushie + Độ ồn cực thấp + 9 tháng mới cần thay đầu bàn chải
Bàn chải điện Brushie Ultra 	611,000 - 666,000	1200mAh	42,000 nhịp/phút	IP68	5	2	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ rung sóng âm nên làm sạch kém hiệu quả hơn -Ồn hơn - Lông bàn chải cứng 0.1mm + Nhiều chế độ làm sạch hơn + Có thêm đầu rửa mặt, có dock sạc và travel case + Bảo hành lên tới 3 năm, tận nhà

Product Benchmarking

Thương hiệu	Average Price	Pin	Nhịp chải	Chống nước	Chế độ	Số đầu bàn chải Dupont	Ưu, nhược điểm
Halio Wave Sonic Electric Toothbrush 	950,000	1200mAh	Lên đến 55,000 nhịp/phút	IPX7	3	3	<ul style="list-style-type: none">+ Độ rung xoay vừa phải phù hợp cho răng nhạy cảm nhất+ Bảo hành 2 năm+ Lông bàn chải mềm nhất thị trường chỉ bằng 1/3 sợi tóc+ Độ ồn cực thấp+ 9 tháng mới cần thay đầu bàn chải+ 4 màu nhiều sự lựa chọn
Halio SonicLite Electric Toothbrush 	409.000 - 850000	1200mAh	Lên đến 36,000 nhịp/phút	IPX7	3	1	<ul style="list-style-type: none">- Chỉ rung sóng âm, có thể chưa làm sạch hiệu quả đối với những ai có răng ố vàng- Lông bàn chải cứng hơn- Chỉ có một đầu bàn chải- Bảo hành một năm- Ổn hơn- Chỉ có một màu duy nhất+ Giá thành rẻ

Product Benchmarking

Thương hiệu	Average Price	Pin	Nhịp chải	Chống nước	Chế độ	Số đầu bàn chải Dupont	Ưu, nhược điểm
Halio Wave Sonic Electric Toothbrush 	950,000	1200mAh	Lên đến 55,000 nhịp/phút	IPX7	3	3	<ul style="list-style-type: none"> + Độ rung xoay vừa phải phù hợp cho răng nhạy cảm nhất + Bảo hành 2 năm + Lông bàn chải mảnh nhất thị trường chỉ bằng 1/3 sợi tóc + Độ ồn cực thấp + 1 lần sạc dùng 3 tháng + 9 tháng mới cần thay đầu bàn chải
Halio Sonic SmartClean Electric Toothbrush 	419,000	800mAh	42,000 nhịp/phút	IPX7	4	1	<ul style="list-style-type: none"> + Rung khá mạnh đối với răng nhạy cảm + Nhiều chế độ làm sạch hơn - Ổn hơn - Lông bàn chải cứng hơn - Bảo hành một năm - Pin dùng nhanh hết (25 ngày)



Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Lấy một lượng nhỏ kem đánh răng và thoa lên đầu bàn chải.

Bước 2: Làm ướt lông bàn chải.

Bước 3: Đặt bàn chải nghiêng khoảng 45 độ dọc theo đường viền nướu. Đảm bảo đặt bàn chải trong miệng trước khi bật nút nguồn để tránh kem đánh răng bị văng ra ngoài.

Bước 4: Nhấn nhẹ nút nguồn để bật bàn chải điện và chọn chế độ làm sạch phù hợp:

- Chế độ White: Làm trắng răng, loại bỏ mảng bám cứng đầu
- Chế độ Clean: Phù hợp làm sạch hàng ngày
- Chế độ Comfort: Độ rung nhẹ nhất, phù hợp với người có răng nướu nhạy cảm

Bước 5: Nhẹ nhàng di chuyển bàn chải dọc theo đường viền nướu. Di chuyển bàn chải từ răng này sang răng khác. Cứ sau 30s bàn chải sẽ dừng khoảng 0.5-1s để nhắc chuyển khu vực chải răng.

Bước 6: Tiếp tục đánh răng trong 2 phút. Bàn chải sẽ tự động tắt sau 2 phút ở mọi chế độ. Hoặc bạn có thể nhấn và giữ nút Nguồn trong 2 giây để tắt bàn chải.

Hướng dẫn sạc pin

- Để kéo dài tuổi thọ pin, hãy sử dụng bộ sạc được đề xuất (5V 1A) để sạc bàn chải.
- Trong quá trình sử dụng, nếu đèn báo hiệu sạc chuyển sang màu đỏ, điều đó cho biết pin đang yếu. Khi pin cạn hoàn toàn, đèn báo hiệu sẽ nhấp nháy đỏ vài lần trong vài giây rồi tắt.
- Khi đang sạc, đèn báo sẽ nhấp nháy màu đỏ chậm và chuyển sang màu xanh lá khi sạc đầy.

Lưu ý:

- Hãy lau khô phần đáy và giữ cho nó khô ráo trước khi sạc.
- Sau khi sạc xong, hãy đảm bảo đóng kín nắp sạc dưới đáy sản phẩm.



VỆ SINH

Vui lòng tắt bàn chải trước khi rửa bằng nước. Rửa sạch đầu bàn chải và lông bàn chải sau mỗi lần sử dụng, sau đó để chúng khô tự nhiên.

Rửa tay cầm bàn chải dưới vòi nước chảy nhưng không làm sạch bằng nước vượt quá 40°C hoặc sử dụng dung dịch tẩy rửa có tính axit.

Vui lòng làm sạch nắp đáy của bàn chải bằng khăn mềm.



BẢO QUẢN

Không kéo lông bàn chải, nếu không chúng dễ bị biến dạng, có thể dẫn đến rụng lông.

Khuyến nghị thay đầu bàn chải sau mỗi ba tháng.

Nếu bạn không sử dụng bàn chải điện Halio Wave Sonic trong thời gian dài, hãy làm sạch và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Để xa tầm tay trẻ em.