



Ghé thăm chúng tôi tại

www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của hướng dẫn này và sản phẩm thực tế. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

©2021 AquaShield

Đã đăng ký Bản quyền.

Philips và Biểu tượng Phiến bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.

Sản phẩm được sản xuất và bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Y tế AquaShield Quảng Đông và Công ty Công nghệ Y tế Aqua Shield Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A Tháng 9 năm 2022



PHILIPS

Máy Massage Chân

Bồn ngâm
massage chân


PPM6501




Hướng Dẫn Sử Dụng

1 . Lắp đặt Bồn ngâm massage chân

(1) Chân chịu lực được lắp trên máy: Chỉ cần bung chân chịu lực ra theo hướng hai bên và dựng trên mặt đất. Tháo nắp che bụi, một tay giữ tay cầm và một tay đẩy đáy bồn massage xuống cho tới khi máy được mở ra hoàn toàn.



(2) Chân chịu lực không được lắp trên máy: Tháo nắp che bụi và đặt máy lên mặt đất, một tay giữ một tay kéo thân thùng ra theo chiều cao mong muốn (Thiết kế thân co giãn tiện lợi), lặp lại thao tác với bên còn lại.





2 . Thêm nước và bật nguồn

Đặt máy nằm phẳng, sau đó châm vào một lượng nước thích hợp (nên dùng nước ấm khoảng 35°C để giảm thời gian chờ đợi). Kết nối với nguồn điện gia dụng 220V~50 Hz. Sau khi bật nguồn, âm thanh còi sẽ vang lên ba lần, sau khi đèn báo bên trong nhấp nháy, máy sẽ giữ yên đèn và chuyển sang chế độ chờ.

3 . Mở máy và chuyển đổi các cấp độ

Bật máy và chọn cấp độ massage: Nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây để khởi động máy ở cấp độ 1, nhấn nhanh để chuyển qua cấp độ 2, nhấn thêm nhanh thêm lần nữa để chuyển qua cấp độ 3 và lần lượt như vậy để lựa chọn cấp độ. Khởi động massage: Khi nhiệt độ nước đạt đến mức quy định, chức năng massage sẽ tự khởi động và kết thúc sau 30 phút.



4 . Tắt máy

Ở bất kỳ trạng thái massage nào, khi nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây, âm thanh còi sẽ vang lên trong 1,5 giây. Máy sẽ kết thúc chế độ hiện tại và chuyển sang chế độ chờ.


5 . Sử dụng điều khiển từ xa

Ở chế độ chờ, chỉ có nút công tắc nguồn hoạt động. Hướng điều khiển từ xa vào nút nguồn bên hông máy và nhấn khởi động ở chế độ 1.

Ở bất kỳ trạng thái hoạt động nào, sử dụng điều khiển từ xa để lựa chọn chế độ từ 1, 2, 3.

Ở bất kỳ trạng thái hoạt động nào, sử dụng điều khiển từ xa để chọn chức năng "Massage". Bật / Tắt chức năng "Massage"


Ở bất kỳ trạng thái hoạt động nào, sử dụng điều khiển từ xa chọn "Nút nguồn" để máy kết thúc chế độ hiện tại và chuyển sang trạng thái chờ.



Điều khiển từ xa

6 . Bảo quản

- (1) Đổ hết nước bên trong ra và lau khô
- (2) Đặt máy úp ngược xuống đất, lật đệm bên dưới máy
- (3) Dùng hai tay ấn đáy bồn ngâm xuống, để thành máy gấp lại theo nếp uốn (Thiết kế thân co giãn tiện lợi)
- (4) Sau đó gấp chân chịu lực vào
- (5) Đẩy nắp che bụi lên và đặt điều khiển từ xa vào vị trí cũ, hoàn thiện quy trình bảo quản.



- ! 1. Không nên thêm nước có nhiệt độ quá 46°C để tránh làm bỏng chân. Vì sự an toàn của bạn, khi nhiệt độ nước vượt quá 50°C, máy sẽ tự động ngừng gia nhiệt và phát ra âm thanh cảnh báo, đồng thời đèn báo sẽ liên tục nhấp nháy đến khi nhiệt độ giảm xuống dưới 48°C.
- 2. Nên uống 1 ly nước ấm 250ml trước và sau khi sử dụng Bồn ngâm.
- 3. Thời gian trung bình ngâm chân là 30 - 40 phút. Trong khoảng thời gian này hãy uống một lượng nước ấm thích hợp.
- 4. Mỗi Sản phẩm Massage Philips đều đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Nếu sản phẩm bạn nhận được, có vết nước còn sót lại thì đó là điều bình thường. Vì vậy, hãy yên tâm sử dụng.