



Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ
và sản phẩm của công ty chúng tôi!

Buheung

**SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT**

Hồ Chí Minh: Số 235-237, Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Bảo hành: 028 7106 5858. **Hotline:** 1800 6977

Hà Nội: Số 2, Ngõ 382, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. **Bảo hành:** 024 37 855 966



www.buheung.vn

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY MASSAGE CẦM TAY BUHEUNG MK-310 NEW**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Máy massage cầm tay Buheung MK-310 là giải pháp tuyệt vời nhất giúp bạn lấy lại tinh thần sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi.

Massage là một cách thư giãn rất cần thiết đối với sức khỏe con người, đây không chỉ là liệu pháp chữa chứng bệnh căng thẳng mệt mỏi, đây cũng là một công cụ hữu hiệu để phòng ngừa bệnh và giữ gìn sức khỏe cho mọi người.

Máy massage cầm tay MK-310 giảm sự đau nhức của các vùng cơ do bị cơ cứng khi đứng hoặc ngồi lâu trong môi trường làm việc bị cơ cứng khi đứng hoặc ngồi lâu trong môi trường làm việc. Bên cạnh đó kích thích lưu thông tuần hoàn máu các vùng vai, gáy, lưng... một cách nhanh chóng và dễ chịu.

Máy massage MK-310 được thiết kế với kiểu dáng thời trang tạo cảm giác thân thiện cho người sử dụng, với 10 đầu massage khác nhau được thiết kế với chế độ massage trị liệu tất cả các vùng trên cơ thể từ lưng, hông, bắp chân, bắp tay đến phần vai, gáy, mặt, đầu v.v...

Tay cầm của MK-310 rất dễ dàng và tiện lợi cho người sử dụng với cán tay cầm dài được thiết kế uốn cong tạo sự chắc chắn và giảm trọng lượng của máy khi sử dụng trên cơ thể.

Sử dụng MK-310 thường xuyên hàng ngày giúp ngăn ngừa các bệnh về đau cơ một cách hiệu quả đồng thời tạo cho cơ thể sáng khoái và phần chấn hơn.

Chỉ với 10 phút mỗi ngày với chiếc massage cầm tay MK-310 quý khách sẽ có được 1 làn da mềm mại, 1 cơ thể săn chắc, các nếp nhăn sẽ được xóa bỏ hoàn toàn, 1 cơ thể khỏe mạnh sẽ là điều hoàn toàn dễ dàng với MK-310.

Điểm đặc biệt của chiếc massage cầm tay MK-310 là những động tác massage hiệu quả không chính cho chính bạn mà còn cho người thân của bạn nữa, đây chính là món quà đầy ý nghĩa cho cuộc sống bận rộn của chúng ta ngày nay.

CÁC CHỨC NĂNG NỔI BẬT CỦA MK-310:

- Thiết kế đột phá trong kiểu dáng tạo với tay cầm uốn cong tạo sự tiện dụng và thoải mái khi sử dụng
- Có 10 đầu massage khác nhau dùng để massage các vùng khác nhau trên cơ thể 1 cách nhanh chóng và dễ dàng.
- Sử dụng nhiều tốc độ khác nhau cho người sử dụng lựa chọn.
- Sử dụng đèn hồng ngoại giúp sưởi ấm các vùng cơ trong cơ thể, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu.

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG:

- Một giờ sau khi ngủ dậy
- Một giờ sau khi ăn
- Sau những bài tập nặng
- Sử dụng điện áp 220-240V
- Sử dụng các đầu massage thích hợp và định vị các phần trên cơ thể
- Uống 1 cốc nước ấm trước và sau khi sử dụng để đem lại hiệu quả nhiều hơn

Không nên sử dụng máy massage quá 20 phút/lần tập

Máy sẽ tự động ngưng hoạt động sau 20 phút sử dụng


Không sử dụng máy khi chưa đọc kĩ hướng dẫn sử dụng

Nếu nguồn điện của sản phẩm bị hư hại, vui lòng đem sản phẩm đến trung tâm bảo hành của hãng để được sửa chữa

Không để trẻ em sử dụng sản phẩm mà không có sự giám sát của người lớn

TÊN CÁC BỘ PHẬN:





Máy massage Buheung MK-310 bao gồm 4 bộ phận chính

- Đầu massage (Có thể thay đổi linh hoạt)
- Thân máy
- Tay cầm
- Nút điều chỉnh tốc độ

Máy được thiết kế đơn giản và tiện lợi có thể massage tất cả các vùng trên cơ thể một cách nhanh chóng và dễ dàng. (Hình vẽ)

Nút điều chỉnh tốc độ giúp máy bật tắt dễ dàng và điều chỉnh cường độ hoạt động của máy.

CÁC ĐẦU MASSAGE:



Máy massage cầm tay MK-310 được trang bị 10 đầu massage khác nhau, thích hợp cho việc massage và trị liệu các vùng khác nhau trên cơ thể:

- Đầu kim: Dùng để massage các vị trí như lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân, thích hợp cho vùng da dày cần cường độ kích thích cao.
- Đầu que: Dùng để massage các vùng bụng, eo, đùi vai, giúp tăng cường độ massage và trị liệu, giảm mỡ cho người béo.
- Đầu huyệt đạo: Thích hợp cho việc châm cứu các bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là châm cứu ở khu vực lòng bàn chân.
- Massage 4 đầu: Thích hợp cho việc massage phần lưng, eo, vai với cường độ mạnh, tạo cảm giác thư giãn và thoải mái.
- Massage điểm: Đầu massage thích hợp cho việc trị liệu, giảm đau cơ ở 1 vùng nhất định trên cơ thể.
- Đầu khớp: Thích hợp cho việc massage các cùi bắp tay, bắp chân, cổ, bả vai, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu và giảm nhức mỏi.
- Đầu massage mềm: Dùng để massage các vùng nhạy cảm trên cơ thể như phần đầu, gáy, thái dương hoặc những người muốn sử dụng massage ở cường độ nhẹ.
- Massage mặt/thẩm mỹ: Thích hợp sử dụng trên các vùng da mềm, đặc biệt là massage vùng da mặt rất hiệu quả.
- Massage khớp nổi: Thích hợp cho việc massage các vùng khớp nổi trên cơ thể
- Massage phẳng: Thích hợp cho việc massage các phần bụng, lưng, bắp đùi, bắp tay ở cường độ trung bình tạo sự hiệu quả trong việc trị liệu nhưng vẫn giữ được sự thư giãn và thoải mái.
- Massage đặc biệt: Tạo cảm giác Massage khác lạ khi sử dụng.

CẢNH BÁO AN TOÀN:

Nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để giảm nguy cơ bị điện giật:

- Luôn rút phích cắm ra khỏi nguồn điện ngay lập tức sau khi sử dụng và trước khi làm sạch.
- Không được đặt sản phẩm trong nước hoặc các loại chất lỏng khác.
- Không sử dụng khi tay có nước hoặc sử dụng trong môi trường ẩm ướt.
- Cần giám sát khi trẻ em hoặc người tàn tật sử dụng.
- Không kéo dây điện mạnh có thể gây đứt dây.
- Không xịt dung dịch làm sạch vào máy khi máy đang hoạt động.
- Sử dụng xong nên chuyển sang chế độ tắt trước khi rút điện ra khỏi nguồn.
- Để dây điện cách xa bề mặt nóng.

KHÔNG THÍCH HỢP SỬ DỤNG:

MK-310 không được sử dụng cho:

- Các vùng bị viêm hoặc vết thương hở,
- Không dùng cho phụ nữ đang mang thai khi massage vùng bụng và hông,
- Với các triệu chứng bệnh như: suy tĩnh mạch mắt, tai hoặc viêm tĩnh hoàn, buồng trứng,
- Các bệnh nhân đang được điều trị các chứng bệnh đặc biệt dưới sự chỉ dẫn riêng của bác sĩ.

NHỮNG SỰ CỐ CẦN KHẮC PHỤC:

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH KHẮC PHỤC
Máy không hoạt động sau khi khởi động	Chưa khởi động nguồn Dây nguồn chưa cắm được vào ổ điện	Bật dây nguồn Kiểm tra ổ điện nguồn
Máy kêu to	Do máy hoạt động ở chế độ mạnh	Hiện tượng bình thường
Máy dừng đột ngột	Do máy chạy liên tục thời gian dài, chế độ bảo vệ được bật	Tắt nguồn và cho máy ngưng hoạt động 30 phút

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Nguồn điện: 220-240V, 50-60 Hz

Công suất: 25W

Buheung medical – Korea



No.1 healthcare expert
from **Korea**

Thank you very much for buying this product which
has been strictly tested and verified to be safe and reliable.

Buheung

NGUON SONG VIET IMEX TRADING CO., LTD

Ho Chi Minh: 235-237 9A Str., Trung Son, Binh Hung Commune, Binh Chanh Dist, HCMC, Vietnam

Guarantee: 028 7106 5858.

Ha Noi: 2, Lane 382, Pham Van Dong, Co Nhue 2 ward, Bac Tu Liem district, Ha Noi, Vietnam

Guarantee: 024 37 855 966. HOTLINE: 1800 6977



www.buheung.vn

**USER MANUAL
MASSAGE BUHEUNG MK-310 NEW**

Please read all instructions before using


Appropriate Times ©Method to use

- 1 hour after waking up
- 1 hour after meal
- Before sleep
- After a strenuous exercise
- Use 220V-240V outlet
- Hold the handle tight and massager with your speed
- Place the head on the part , and adjust the speed as you like
- For the effective massager,start from the arm ,leg,back, and Side in order
- Drink a glass of water after massage to flush your body properly

Caution

- Do not use the massager more than 20minutes at a time .
- Machine protector is installed ,so when the machine is operated over 20 minutes ,it will stop automatically.
(it is not mean out of order ,switch has to be off and 30minutes later can be re-operated.)
- Do not use the massager without attachments.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Speed Control



Product Specifications

- Volts:220V~240V
- Rated power:25w
- Frequency:50Hz

DANGER

When using a electrical appliance like a Body Massager basic precautions should be followed ,including the following: read all instructions before using the massager

To Reduce the risk of electric shock:

- Always unplug massager from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not move or store the massager where it can fall or be pulled into a tub or sink
- Do not place in or drop into water or other liquid . Do not reach for a appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in shower.

WARNING

To Reduce the risk of burns, fire, electrical shock or injury to person:

- Do not operate under a blanket or pillow, or any place where ventilation may be insufficient.
- Close supervision in necessary when used on, by or near children, invalids, or disabled persons.
- Massager should never be left unattended when plugged in .unplug the massager from the outlet when not is use and before cleaning.
- Never operate massager if it has a damaged cord or plug, if it in not working.
- Never drop or insert any object into any openings.
- Use massager only for its intended use as described in this manual. -Do not use attachments not recommended by the manufacture.
- Do not carry massager by the cord or pull the cord sharply.

- Never operate where aerosol products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use outdoors.
- Connect massager el to a properly grounded outlet only.
- To disconnect, turn switch to the off position, then remove from the outlet.
- Keep cord away from heated surface.

PRECAUTIONS

The massager should not be used for:

- Swollen or inflamed areas, or skin eruptions (fractures, bruises & cuts,etc.)
- Do not use on unexplained calf pain, consult your physician.
- Thyroid gland (just below adam's apple:
- Varicose veins
- Eyes, ears, testicles, or ovaries.

- Massage should be comfortable and agreeable,
Whenever in doubt, consult your physician.

- **Pregnant Woman-Special Warning**
Do not use in lower abdomen, lower back, front abdominals, or near ovaries.
Only upper back
Please consult your physician if you have any questions

Please keep the machine like picture when you are not using it

- 1. Please use it under the standard voltage that preset for this product.
- 2. Don’ t use it when the shell was broken lest being injured.
- 3. Don’ t use on the injured or rankle skin .
- 4. Pregnant women and malignant tumor sufferer can’ t use it
- 5. Please don’ t use it in any wet environment.
- 6. Please pull out plug from socket after using it, don’ t pull out the power wire directly or pull out the plug with wet hand.
- 7. Please don’ t allow the children using or playing lest being injured.
- 8. If the power wire was broken or there are some abnormality, please turn off the power(forbid changing by you rself, please sent to our company’ s repair center.
- 9. Please pull out plug from socket when power off, lest it would cause an unforeseeable accident when recov er the power.
- 10.Please turn the switch to ‘OFF’ when finish massage, and pull out plug from socket.
- 11.If you are not a professional repair person, please don’ t open/dismantle this product by yourself.

Trouble shooting

Troubles	Possible reason	Solution
It doesn’ t work after connecting power	The switch is OFF.	Turn on the switch.
	Whether the plug is not correctly insert the socket	Check socket, make sure the plug insert into socket .
The sound become loud suddenly	Whethe pressure is too strong	It will work after reducing pressure
It stop working suddenly	Working for a long time, it stop automatically due to thermal protection..	Cut off power and let it cool down in 30min at least



NEEDLE STICK:
Used to stimulate and tap acupuncture points on the body, specially on the palm, sole of the foot and thighs as you get an acupuncture treatment.



CAUTERY STICK:
Designed for fat removal and used to massage on the belly, waist, thigh and shoulders.



BLOOD LINE MASSAGER STICK:
Used on acupuncture sports and prostate spot .



4 HEAD MASSAGER:
Used on the waist, shoulder, back.



POINT MASSAGER:
Used to massage points of the body.



GEM ARTICULATION STICK:
Used to massage on the joints (articulation) of wrists, ankles, and elbows.



SOFT BRUSH TYPE STICK:
Used on the neck, shoulders, and muscle.



MASSAGER STICK:
Used on weak skin important acupuncture sports, and the thighs.



CUTE MESSAGE STICK:
Used to massage on the joint of body, also used on the waist,shoulde,back and thigh.



FLAT MASSAGER STICK:
Used to massaga muscle,suit for belly, whole back,thigh...etc.