



Chuyên gia chăm sóc sức khỏe
số 1 đến từ Hàn Quốc

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ
và sản phẩm của công ty chúng tôi!

Thank you very much for buying this product which
has been strictly tested and verified to be safe and reliable.

Buheung

**SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT**

Hồ Chí Minh: Số 235-237, Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Bảo hành: 028 7106 5858. Hotline: 1800 6977

Hà Nội: Số 2, Ngõ 382, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. **Bảo hành: 024 37 855 966**

NGUON SONG VIET IMEX TRADING CO., LTD

Hồ Chí Minh: 235-237 9A Str., Trung Sơn, Binh Hung Commune, Binh Chanh Dist, HCMC, Vietnam

Guarantee: 028 7106 5858.

Hà Nội: 2, Lane 382, Pham Van Dong, Co Nhuê 2 ward, Bac Tu Liem district, Ha Noi, Vietnam

Guarantee: 024 37 855 966. HOTLINE: 1800 6977



www.buheung.vn

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ĐAI MASSAGE BỤNG BUHEUNG HMO-2005LB**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Giới thiệu:

Đai massage bụng **Buheung HMO-2005** chính là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai muốn tìm lại vóc dáng cân đối, gợi cảm, bụng phẳng, eo thon, mông đùi săn chắc mà không hề tốn kém thời gian, công sức hay tiền bạc.

Đai massage bụng **Buheung HMO-2005** mang lại cách xử lý cân bằng hơn (xoa bóp đồng thời hai bên cơ thể), do đó đảm bảo phương pháp chữa trị hữu hiệu và hiệu quả, tiết kiệm thời gian hơn. Kết hợp với chế độ làm nóng để kích thích quá trình lưu thông tuần hoàn khí huyết.

Chỉ cần 10 phút mỗi ngày với đai massage bụng **Buheung HMO-2005** bạn sẽ thấy việc luyện tập cho vóc dáng của mình thật sự là thời gian thư giãn thoải mái. Khi các độc tố đồng thời được đánh bật khỏi cơ thể.

Ưu điểm nổi trội của đai massage bụng **Buheung HMO-2005** là kết hợp đồng thời hai chức năng giảm béo và tiêu độc cho cơ thể. Những tác động rung xoay của đai sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, khử độc tố trong cơ thể.

Đem lại một làn da tươi mới hơn cho người sử dụng. Những triệu chứng của căn bệnh đau nhức xương khớp cũng được cải thiện rõ rệt sau thời gian massage với **HMO-2005**.

Đai massage bụng **Buheung HMO-2005** thực sự là một sản phẩm tuyệt vời bởi không chỉ là một dụng cụ tập thể dục nhằm lấy lại vóc dáng mà nó còn chăm sóc cho sức khỏe của bạn.

Thiết kế của đai massage **Buheung HMO-2005** rất thời trang, kiểu dáng nhỏ gọn tiện lợi.

Bạn không phải đầu tư quá nhiều chi phí cho các thiết bị thể thao cồng kềnh mà chỉ cần một chiếc đai massage **HMO-2005** có thể mang theo bên mình như người bạn nhỏ thân thiết. Bạn có thể tranh thủ bất kỳ khoảng thời gian nào để luyện tập kết hợp cùng thư giãn với **HMO-2005**. Ở văn phòng, khi làm bếp, xem TV, đọc sách báo, nghe nhạc.

Các chức năng và ứng dụng:

Đai massage **Buheung HMO-2005** hữu cho những người không có thời gian luyện tập. Có thể sử dụng ở mọi nơi, mang lại cho bạn cảm giác thoải mái và thư giãn như đang nghỉ ngơi ở nhà.

HMO-2005 giúp bạn đạt được hình dáng mong muốn. Được sử dụng cùng với chế độ ăn kiêng hợp lý, thiết bị này có thể là một phương pháp hữu hiệu để làm tiêu hao mỡ trong cơ thể và làm giảm cân.

Thúc đẩy quá trình tiêu hóa, khử những chất độc trong cơ thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu làm cho làn da tươi mới hơn và tạo vóc dáng săn chắc khỏe mạnh.

Đai massage **HMO-2005** hỗ trợ làm săn chắc cơ thể nhờ chuyển động rung. Một cách xoa bóp, làm thoải mái bạn, giúp giảm sự căng thẳng, kích thích sự tuần hoàn máu quanh các điểm tiếp xúc, làm giảm sự mỏi cơ và làm tan acide lactic.

Đa chức năng, có thể sử dụng ở các vị trí khác nhau trên cơ thể.

Hướng dẫn sử dụng:

Lấy máy ra và kết nối các dây dẫn của Adaptor và máy lại với nhau. Đảm bảo rằng các kết nối đúng vị trí và chắc chắn.

Cắm phích vào nguồn điện.

Nhấn phím 'POWER' để bắt đầu hoạt động ở chế độ tự động. Cường độ hoạt động sẽ chuyển dần từ mạnh đến nhẹ.


Nhấn phím 'MODE' để chuyển sang chế độ điều chỉnh bằng tay.

Ấn phím 'INTENSITY' để điều chỉnh cường độ theo yêu cầu. Nếu cần thiết để dừng máy, chỉ cần ấn 'POWER'.

Nhấn phím "HEAT" để sử dụng chức năng nhiệt nóng.

Nếu không sử dụng sản phẩm nữa, tắt máy và rút Adaptor ra khỏi nguồn điện. (ngắt điện để đề phòng các nguy hiểm từ việc kết nối máy massage lâu ngày với nguồn điện)

Các vị trí sử dụng:



Bụng

Làm săn chắc các cơ bụng, làm eo thon và giúp tiêu hóa tốt hơn




Lưng dưới

Nắn và làm chắc các cơ lưng, giảm đau do ngồi lâu trong những thế đứng ngồi không đúng



Đùi

Làm săn chắc đùi để có những đôi chân đẹp



Mông

Tạo dáng chắc, gọn cho mông



Cổ - vai - phần lưng trên

Giảm đau cho bệnh viêm khớp, phong thấp và các vấn đề đứng ngồi có liên quan, làm mềm vai bị cứng



Bắp chân

Giảm đau ở bắp chân, làm săn chắc và tạo dáng cơ bắp chân

Thông số kỹ thuật:

Điện áp: AC220V/50Hz. 2,5A

Công suất: 60W

Tần số Vòng: 5000 vòng/phút

Điều khiển: màn hình LCD

Trọng lượng: 2.0 kg

Thương hiệu: Hàn Quốc



USER MANUAL MASSAGE BELT BUHEUNG HMO-2005LB

Please read all instructions before using

Product introduction:

By adopting LED microcomputer control, the strong shaking belt can directly act on the abdomen and back part, buttocks, thigh, calf and arm through new type double-direction motor vibration. The two powerful built-in motors will directly act on the human body from the surface to the deep grease with strong power of 12000 t/m (6000 cycles). Additionally, the thermal therapy function can help to dissolve fat, alleviate muscular pains, remove fatigue, improve blood circulation and speed up metabolism. By adopting latest LED microcomputer control panel, the control of speed and vibration can be easily mastered and is clear at a glance.

By using the strong shaking belt, body building is not a difficult thing any more. It let you do excises easily and keep you perfect curvel.

Product characteristics:

- LED microcomputer control processor: Automatic adjustment and manual adjustment.
- Adopt 555 model motor to provide strong power.
- Heat treatment function.
- Special large-scope vibration methods, with rapid vibration ata speed of 2001/s.

Product allocation:

1. Poweradaptor(24V2.5A) — 1piece
2. Use instruction 1 copy
3. Prolongedbelt 50cm 1piece

Electric parameters:

- Voltage: AC220V/50Hz
- Power: 60W
- Working current of belt: ≈2.5A
- Adaptor: IN AC110-240V/50Hz OUT DC24V/2.5A
- Massage motor: 555 model DC24V 5000r/m (idle)
- Heating wire: 1.2m/62Ω

Introduction of main engine function:

1. The produet is allocated inside with a group of 555 model motor vibration device, with automatic adjustment function and manual adjustment function.

2. Power button: Press 'POWER' button to start the power supply, the product can enter into initial work condition

<Automatic mode: Automatic speed change with four levels of intensity, automatic timing for 30 minutes>. At the time, the vibration disc will rotate.

3. Mode button: Press the button to select manual work mode and automatic work mode. The intensity level for automatic mode can be automatically adjusted. The intensity level for manual mode can be manually adjusted.

4. Intensity button: Under manual mode, press the button to set four levels of different work intensity.

5. Heat button: Press the button to start or close heating function.

Use method:

1.Take out the product and tie the product at the required part. Adjust the tightness until feeling comfort sense.

2. Press 'POWER' button to connect the power supply and start the automatic mode of product. The work intensity will automatically circulate from strong to weak. And then press 'MODE' button to adjust to the manual work mode. Press "INTENSITY" button to adjust to the required intensity. If it is necessary to stop the product, just press 'POWER' button.

3. Press 'HEAT' button to start or close heating function.

4. If the product is not used, turn off the product power, and separate the power adaptor from general power supply <Cut off the power supply to avoid the power damage due to long time connecting with the power>.