



Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ
và sản phẩm của công ty chúng tôi!

Buheung

**SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT**

Hồ Chí Minh: Số 235-237, Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP.HCM. Bảo hành: 028 7106 5858. Hotline: 1800 8379

Hà Nội: Số 382, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Bảo hành: 024 37 855 966

www.buheung.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MASSAGE CỔ **MK-331**

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe số 1 Hàn Quốc

MÔ TẢ SẢN PHẨM

► Giới thiệu sản phẩm

Máy Massage cổ thông minh MK-331 của chúng tôi với thiết kế vòng cung phổ biến theo đường cong sinh lý cột sống cổ, xung tần số thấp, tác động từ tính, tương tự như liệu pháp moxibustion ấm, rung động tần số cao, lực kéo vòng cung, bộ chăm sóc sức khoẻ đồng bộ nằm trong một tạo thành một trường năng lượng tổng hợp.


► Sản phẩm có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:

1. Tiếp xúc lâu trước màn hình
2. Lo lắng, mất ngủ và mơ màng
3. Mỏi cơ và cứng cổ

► Tính năng sản phẩm:

1. Thiết kế công thái học 3D độc đáo ôm trọn đường cong sinh lý cột sống cổ.
2. Sử dụng công nghệ liên kết thông minh 3D mới nhất, tính năng nhận dạng da người thông minh.
3. Đa tính năng, điều khiển thông minh, sử dụng đơn giản.
4. 6 chế độ xung điện: cupping, tapping, scraping, shiatsu, acupuncture and relaxation.
5. Xung điện tần số thấp, tác động từ tính, liệu pháp moxibustion ấm, rung động tần số cao, lực kéo vòng cung, bộ chăm sóc sức khoẻ đồng bộ nằm trong một tạo thành một trường năng lượng tổng hợp.
6. Giắc cắm nguồn loại C.
7. Điều khiển không dây.
8. 15 mức độ cường độ.
9. Hẹn giờ 15 phút,
10. Đèn xanh dương nhấp nháy với tiếng báo 'DI' dài mỗi 2 phút khi hết pin. Máy báo tiếng 'DI DI DI' khi ấn nút nguồn.






Hình chính diện sản phẩm



Thiết bị điều khiển




Sử dụng thiết bị



LƯU Ý:

Lưu ý: Vui lòng để miếng điện cực gần da. Nếu không, máy sẽ báo 3 tiếng "Dì" khi ấn "+"

Thiết bị điều khiển



Lưu ý: Pin CR2032

► Cắm sạc:

1. Vui lòng cắm sạc máy khi hết điện, adapter (củ sạc) nguồn 5V, 1A. Đèn hiển thị màu xanh lá nhấp nháy khi đang sạc và chuyển xanh lá khi sạc xong. Thời gian sạc máy khoảng 3 tiếng.
2. Máy có thể sử dụng tới 5 tiếng khi đầy pin. Nếu massage sử dụng tính năng nhiệt, thời gian sử dụng là 50 phút.
3. Chúng tôi đề xuất sạc thiết bị này 1 lần mỗi tháng nếu không sử dụng trong thời gian dài.

► CHÚ Ý:

1. Vui lòng không sử dụng máy chung với các thiết bị y tế, ví dụ như: máy tạo nhịp tim, máy tim phổi nhân tạo và thiết bị điện tử y tế, máy ghi điện tim v.v... Nếu bệnh nhân sử dụng thiết bị y tế/ phẫu thuật với tần số cao chung với thiết bị này thì có thể dẫn đến tổn thương da hoặc hỏng máy. Nếu sử dụng máy gần các thiết bị điều trị với sóng ngắn, vi sóng (1 mét), tính năng EMS có thể không ổn định.
2. Nếu người sử dụng mang thai, có da nhạy cảm, bệnh tim mạch, huyết áp bất thường, khối u ác tính, bệnh nhân tai biến mạch máu não, bệnh cấp tính hoặc đang được điều trị, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi sử dụng thiết bị này.
3. Không được dùng trong nhà vệ sinh hay đang ngủ.
4. Trẻ em không được sử dụng.
5. Bệnh nhân rối loạn cảm giác da hoặc không nhạy cảm với nhiệt không được sử dụng.
6. Vui lòng tắt thiết bị trước khi điều chỉnh vị trí hoặc di chuyển thiết bị sang nơi khác.
7. Vui lòng điều chỉnh cường độ xung điện phù hợp, đảm bảo sự thoải mái.
8. Vui lòng không tháo gỡ thiết bị, tránh va chạm và nước.
9. Vui lòng không rửa thiết bị với nước.

► Cách xử lý:

Để tránh ô nhiễm môi trường, vui lòng không vứt bỏ thiết bị hoặc các phụ kiện khi thiết bị trở nên cũ kĩ. Vui lòng tuân thủ các quy định bảo vệ môi của địa phương.

► FAQ

- **Câu hỏi:** Nguyên nhân của cảm giác ngứa ran, châm chích trên cổ khi sử dụng tính năng xung điện là gì?
- **Trả lời:** Lí do là vì da người tương đối khô, điện cực không ôm chặt vào cổ, và không thể chịu được tính năng EMS. Vui lòng giữ cổ ẩm và để điện cực ôm chặt vào da. Vui lòng thay đổi chế độ xung khi massage nếu bạn không thể chịu được chức năng xung.
- **Lưu ý:** tính năng xung mô phỏng theo liệu pháp châm cứu cổ truyền Trung Quốc, không phải rò rỉ điện.
- **Câu hỏi:** Tại sao da cổ phát ban?
- **Trả lời:** Da cổ phát ban khi da quá khô hoặc điện cực không ôm chặt da cổ khi sử dụng chức năng xung điện. Chúng tôi đề xuất bạn giữ da cổ ẩm và để thiết bị ôm chặt, ban đỏ, mẩn ngứa sẽ hết trong vòng 1 tới 2 ngày.
- **Câu hỏi:** Mất bao lâu để thiết bị được sạc đầy? Thiết bị có thể sử dụng bao nhiêu lần?
- **Trả lời:** Pin Li-ion, thời gian sạc khoảng 3 tiếng; có thể sử dụng trong 5 tiếng khi chỉ dùng chức năng xung. Thiết bị có thể sử dụng trong 50 phút nếu tính năng nhiệt được sử dụng cùng.
- **Câu hỏi:** Tại sao máy kẹp đau khi đeo?
- **Trả lời:** Thiết kế công thái học, vừa vặn với các kích cỡ cổ khác. Thiết bị sử dụng nhựa ABS, có thể bảo vệ cổ. Vui lòng đeo thiết bị đúng và giữ tư thế đúng khi sử dụng. Chúng tôi đề xuất massage 2 lần mỗi ngày, 15 phút mỗi lần.

► Vệ sinh và bảo quản :

1. Vui lòng vệ sinh với khăn mềm và ẩm hoặc khăn lau. Không được sử dụng cách thức vệ sinh dễ bay hơi.
2. Vui lòng bảo quản máy ở nơi khô thoáng.
3. Không được để thiết bị tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và nơi ẩm ướt.

► Thông số kỹ thuật

Tần số xung động	1-1000Hz
Độ rộng xung	20-400μs
Nhiệt	+38°C ~ 48°C

(nhiệt độ môi trường 25°C)

► Đặc điểm kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy massage cổ
Số hiệu	MK-331
Nguồn điện đầu vào	DC5V/1A
Công suất	5W
Pin	Pin Li-ion 3.7V/1200MAH
Pin thiết bị điều khiển	CR2032

► Vận chuyển và bảo quản

Phạm vi nhiệt độ	-20°C ~ -55°C
Phạm vi nhiệt độ tương đối	≤ 80%
Phạm vi áp suất không khí	50kPa ~ 106kPa

(Bảo quản nơi khô thoáng)

► Các chất độc hại trong sản phẩm

Tên	Chất độc hại					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Thiết bị	×	●	●	●	●	●
Linh kiện	×	●	●	●	●	●
Đóng gói	×	●	●	●	●	●

(Biểu mẫu này được thực hiện theo SJ/T 11364)



Thank you very much for buying
this product which has been strictly
tested and verified to be safe and reliable.

Buheung

**PRODUCTS ARE IMPORTED AND DISTRIBUTED EXCLUSIVELY
BY TNHH TM XNK NGUON SONG VIET STORE**

Ho Chi Minh: 235-237 Road No.9A Trung Son residential area,
Binh Hung commune, Binh Chanh district. Ho Chi Minh City.
Hotline : 18008379 | Service Centre : 028 7106 5858

Ha Noi (1st floor): 382, Pham Van Dong , Co Nhue 2 ward,
Bac Tu Liem district, Ha Noi. Hotline : 024 37855966

www.buheung.vn



USER MANUAL

NECK MASSAGER

MK-331

No.1 Health Care from **Korea**

PRODUCT DESCRIPTION

► Product introduction

Smart Neck massages adopts with human body cervical physiological curvature of the popular type circular design, Low-frequency pulse, magnetic effect, hot moxibustion, highfrequency vibration, circular traction, five-in-one synchronous health care to form a composite energy field.


► It can be used in this following cases:

1. Long time exposure before screen.
2. Vervous, insomnia and dreaminess.
3. Stiffness on neck and Muscle fatigue.

► Product Function:

1. Unique 3D grip ergonomics designed.
2. Using the latest 3D intelligent bonding technology, intelligent identification of human skin.
3. Multi-Function, Tntelligent control, operation is simple.
4. There are 6 pulse modes: cupping, tapping, scraping, shiat-su, acupuncture and relaxation.
5. Low-frequency pulse, magnetic effect, hot moxibustion, highfrequency vibration, circular traction, five-in-one synchronous health care to form a composite energy field.
6. Type-C powetr jack.
7. Wireless control.
8. 15 level intensities.
9. 15 minutes timer.
10. Blue light will be flashing with long "DI" every two minutes when out of power. It will be hearing "DI DI DI" warning when pres 'ON/OFFE" button.





Front views




Controller




Stereograms

Device operation



Attention

Please keep electrodes pads close to skin.
If not, it will be warning three "DI" when pressing "+"



Note: Battery CR2032

► Charging:

1. Please charge when out of power, adapter is 5V, 1A. Indicator turns green with flash when charging, it will turn green when full charge. Charging time about 3 hours.
2. Using time about 5 hours when full charging, If massaging with heat function always, using time is 50 minutes.
3. Suggest to charge this device one time per month if do not use for a long time.

► CHÚ Ý:

1. Please do not use this device with other medical machine together, Such as pacemaker, heart lung machine and Medical electronic device, electrocardiograph etc. If patient is using both high frequency surgical equipment and this device, it may hurt skin or damage this device. If using device near the short-wave, microwave treatment equipment (1 meter), EMS function may not be stable.
2. If people who are Pregnant, sensitive skin, heart disease, abnormal blood pressure, malignant tumors, cerebrovascular patients, acute disease, or being treated, please consult your doctor before using this device.
3. Do not use in bath or sleep.
4. Do not use for children.
5. Do not use in patients who are skin sensory impairment or for heat insensitive.
6. Please turn off the device before adjust position or remove device to other place.
7. Please adjust pulse intensity which is able to accept the comfort and appropriate intensity.
8. Please do not disassemble this device, avoiding collision and water.
9. Do not wash this device with water.



TREATMENT

► Treatment:

In order to avoid environmental pollution, please do not throw away this device or accessories when they are aging. Please comply with the local environmental protection requirements.

► FAQ:

- **Q:** What is the cause of some tingling on neck when using electrical pulse function?
- **A:** The reason is that people's skin is relatively dry, electrodes are not close enough to the neck, and cannot stand EMS function. Please keep wet on neck and close enough to skin. Pulse intensity should be low to high. Please change another mode to massage if cannot stand pulse function.
- **PS:** Pulse function is imitating traditional Chinese acupuncture, it is not electric leakage.
- **Q:** Why neck skin in rashes?
- **A:** Neck skin rashes cause skin too dry or not close to neck skin when using pulse function. We suggest to keep neck skin wet and tight close to device, rashes will be gone one or two days.
- **Q:** How long does it take for fully charge? How many times can be use?
- **A:** Built-in Li-ion battery, Charging time is about 3 hours. It can be used in 5 hours only Pulse function, it can be used in 50 minutes if always turn on heating function together.
- **Q:** Why does pinch hurt?
- **A:** Ergonomic design, Perfect fit for different neck sizes. "The product adopts ABS plastics, it can protect neck; Please wear this device correctly and maintain correct posture when using, We suggest to massage two times per day, 15 minutes per time.

► Cleaning and maintenance:

1. Please clean it with soft wet cloth or towel to wipe, cannot use Volatile preparation.
2. Please keep it in a dry and ventilated place.
3. Do not put it in direct sunlight, high temperature and damp place.

► Technical parameters:

Impulse frequency	1-1000Hz
Pulse width	20-400μs
Heat moxibustion temperature	+38°C ~ 48°C

(25°C environment temperature)

► Specifications:

Name	Smart Neck massager
Model	MK-331
Input	DC5V/1A
Rated power	5W
Battery	Built-in Li-ion battery 3.7V/1200MAH
Controller battery	CR2032

► Transport and storage:

Temperature range	-20°C ~ -55°C
Relative temperature range	≤ 80%
Atmospheric pressure range	50kPa ~ 106kPa

(Storage in a dry, ventilated place)

► Element of harmful substances in products:

Name	Hazardous substance					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Device	×	●	●	●	●	●
Accessories	×	●	●	●	●	●
Packing	×	●	●	●	●	●

(This form is made in accordance with SJ/T 11364)