

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe
số 1 đến từ **Hàn Quốc**



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **GHẾ MASSAGE** BUHEUNG **MK-5800**



Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | **Bảo hành:** 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | **Bảo hành:** 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook.com/buheungvn
hoặc website công ty www.buheung.vn



Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ BUHEUNG KOREA!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để Buheung có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để Buheung có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm quà tặng **6 tháng bảo hành** và hỗ trợ **24/7** từ Buheung.

Một lần nữa cảm ơn và rất vui được chăm sóc sức khỏe của bạn và cả gia đình!

Buheung

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Có **6 bài** massage tự động được cài sẵn trên bảng điều khiển sử dụng chỉ cần 1 chạm: **Thư giãn, hồi phục, chuyên sâu, linh hoạt, giảm đau, ngủ.**

Phân khúc ghế giá rẻ nhưng chất lượng sản phẩm lại cao cấp:
Bi massage 4D (bọc silicon)

Điều khiển bằng giọng nói: Chỉ cần 2 câu lệnh có thể sử dụng 1 bài massage tự động.

5 cấp độ điều chỉnh cường độ bị massage giúp phù hợp với hầu hết thành viên trong gia đình.

Hệ thống túi khí phân bố trải dài từ bàn chân, bắp chân, mông, hông, tay, vai giúp quá trình lưu thông máu được kích thích toàn bộ cơ thể.

Ghế được setup ở **chế độ sleep** (tính năng chỉ có ở dòng ghế cao cấp) giúp sau thư giãn ghế sẽ giữ yên vị trí để bạn có thể nghỉ ngơi trên ghế.



MỤC LỤC

- I. Mục lục
- II. Các chú ý về an toàn
 - 1. Môi trường sử dụng
 - 2. Những người không nên sử dụng thiết bị này
- III. Chuẩn bị trước khi sử dụng
 - 1. Lắp đặt đệm
 - 2. Điều chỉnh ghế ngồi
 - 3. Cách di chuyển ghế massage
 - 4. Vị trí lắp đặt ghế massage
 - 5. Khởi động nguồn điện
- IV. Tên gọi và chức năng của các bộ phận chính
- V. Giới thiệu về các chức năng của bộ điều khiển
- VI. Giới thiệu về các chức năng massage
- VII. Điều khiển bằng giọng nói
- VIII. Cách bảo dưỡng
- IX. Thông số kỹ thuật

Lưu ý: Nhà sản xuất có quyền cải tiến sản phẩm mà không cần thông báo trước.
Hình thức bên ngoài của sản phẩm tùy thuộc vào sản phẩm thực tế.

II. CÁC CHÚ Ý VỀ AN TOÀN

1. Môi trường sử dụng:

- Không sử dụng hoặc cất giữ thiết bị trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm, phòng xông hơi, suối nước nóng,... để tránh gây nấm mốc, điện giật, hỏa hoạn hoặc hỏng hóc.
- Không sử dụng thiết bị ở nơi có nhiệt độ trên 40°C.
- Không sử dụng thiết bị này khi đang ở ngoài trời.
- Không đặt thiết bị ở nơi quá nhiều bụi bẩn, dầu mỡ, hoặc thiếu oxy.
- Không đặt thiết bị ở gần bếp ga, lò sưởi hoặc nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào sẽ làm cho các bộ phận bên trong ghế massage bị nóng lên và gây cháy nổ.
- Lắp đặt và sử dụng ghế massage ở những nơi mặt phẳng, không gồ ghề như sàn nhà.
- Để tránh bị điện giật, vui lòng xác nhận xem ổ cắm có được nối đất hay không. Quý khách hãy tham khảo ý kiến của nhân viên kỹ thuật khi lắp đặt dây nối đất vào ổ cắm.
- Không hút thuốc khi đang sử dụng ghế massage.
- Không giẫm lên con lăn hoặc túi khí. Hãy chú ý khi ra vào ghế massage, nếu có vật gì bị rơi ra thì hãy lắp đặt lại vị trí cũ.
- Khi túi khí đang được bơm phồng, không được rút tay hoặc chân ra, việc này sẽ làm túi khí bị xẹp xuống và trở lại trạng thái ban đầu.

2. Những người không nên sử dụng thiết bị này:

Những người sau đây nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng (khi sử dụng có thể gây khó chịu, dẫn đến sự cố và gây nguy hiểm lên cơ thể).


- Bệnh nhân có các khối u ác tính.
- Bệnh nhân bị bệnh tim nặng.
- Bệnh nhân mắc các bệnh da liễu nặng.
- Bệnh nhân mắc các bệnh nghiêm trọng về xương khớp.
- Phụ nữ đang mang thai.
- Những người đang điều trị bệnh theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là những người đang cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường.
- Những người bị vẹo cột sống, hoặc cột sống có dấu hiệu bất thường do tai nạn hoặc bệnh tật.
- Những người đang bị sốt cao, cần được nghỉ ngơi yên tĩnh.
- Người có dấu hiệu xương khớp bất thường.
- Người đang gắn các thiết bị điều trị y tế như "máy trợ tim".
- Những người mắc các bệnh về nội tạng (như viêm dạ dày, ruột, kiết lỵ, viêm gan,...).
- Những người bị suy giảm tuần hoàn máu ở chân.
- Thiết bị có bề mặt tỏa nhiệt, người không nhạy cảm với nhiệt phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.
- Sản phẩm này không được khuyến khích sử dụng cho người bị chứng ngại về thể chất và trí lực, người khuyết tật.
- Nếu để trẻ em sử dụng sản phẩm này thì cần phải có người lớn ở bên để cạnh giám sát và hướng dẫn.
- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch sản phẩm này.



Không để người dưới 18 tuổi hoặc người không tự chủ được hành vi của mình (như người bị tâm thần, thiếu năng, khuyết tật,...) sử dụng ghế massage một mình hoặc chạm vào các bộ phận khác của ghế. Việc này có thể làm điện giật, gây thương tích cho người sử dụng hoặc gây trục trặc cho máy.

III. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Lắp đặt đệm



Nối dây cáp

Tháo/nối dây cáp

2. Điều chỉnh ghế ngồi

Để điều chỉnh lưng ghế, nhấn và giữ công tắc điều chỉnh bằng tay để điều chỉnh góc nghiêng của lưng ghế.

Lưu ý:


Cần phải đảm bảo có đủ không gian ở trước và sau ghế massage khi điều chỉnh tựa lưng và tựa chân

3. Cách di chuyển ghế massage

Nâng hai tay vịn lên rồi tiến hành di chuyển ghế massage


Chú ý:

- Không được có người ngồi trên ghế massage khi di chuyển ghế
- Không di chuyển ghế trên mặt phẳng để bị hư hỏng



4. Vị trí lắp đặt ghế massage


- Vui lòng để đủ không gian xung quanh ghế khi quý khách chuẩn bị massage
- Nơi đặt ghế massage cần có đủ không gian để lưng ghế có thể ngả ra sau và chân ghế có thể nâng lên.
- Đảm bảo có **ít nhất 80cm** không gian trống phía sau và **ít nhất 50cm** phía trước ghế massage.
- Đảm bảo rằng không có chướng ngại vật phía trước và phía sau ghế massage.
- Để tránh làm hỏng mặt sàn, vui lòng đặt một tấm thảm bên dưới ghế massage.




5. Khởi động nguồn điện

Cắm phích cắm vào ổ điện và bật công tắc nguồn.

- ① Vui lòng kiểm tra và xác nhận xem dây điện có bị ghế massage đè lên hay không.
- ② Dây nối đất đã được nối đúng cách chưa.
- ③ Trước khi cắm phích cắm, kiểm tra tất cả các nút của ghế massage (bao gồm cả công tắc nguồn).




IV. TÊN GỌI VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN CHÍNH



V. GIỚI THIỆU VỀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN



Giới thiệu về các phím tắt:



VI. GIỚI THIỆU VỀ CÁC CHỨC NĂNG MASSAGE

- 1. Nút nguồn:** để bật/tắt chức năng massage của máy. Nhấn vào nút này để ghế trở lại vị trí ban đầu và tự động tiến hành định vị cơ thể. Sau khi hoàn thành, chương trình tự động đầu tiên - "Massage thư giãn" sẽ được chạy theo mặc định và thời gian chạy mặc định là 20 phút.
- 2. Chương trình massage tự động:** Tùy theo thời gian massage và trạng thái thể chất của mình, người dùng có thể lựa chọn một trong năm chế độ massage sau: "Thư giãn", "Hồi phục", "Linh hoạt", "Giảm đau", "Ngủ" (Xem hướng dẫn màn hình LCD để biết thêm chi tiết).
- 3. Điều chỉnh lưng ghế:**
 - Nhấn nút **NÂNG LƯNG** lúc này lưng ghế sẽ được từ từ nâng lên và đồng thời phần chân ghế sẽ từ từ hạ xuống. Sau khi nâng đến góc độ mong muốn, thả phím này ra, lưng ghế và chân ghế sẽ được cố định.
 - Nhấn nút **HẠ LƯNG** lúc này lưng ghế sẽ bắt đầu từ từ hạ xuống và đồng thời phần chân ghế sẽ từ từ nâng lên. Sau khi hạ đến góc độ mong muốn, thả phím này ra, lưng ghế và chân ghế sẽ được cố định.

4. Trong chương trình tự động, nhấn nút **CHUYÊN SÂU** để lựa chọn các chức năng massage như: "xoa bóp", "đấm bóp", "ấn bóp", "nắn bóp", "vỗ", "bấm huyết",...

5. **Điều chỉnh vị trí:** Ở chế độ thủ công, vị trí massage lưng có thể điều chỉnh lên, xuống bằng cách nhấn vào nút **LÊN**

6. **Túi khí tự động:** Nhấn **TÚI KHÍ TỰ ĐỘNG** để bật/tắt túi khí.

7. **Túi khí thủ công:** Nhấn **TÚI KHÍ THỦ CÔNG** để bật/tắt túi khí.

8. **Cường độ:** Nhấn **CƯỜNG ĐỘ** để điều chỉnh cường độ túi khí

9. **Con lăn massage chân:** Nhấn **LĂN CHÂN** để bật/tắt con lăn massage chân

10. **Tốc độ:** Nhấn **TỐC ĐỘ** để điều chỉnh tốc độ massage

11. **Độ rộng massage:** Nhấn **ĐỘ RỘNG** để điều chỉnh phạm vi massage

12. **Chế độ "Từng phần":** Nhấn **TỪNG PHẦN** để bật/tắt chế độ massage từng phần

13. **Tăng nhiệt:** Nhấn **NHIỆT** để bật/tắt chế độ tăng nhiệt

Giới thiệu về các phím tắt:

- Nút nguồn: Nhấn giữ ba giây để bật/tắt máy.
- Nút không trọng lực: Nhấn nút này để bật/tắt chế độ không trọng lực.
- Nút tăng nhiệt: Nhấn nút này để bật/tắt chế độ tăng nhiệt.
- Nút lên: Nhấn nút này để điều khiển massage vùng lưng trên.
- Nút xuống: Nút lên: Nhấn nút này để điều khiển massage vùng lưng dưới.

VII. ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI

CÁC CÂU KHẨU LỆNH		
STT	Khẩu lệnh mở máy: "Xin chào" - Hồi đáp: "Chào bạn"	
	Khẩu lệnh	Lời hồi đáp của máy
1	Mở máy	Tắt máy
2	Tắt máy	Tắt máy

3	Chế độ chuyển đổi	Chế độ chuyển đổi
4	Bật chế độ sưởi ấm	Bật chế độ sưởi ấm
5	Tắt chế độ sưởi ấm	Tắt chế độ sưởi ấm
6	Bật chế độ con lăn bàn chân	Bật chế độ con lăn bàn chân
7	Tắt chế độ con lăn bàn chân	Tắt chế độ con lăn bàn chân
8	Bật chế độ không trọng lực	Bật chế độ không trọng lực
9	Tắt chế độ không trọng lực	Tắt chế độ không trọng lực
10	Mở túi khí	Mở túi khí
11	Nâng tựa lưng	Nâng tựa lưng
12	Nâng tựa lưng	Nâng tựa lưng
13	Tạm dừng	Tạm dừng
14	Tắt chế độ tạm dừng	Tắt chế độ tạm dừng
15	Tăng âm lượng	Tăng âm lượng
16	Giảm âm lượng	Giảm âm lượng

*Note: Đánh thức máy khi đang hoạt động bằng câu "Xin chào"

VIII. CÁCH BẢO DƯỠNG

1. Phải luôn giữ ghế massage sạch sẽ, không có bụi bẩn và phải đặt ghế ở nơi khô ráo.
2. Nếu không sử dụng ghế massage trong một gian dài, người dùng vui lòng phủ một tấm vải lên ghế massage.
3. Không đặt ghế massage dưới ánh nắng mặt trời hoặc nơi có nhiệt độ cao sẽ làm da ghế bị phai màu và nhanh cũ.
4. Khi vệ sinh ghế massage, vui lòng tắt công tắc và rút phích cắm điện.
5. Không sử dụng chất tẩy rửa có chứa dung dịch hữu cơ như benzen để vệ sinh ghế massage, nếu không sẽ làm da ghế bị ngả màu, nhanh cũ và xuất hiện các vết nứt.
6. Nếu dây cắm điện bị hỏng, phải liên hệ với nhà sản xuất, bộ phận bảo trì của hãng để được thay thế.

IX. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: Ghế massage Buheung MK-5800
Model: MK-5800
Điện áp định mức: 220V ~

Tần số định mức: 50HZ
Công suất định mức: 120W
Thời gian vận hành định mức: 20 phút



INSTRUCTION MANUAL

MASSAGE CHAIR

BUHEUNG **MK-5800**

Scan the Zalo QR code to
activate online warranty





Thank you for choosing and supporting BUHEUNG KOREA!

We hope that you are satisfied with our product and service, and that we have the opportunity to serve and accompany you and your family.

If you have any feedback or reviews regarding the quality of our product and service, please contact our hotline at **1800 8379** so that we can receive and promptly address them.

In addition, please scan the **Zalo OA** code to activate the electronic warranty, receive additional gifts, and enjoy **6 months of warranty** and **24/7** support from BUHEUNG.

Thank you once again and we are happy to have take care of you and your family's health!

Buheung

FEATURE SPECIAL

There are **6 pre-installed** automatic massage programs on the control panel that can be activated with just one touch: **Relaxation, Recovery, Deep Tissue, Flexibility, Pain Reduction, and Sleep.**

Despite being in the affordable price range, the chair's product quality is top-notch, **featuring a 4D massage mechanism with a silicon cover.**

Voice control allows users to activate an automatic massage program with just two commands.

There are 5 intensity levels for the massage that can be adjusted to accommodate most family members.

The airbag system is distributed throughout the chair and covers the feet, calves, buttocks, hips, arms, and shoulders to stimulate blood flow throughout the body.

The chair can be set up in **sleep mode**, a feature exclusive to high-end models, which keeps the chair in a reclined position for resting after a massage session.



CONTENT

- I. Content
- II. Safety notes
 - 1. Operating environment
 - 2. People who should not use this device
- III. Preparing for use
 - 1. Installing cushion
 - 2. Adjust the seat
 - 3. Move the massage chair
 - 4. Position the massage chair
 - 5. Power on
- IV. Names and functions of main components
- V. Introduction to controller functions
- VI. Introduction to massage functions
- VII. Voice control
- VIII. Maintenance
- IX. Specifications

Note: The manufacturer reserves the right to improve the product without prior notice.
The appearance of the product may vary depending on the actual product.

II. SAFETY NOTES

1. Operating environment:

- Do not use or store the device in a damp environment such as a bathroom, sauna, hot spring, etc. to avoid mold, electric shock, fire or damage.
- Do not use the device in a place with a temperature above 40°C.
- Do not use this device outdoors.
- Do not place the device in a place with too much dust, oil, or lack of oxygen.
- Do not place the device near a gas stove, heater or in a place where direct sunlight shines on it, as it will cause the internal parts of the massage chair to overheat and cause fire or explosion.
- Install and use the massage chair on flat surfaces such as floors.
- To avoid electric shock, please confirm if the socket is grounded. Please consult with a technical staff member when installing the grounding wire into the socket.
- Do not smoke while using the massage chair.
- Do not step on the rollers or airbags. Pay attention when entering and exiting the massage chair, and if anything falls out, please reinstall it in its original position.
- When the airbags are being inflated, do not retract your hands or feet, as this will cause the airbags to deflate and return to their original state.

2. People who should not use this device:

The following people should consult a doctor before use (using the device may cause discomfort, lead to accidents and pose a danger to the body):



- Patients with malignant tumors.
- Patients with severe heart disease.
- Patients with severe skin diseases.
- Patients with serious bone and joint diseases.
- Pregnant women.
- Individuals undergoing medical treatment as prescribed by a doctor, especially those experiencing abnormal physical symptoms.
- Individuals with abnormal spinal curvature or spine abnormalities due to accidents or illness.
- Individuals with high fever who need rest and quiet.
- Individuals with abnormal joint symptoms.
- Individuals with medical devices such as "pacemakers".
- Individuals with internal organ diseases (such as stomach, intestinal, dysentery, hepatitis,...).
- Individuals with impaired blood circulation in the legs.
- Heat-emitting devices must be used with caution by individuals who are not sensitive to heat.
- This product is not recommended for individuals with physical or mental disabilities.
- If children are allowed to use this product, an adult should be present to supervise and guide them.
- Children should be supervised to ensure that they do not misuse this product.



Do not allow individuals under 18 years of age or individuals who cannot control their behavior (such as those with mental illness, intellectual disability, physical disabilities, etc.) to use the massage chair alone or touch other parts of the chair. This can cause electric shock, injury to the user, or malfunction of the machine.

III. PREPARING FOR USE

1. Installing cushion



Connect/remove the cable

2. Adjust the seat

To adjust the back of the seat, press and hold the manual adjustment switch to adjust the tilt angle of the seat back

Note:


It is necessary to ensure there is enough space in front of and behind the massage chair when adjusting the backrest and footrest.

3. Move the massage chair

Raise both armrests before moving the massage chair


Note:

- Do not have anyone sit on the massage chair while moving it.
- Do not move the chair on a surface that can be easily damaged



4. Position the massage chair


- Please ensure that there is enough space around the massage chair when preparing for a massage.
- The location of the massage chair should have enough space for the back of the chair to recline and the footrest to be raised.
- Make sure there is **at least 80cm** of empty space behind and **at least 50cm** in front of the massage chair.
- Ensure that there are no obstacles in front of or behind the massage chair.
- To avoid damaging the floor, please place a mat underneath the massage chair.




5. Power on

Plug the power cord into an electrical outlet and turn on the power switch.


- ① Please check and confirm if the power cord is being pressed by the massage chair.
- ② Check if the grounding wire is properly connected.
- ③ Before plugging in the power plug, check all buttons of the massage chair, including the power switch.



IV. NAMES AND FUNCTIONS OF MAIN COMPONENTS



V. INTRODUCTION TO CONTROLLER FUNCTIONS



VI. INTRODUCTION TO MASSAGE FUNCTIONS

1. Power button:

Press this button  to turn on/off the massage function of the chair. After plugging in the power, press this button to return the chair to its initial position and automatically perform body positioning. After completion, the default first program - "Relaxation Massage" will run and the default running time is 20 minutes.

2. Automatic massage program: Depending on the massage time and physical condition, users can choose one of the five massage modes: "Relaxation", "Recovery", "Flexibility", "Pain Relief", "Sleep" (See LCD screen instructions for more details).

3. Adjustable backrest:

- Press this button  and the backrest will slowly rise while the footrest lowers. Once raised to the desired angle, release the button to lock the backrest and footrest in place.
- Press this button  and the backrest will slowly lower while the footrest raises. Once lowered to the desired angle, release the button to lock the backrest and footrest in place.

4. In the automatic program, press the button **CHUYÊN SÂU** to select massage functions such as "kneading", "punching", "pressing", "shiatsu", "tapping", "acupressure", etc.

5. **Adjusting position:** In manual mode, the massage position for the back can be adjusted up or down by pressing the button **LÊN**

6. **Automatic airbag:** Press **TÚI KHÍ TỰ ĐỘNG** to turn on/off the airbag.

Voice control only available for Vietnamese

7. **Manual airbag:** Press **TÚI KHÍ THỦ CÔNG** to turn on/off the manual airbag mode.

8. **Intensity:** Press **CƯỜNG ĐỘ** to adjust the intensity of the airbag mode.

9. **Foot roller:** Press **LĂN CHÂN** to turn on/off the foot roller.

10. **Speed:** Press **TỐC ĐỘ** to adjust the massage speed.

11. **Massage width:** Press **ĐỘ RỘNG** to adjust the massage range.

12. **"Spot" mode:** Press **TỪNG PHẦN** to turn on/off the spot massage mode.

13. **Heat:** Press **NHIỆT** to turn on/off the heat function.

Introduction to shortcut keys:

- Power button: Press and hold for three seconds to turn on/off the machine.
- Zero-gravity button: Press this button to turn on/off the zero-gravity mode.
- Heat button: Press this button to turn on/off the heating mode.
- Up button: Press this button to control the massage of the upper back.
- Down button: Press this button to control the massage of the lower back.

VII. VOICE CONTROL

VOICE COMMAND		
STT	Voice command to start: "Xin chào" - Hồi đáp: "Chào bạn"	
	Khẩu lệnh	Lời hồi đáp của máy
1	Mở máy	Mở máy
2	Tắt máy	Tắt máy

3	Chế độ chuyển đổi	Chế độ chuyển đổi
4	Bật chế độ sưởi ấm	Bật chế độ sưởi ấm
5	Tắt chế độ sưởi ấm	Tắt chế độ sưởi ấm
6	Bật chế độ con lăn bàn chân	Bật chế độ con lăn bàn chân
7	Tắt chế độ con lăn bàn chân	Tắt chế độ con lăn bàn chân
8	Bật chế độ không trọng lực	Bật chế độ không trọng lực
9	Tắt chế độ không trọng lực	Tắt chế độ không trọng lực
10	Mở túi khí	Mở túi khí
11	Nâng tựa lưng	Nâng tựa lưng
12	Nâng tựa lưng	Nâng tựa lưng
13	Tạm dừng	Tạm dừng
14	Tắt chế độ tạm dừng	Tắt chế độ tạm dừng
15	Tăng âm lượng	Tăng âm lượng
16	Giảm âm lượng	Giảm âm lượng

*Note: Wake up machine with command "Xin chào"

*Note: Voice control only available for Vietnamese

VIII. MAINTENANCE

1. Always keep the massage chair clean and free of dust, and place it in a dry location.
2. If the massage chair is not going to be used for an extended period of time, cover it with a cloth.
3. Do not place the massage chair in direct sunlight or in a location with high temperatures, as this may cause the leather to fade and age quickly.
4. When cleaning the massage chair, please turn off the switch and unplug the power cord.
5. Do not use cleaning agents containing organic solvents such as benzene to clean the massage chair, as this will cause the leather to discolor, age quickly, and develop cracks.
6. If the power cord is damaged, contact the manufacturer or maintenance department to have it replaced.

IX. SPECIFICATIONS

Product name: Massage chair Buheung MK-5800

Model: MK-5800

Rated voltage: 220V~

Rated frequency: 50HZ

Rated power: 120W

Rated operation time: 20 minutes