



Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ
và sản phẩm của công ty chúng tôi!

Buheung



**SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT**

Hồ Chí Minh: Số 235-237, Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Bảo hành: 028 7106 5858. Hotline: 1800 6977

Hà Nội: Số 2, Ngõ 382, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. **Bảo hành: 024 37 855 966**

www.buheung.vn

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
GHẾ MASSAGE BUHEUNG MK-5300**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Khi sử dụng một thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản. Bao gồm những điều sau :
 Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng (thiết bị này).

NGUY HIỂM – để giảm nguy cơ bị điện giật.


- Luôn rút thiết bị ra khỏi ổ cắm điện sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh.
- Không được sử dụng ghim hoặc các chốt kim loại khác với các thiết bị này.
- Kiểm tra điện trước khi sử dụng, CẢNH BÁO giảm nguy cơ gây thương tích, cháy hoặc bỏng cho cơ thể con người.
- Không để thiết bị hoạt động khi không có người trông coi. Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi tháo lắp
- Giám sát chặt chẽ là điều cần thiết khi sử dụng thiết bị nếu gần trẻ em, thương binh hoặc người khuyết tật.
- Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng như được mô tả trong sách hướng dẫn. Không hoạt động thiết bị này nếu dây hoặc phích cắm bị hỏng
- Nếu linh kiện bị rút xuống nước, hoặc thiết bị gặp vấn đề lỗi kỹ thuật thì phải báo ngay cho Trung Tâm Bảo Hành để kiểm tra và sửa chữa.
- Không để dây nguồn và các thiết bị máy tiếp xúc với bề mặt nóng
- Không được chèn bất kỳ vật dụng nào vào thiết bị đang động
- Không sử dụng ngoài trời.
- Không hoạt động ở nơi đang sử dụng các sản phẩm bình xịt (dạng xịt) hoặc nơi đang sử dụng oxy
- Để ngắt kết nối, hãy chuyển các điều khiển về vị trí tắt, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm
- Để trẻ em tránh xa giá đỡ chân mờ rộng
- Chỉ kết nối thiết bị này với ổ cắm được nối thích hợp
- Sử dụng các bề mặt làm nóng một cách cẩn thận. Có thể gây bỏng nghiêm trọng. Không sử dụng trên vùng da nhạy cảm hoặc trên vùng da lưu thông kém. Trẻ em hoặc người bị mất khả năng vận động có thể sử dụng nhiệt mà không giám sát (có thể).

LƯU Ý HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN



Sản phẩm này phải được tiếp đất. Nếu nó bị trục trặc hoặc hỏng hóc, nhà cung cấp sẽ có một đường dây dẫn ít nhất Kháng dòng điện để giảm nguy cơ điện giật. Sản phẩm này được trang bị dây dẫn nối đất cho thiết bị phích cắm với tất cả các luật và sắc lệnh địa phương. Nguy hiểm, nếu kết nối với dây và nối đất của thiết bị không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ điện giật.

Kiểm tra với thợ điện hoặc nhân viên bảo dưỡng có chuyên môn, nếu bạn nghi ngờ sản phẩm. Không thay đổi phích cắm đi kèm theo máy. Nếu phích cắm không vừa với ổ cắm, hãy có ổ cắm phù hợp được lắp đặt bởi một thợ điện có chuyên môn.



KHU VỰC HOẠT ĐỘNG

- Không sử dụng hoặc cất giữ ghế massage trong điều kiện ẩm ướt, ví dụ phòng tắm, phòng xông hơi, phòng spa để tránh bất kỳ sự phát triển của nấm mốc, sốc điện, hỏa hoạn hoặc hư hỏng thiết bị này).
- Không sử dụng ghế massage ngoài trời.
- Không sử dụng ghế dưới điều kiện bụi bẩn và nhiệt độ cao.
- Không để ghế gần hoặc trực tiếp với lò sưởi, nguồn nhiệt, bếp lò hoặc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời để tránh các linh kiện bên trong quá nóng, có thể dẫn đến cháy hoặc sốc điện.
- Ghế phải được đặt trên bề mặt phẳng, thảm hoặc sàn.
- Phích cắm phải được cắm chắc chắn và đúng cách để tránh sốc điện.
- Không sử dụng ghế trong lúc hút thuốc.




CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN TƯ VẤN Ý KIẾN BÁC SĨ


- Bệnh u ác tính
- Bệnh tim
- Bệnh da liễu
- Bệnh về xương khớp
- Phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai
- Bệnh về cột sống bao gồm cả chấn thương liên quan đến lưng và cột sống
- Tăng huyết áp và chuột rút
- Người đang có cấy ghép thiết bị y tế như máy tạo nhịp tim
- Vấn đề về lưu thông máu


CẢNH BÁO


- Trẻ em dưới 18 tuổi hoặc có vấn đề về thể chất hoặc tinh thần không được phép sử dụng hoặc phải có giám sát của người lớn hoặc có sự cho


⊘ LƯU Ý


- Những kỹ thuật viên không có ủy quyền không được tự ý sửa chữa, tháo rời để tránh gây cháy, điện giật hoặc gây thương tích 


- Không lau chùi sản phẩm bằng khăn ẩm ướt khi thấy ký hiệu này xuất hiện 


- Trong quá trình cất giữ hoặc bảo trì, di dời ghế hoặc vệ sinh, đảm bảo rằng sản phẩm đã được ngắt kết nối điện, không tháo phích cắm bằng tay ướt 


- Khi cất giữ sản phẩm, đảm bảo ngắt phích nối điện với nguồn điện để tránh gây hỏa hoạn 


- Không sử dụng sản phẩm ở những nơi không an toàn hoặc ngoài mục đích cá nhân. 

- Không để sản phẩm ở gần lửa, nhiệt nóng hoặc chất dễ cháy 


- Khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra (như có mùi khét,...), ngưng sử dụng ngay lập tức và rút phích cắm điện 


- 


- Vui lòng liên hệ với trung tâm sửa chữa, bảo hành để được hỗ trợ sửa chữa 


- Chỉ được phép sử dụng đúng điện áp đã quy định sẵn. Ngưng sử dụng khi dây nguồn có dấu hiệu bị hư hỏng hoặc không được lắp chặt vào ghế. 


⊘ LƯU Ý


- Không được phép thay đổi các thành phần bên trong máy nếu người đó chưa có chuyên môn 


- Không tháo rời máy bởi người không được phép để tránh bị điện giật hoặc cháy 


- Không để sản phẩm gần những thiết bị như : lò sưởi hoặc các chất dễ gây cháy. Đây là một trong những điều dễ gây ra hư hỏng cho sản phẩm 

- Nếu có bất kỳ điều bất thường xảy ra (tức là mùi khét), hãy ngưng sử dụng ngay lập tức và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm 

- Vui lòng liên hệ với người bán địa phương hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền của bạn để bảo trì, tránh cháy điện và thương tích 

- Chỉ sử dụng điện áp phù hợp với thiết bị. Ngưng sử dụng ngay lập tức nếu dây nguồn hoặc phích cắm điện bị hỏng hoặc không được lắp chặt vào ổ cắm hoặc đế của sản phẩm. 

- Đảm bảo tránh xa trẻ em và vật nuôi trong khi máy đang hoạt động để tránh bị thương. Không đặt ghế dưới ánh nắng trực tiếp mọi lúc. 

- Nếu dây cung cấp bị hỏng, ngay lập tức phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc kỹ thuật viên được ủy quyền. 

TUYÊN BỐ PHƠI NHIỄM FCC RADIATION

Thiết bị này tuân thủ theo yêu cầu về phơi nhiễm bức xạ của FCC

Thiết bị có thể sử dụng trong điều kiện phơi sáng di động mà không bị hạn chế RF.

các thay đổi hoặc sửa đổi không được chấp thuận bởi bên chịu trách nhiệm việc tuân thủ có thể làm mất đi quyền vận hành thiết bị của người dùng.

Thiết bị này đã được thử nghiệm và tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số loại B, tuân theo phần 15 quy tắc FCC.

Các giới hạn này được thiết kế nhằm bảo vệ hợp lý chống lại tác hại can thiệp vào việc lắp đặt tại khu dân cư.

Thiết bị này, sử dụng có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo như đúng hướng dẫn có thể gây nhiễu sự cố. Tuy nhiên, không có gì xảy ra nếu chúng ta xem kỹ hướng dẫn và làm theo.


Người sử dụng được khuyến khích khắc sự cố bằng các biện pháp sau:

- Di chuyển phù hợp và điều chỉnh ăng-ten nhận
- Tránh xa các thiết bị dễ gây cháy nổ
- Kết nối thiết bị vào ổ cắm điện trên
- Hãy hỏi ý kiến chuyên viên tư vấn/kỹ thuật có kinh nghiệm để được hỗ trợ

TIẾP XÚC BỨC XẠ ĐỀ CẬP BỞI FCC


Thiết bị này tuân thủ theo yêu cầu về phơi nhiễm bức xạ của FCC quy định.

Môi trường không được kiểm soát, để tránh khả năng vượt quá giới hạn phơi nhiễm tần số vô tuyến FCC, sự gần gũi của con người với ăng ten phải không được nhỏ hơn 20cm (8 inch) trong quá trình hoạt động được bình thường.





Hộp phía sau ghế



Đầu tiên chắc chắn rằng công tắc điện ở mặt sau của ghế là ở vị trí OFF "O". Sau đó gắn dây cáp nguồn vào cổng phía bên trái của công tắc. Sau khi cắm chắc vào, tiếp tục cắm dây điện vào ổ cắm. Cuối cùng, bật công tắc sang vị trí "I" và điều khiển sẽ sáng lên

Bắt đầu massage



On/Off


Nhấn nút "ON" và chọn chế độ massage. Nhấn nút "Time setting" để cài đặt thời gian massage, khung thời gian tối đa là 30p, mỗi lần tăng là 5p



Time setting

Điều chỉnh độ ngã

Điều chỉnh phần lưng và chân ghế trước khi lựa chọn chế độ massage giúp ghế cung cấp chương trình massage chính xác hơn. Phần thân ghế và chân ghế có thể điều chỉnh đồng thời hoặc riêng biệt tùy theo lựa chọn trên bảng điều khiển



Ngưng hoặc hoàn tất chương trình










Pause

Cài đặt mặc định cho massage là 15 phút, sau đó massage tự động dừng. Cài đặt ghế sẽ không thay đổi so với điều chỉnh của bạn. Nhấn "Pause" để dừng massage và nhấn lại để tiếp tục. Nhấn nút "OFF" ghế sẽ dừng Chuyển sang chế độ chờ


MASSAGE – CHƯƠNG TRÌNH MASSAGE TỰ ĐỘNG

Các chương trình massage tự động bao gồm : Nhào, Khai thác, Shiatsu và massage không trọng lực

Nút	Sự mô tả	Chức năng
	Chương trình massage Cứu Trợ	Chương trình massage kết hợp ấn nhào giúp người trải nghiệm ghé cảm nhận thoải mái nhất. Có thể điều chỉnh trong chương trình massage
	Chương trình massage Trọng Điểm	Tập trung massage vào các nhóm cơ và huyết đạo. Giảm bớt đi các cơ đau nhức theo thời gian. Có thể điều chỉnh trong chương trình massage
	Chương trình massage Thư Giãn	Kết hợp Massage đấm bóp, massage túi khí, massage vỗ. Có thể điều chỉnh trong chương trình massage
	Chương trình massage Phần trên	Chương trình massage Phần Thân Trên kết hợp massage khu vực bắp chân. Có thể điều chỉnh trong chương trình massage
	Chương trình massage Phần dưới	Chương trình massage Phần Thân Dưới kết hợp massage khu vực dưới bàn chân. Có thể điều chỉnh trong chương trình massage
	Chương trình massage Năng lượng	Kết hợp Massage đấm bóp, massage túi khí, massage vỗ. Có thể điều chỉnh trong chương trình massage
	Chương trình massage Nhanh chóng	Chế độ trình diễn 6p của tất cả các kỹ thuật massage có sẵn




* Đối với các chương trình massage trên, thời gian mặc định là 15 phút và mặc định Cường độ massage túi khí thấp. Nhấn “ Air massage strength “ để điều chỉnh cường độ của túi khí.

*Các chương trình massage toàn thân Auto không thể kết hợp với các chương trình khác.

 **CẢNH BÁO :** Chỉ sử dụng cung cấp 120V được xếp hạng để tránh làm hỏng linh kiện điện tử

MASSAGE – CHƯƠNG TRÌNH MASSAGE THỦ CÔNG

Một phần chương trình massage túi khí là một chương trình với mỗi mục tiêu khác nhau và vị trí trên cơ thể.






Nút	Miêu tả	Chức năng
	 Kneading	Nhấn nút này để bắt đầu chức năng xoa bóp, tốc độ có thể điều chỉnh
	 Knocking	Nhấn 2 lần để vào chế độ đấm bóp, tốc độ có thể điều chỉnh
	 Knead-knocking	Nhấn 3 lần để vào chế độ nhào nặn, tốc độ có thể điều chỉnh
	 Tapping	Nhấn 4 lần để vào chế độ vỗ, tốc độ và bề rộng diện tích massage có thể điều chỉnh
	 Shiatsu	Massage kiểu Shiatsu

* Đối với các chương trình trên, cài đặt mặc định là chế độ massage tại chỗ cụ thể với chiều rộng trung bình. Tốc độ và chiều rộng có thể được điều chỉnh với các nút tương ứng.

* Các chương trình massage Thủ Công trên, không thể kết hợp với các chương trình khác.

MÔ TẢ VÀ CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN THỦ CÔNG

Nút	Miêu tả	Chức năng
	Điều chỉnh cường độ	Ba cấp độ : Chậm, Trung bình và Nhanh
	Chỉnh độ rộng (bi lăn)	Ba cấp độ : Hẹp, Trung bình và Rộng
	Massage Full/massage trọng tâm	Nhấn nút một lần để bắt đầu massage toàn bộ liệu trình. Nhấn nút lần hai để bắt đầu massage từng phần. Nhấn nút lần ba để dừng
	Bi lăn đi chuyển lên	Nhấn nút để di chuyển con lăn massage. Nhấn nút giữ trên để dừng
	Bi lăn đi chuyển xuống	

Nút	Miêu tả	Chức năng
	Điều chỉnh cường độ	Cường độ có thể điều chỉnh được, dành cho chế độ massage thủ công. Cường độ ba mức : Nhẹ - Trung Bình hoặc Nhanh
	Full túi khí	Nhấn 1 lần : Massage phần trên cơ thể Nhấn 2 lần : Massage phần dưới cơ thể Nhấn 3 lần : Massage toàn cơ thể Nhấn 4 lần để ngưng hoạt động
	Một phần túi khí	Nhấn 1 lần : Massage phần vai Nhấn 2 lần : Massage phần tay Nhấn 3 lần : Massage phần chân Nhấn 4 lần: Massage phần bàn chân Nhấn 5 lần để ngưng hoạt động
	Massage chân	Điều khiển bị lăn chân. Nhấn nút để bắt đầu massage chân và nhấn 1 lần nữa để ngưng lại
	Nhiệt hồng ngoại	Chức năng sưởi ấm vùng lưng

HỆ THỐNG LOA VÒM

Bạn có thể kết nối loa trên ghế với điện thoại di động qua Bluetooth. Sử dụng cài đặt Bluetooth của điện thoại di động để tìm kiếm thiết bị ghế massage và tự động kết nối. sau đó bạn có thể phát nhạc từ điện thoại di động của mình thông qua loa tích hợp của ghế massage.

Mã Bluetooth của ghế là : BK800OL.

⚠ CHÚ Ý : Cần có người giám sát hướng dẫn là điều cần thiết, khi người tật và trẻ em. Vui lòng tư vấn với bác sĩ của bạn trước khi sử dụng ghế nếu bạn có **BẤT KỲ** tình trạng bệnh lý nào. Trẻ em dưới 18 tuổi không nên sử dụng ghế. Không để trẻ em và vật nuôi lại gần khi thiết bị đang vận hành. Các thương tích nghiêm trọng có thể xảy ra nếu không tuân theo các hướng dẫn trên

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

1. Nếu có bất thường xảy ra, hãy tắt và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay
2. Khi dây nguồn bị hỏng, cần phải thay dây nguồn khác của nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ



Cảnh báo : Không tháo gỡ, chỉnh sửa hoặc thay đổi các thành phần của thiết bị bởi người không có thẩm quyền để tránh điện giật hoặc gây hỏa hoạn.

CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG

Hướng dẫn lưu trữ

- ⊙ Không tháo gỡ bất kỳ bộ phận nào của ghế hoặc sửa đổi. Nguy hiểm cho người sử dụng.
- ⊙ Không cố gắng sửa chữa máy, người chưa có chuyên môn. Hãy liên hệ đến nhà sản xuất
- ⊙ Đảm bảo điện đã tắt và tháo phích cắm khi vệ sinh để tránh điện giật.
- ⊙ Giữ ghế massage sạch sẽ và không có bụi bẩn. Không đặt ghế nơi có ẩm ướt
- ⊙ Nếu không sử dụng ghế trong một thời gian dài, vui lòng che ghế bằng một miếng vải để bảo vệ khỏi bụi
- ⊙ Không đặt ghế massage dưới ánh sáng mặt trời hoặc lò sưởi.

Bảo trì

- ⊙ Chỉ sử dụng chất tẩy rửa trung tính không chứa Axit và cồn.
- ⊙ Sử dụng chất tẩy rửa trung tính làm sạch đệm lưng, đệm đầu và đệm chân. Hãy để ghế tự khô.
- ⊙ Dùng khăn ẩm lau sạch các chi tiết nhựa, đường ống và chất liệu da tổng hợp ghế.
- ⊙ Đảm bảo không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa như : Amyl axetat, benzene nào để tránh làm phai màu hoặc bạc màu da.
- ⊙ Không xịt thuốc trừ sâu hoặc bình xịt gần lên ghế để tránh điện giật hoặc gây hỏa hoạn.
- ⊙ Vui lòng lau sạch bằng vải khô để tránh hỏng hóc cơ học

Bảo trì bộ điều khiển

- ⊙ Không đặt ghế massage dưới ánh sáng mặt trời hoặc lò sưởi.
- ⊙ Giữ ghế massage sạch sẽ và không có bụi bẩn. Không đặt ghế nơi có ẩm ướt
- ⊙ Hãy làm sạch bằng vải mềm hoặc bàn chải lan can nhỏ.
- ⊙ Đảm bảo không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa như : Amyl axetat, benzene nào để tránh làm phai màu hoặc bạc màu da

XỬ LÝ SỰ CỐ

XỬ LÝ SỰ CỐ

Kiểm tra ĐIỆN là điều cần thiết trước khi sử dụng.

Đảm bảo máy hoạt động bình thường trước và sau khi sử dụng, sau khi không sử dụng.

Tình huống bất thường	Hướng dẫn giải pháp
Không khởi động được và đèn báo tắt	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Kiểm tra phích cắm được kết nối tốt.<input type="radio"/> Kiểm tra công tắc trên ghế đã được bật ở vị trí “ I “
Âm thanh hoạt động	<p>Những âm thanh sau đây là BẤT THƯỜNG</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Máy sẽ tạo ra âm thanh khi nhào trộn hoặc gõ<input type="radio"/> Xẹp hơi nó sẽ tạo ra một âm thanh chói tai<input type="radio"/> Túi khí có thể kêu rảng rặc âm thanh khi điều chỉnh Chân<input type="radio"/> Âm thanh cho động cơ ghế massage quá tải

ĐẶC ĐIỂM R KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Ghế Massage
Model	Buheung Korea MK 5300
Nguồn điện cung cấp	120V~ 60Hz
Công suất	150W
Thời gian hoạt động	15 min



No.1 healthcare expert
from **Korea**



Thank you very much for buying this product which has been strictly tested and verified to be safe and reliable.

Buheung



NGUON SONG VIET IMEX TRADING CO., LTD

Ho Chi Minh: 235-237 9A Str., Trung Son, Binh Hung Commune, Binh Chanh Dist, HCMC, Vietnam
Guarantee: 028 7106 5858.

Ha Noi: 2, Lane 382, Pham Van Dong, Co Nhue 2 ward, Bac Tu Liem district, Ha Noi, Vietnam
Guarantee: 024 37 855 966. HOTLINE: 1800 6977

www.buheung.vn

USER MANUAL
MASSAGE CHAIR BUHEUNG MK-5300

Please read this manual carefully before you use it

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using (this appliance).

DANGER-To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
- Carefully examine the covering before each use. Discard the appliance if the covering shows any sign of deterioration, such as checking, blistering, or cracking.
- **WARNING**--To reduce the risks of burns, fire, electric shock or injury to persons:
 - An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
 - Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
 - Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 - Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
 - Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
 - Keep the cord away from heated surfaces.
 - Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
 - Never drop or insert any object into any opening.
 - Do not use outdoors.
 - Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
 - To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
 - Keep children away from extended foot support.
 - Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
 - Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
 - Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for the electric current to reduce the risk of electric shock.

This product is equipped with a cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Danger-Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock.

Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.






IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

OPERATING SURROUNDINGS

● OPERATING ENVIRONMENT

- Do not use or store the massage chair under damp conditions:
 - i.e. bathroom, sauna, spa, to avoid any mold development, electric shock, fire or mechanical failure.
- Don't use the massage chair outdoors
- Don't use the massage chair under dusty and temperature varying conditions.
- Don't place the massage chair near heater(s), stove or direct sunlight to avoid inner components overheating which may lead to electrical fires and shock.
- Make sure to place the massage chair on flat level ground surface
- The chair should be placed on carpet, wood or hard surface flooring
- Make sure the power plug is properly grounded to avoid shock and injury.
- Don't use the machine while smoking



FOLLOWING CONDITIONS REQUIRING CONSULT FROM A MEDICAL DOCTORS BEFORE USE

- Suffered from malignant tumor
- Serious heart disease
- Serious skin disease
- Bone disease
- While pregnant or menstruating
- On rest by the doctor
- Spinal condition including injuries associated to the back and spine
- Hypertension and cramping
- Arthritic bone disease
- Any implanted medical device such as pacemaker
- Suffering from internal conditions (i.e. gastritis, enteritis, diarrhea, Zepatitis)
- Serious blood circulation trouble
- Consciousness issues such as vertigo and other equilibrium matters

WARNING

Children under the age of 18 years old or with physical or mental condition are not permitted to use this product unattended by an able adult and with the permission of a medical doctor. These precautions are taken to prevent injury and damage to the product

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For safety reasons and in order to clearly indicate potential dangers should the product be used improperly, instructions have been marked in the following manners and should be strictly noted

⊘ CAUTIONS

Non-authorized technicians are not permitted to dismantle or repair this product to avoid fire, electrical shock or serious injury



Do not clean or wipe down this product with anything wet or moist when this symbol is shown.



When storing or during maintenance, be sure to disconnect the power plug from socket. Do not detach the plug with wet hands



Make sure to turn the power switch to the "off" position and detach the power plug when cleaning or storing the product



**During cleaning or when moving the chair, make sure to detach power cord from the wall and chair to avoid fire or electrical shock
Do not place the machine on a unstable, uneven and unlevelled surface to avoid damage, insulation failure or electrical shock**



When storing the machine, make sure to disconnect power plug from the outlet and chair to avoid fire caused by electrical surges.



Clean power plug periodically to avoid buildup leading possible fire



Do not use it at any unsafe area or for any other purposes than personal use. Not for commercial use.



Do not store the chair in areas that are not climate controlled. Must be in room temperature with very low humidity.



Keep the power cord unobstructed at all time, i.e. not twisted, knotted, over bent or pulled and do not place anything heavy on it



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⊘ CAUTIONS

Do not make any modifications or change components by an unauthorized person



Do not dismantle the machine by unauthorized person to avoid electrical shock, short-circuit or fire



Do not store it near a fire, heater or flammable substances It is one of the major reasons of causing product damage.



Should any abnormality occur(i.e. burning smell), stop using immediately and detach power plug from outlet.



please contact your local seller or authorized service agent for maintenance to avoid electrical fire and injury.



Only proper rated voltage must be used . Stop using immediately if power cord or power plug is damaged or not tightly fitted into the outlet or the base of the chair



**Be sure to keep children and pets away while operating to avoid any injury
Do not place the chair in direct sunlight at all times**



If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer or an authorized technician



FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure requirement.
 The device can be used in portable exposure condition without RF striction.

Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment.


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.


If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.


FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.





Power up the chair



Plug in the power cable to the back of the chair and then connect the power cable to the power supply. Press the power switch to the “I” position to power up the chair.

Set time for massage



On/Off

Sit in chair and press the “On” button on the remote controller to switch on the chair. The chair will be in spa mode.




Time setting

Press the "time setting" button to adjust massage time. You can adjust time to maximum 30 minutes. The unit of increment is 5 minutes.

Adjust backrest cushion and leg rest cushion

Set the backrest and leg rest to your desired angle using the “Back ascends” and “Back descends” keys respectively. Press the appropriate button for each adjustment and release your hold once you have set the position .



Stop or end massage










Pause


The default setting for the massage is 15 minutes after which the massage will automatically stop. The chair settings will remain unchanged from your adjustments. Press “Pause” to stop the massage and press it again to continue. Press the “Off” button and the chair will stop and go into standby mode.

Massages – Automatic programs

The automatic massage programs comprise kneading, tapping, Shiatsu and air massage.








BUTTON	DESCRIPTION	FUNCTIONS
	Relief massage program	Kneading massage program Angle can be adjusted during massage.
	Focus massage program	Performs a series of slower, deliberate massage techniques to focus on muscle groups starting at the top of the back and moving down. Angle can be adjusted during massage.
	Relax massage program	Kneading massage, air massage and tapping massage. Angle can be adjusted during massage.
	Upper back massage program	Upper back massage and leg massage. Angle can be adjusted during massage.
	Lower back massage program	Lower back massage and leg massage. Angle can be adjusted during massage.
	Energy massage program	Kneading massage, air massage and tapping massage. Angle can be adjusted during massage.
	Quick massage program	Press for a 6 minute demonstration of all available massage techniques.

- * For the above programs, the default time is 15 minutes and the default air massage strength is low. Press “Air massage strength” to adjust the intensity of the air pressure.
- * The automatic full-body massage programs cannot be combined with other programs.

 **Warning:** Only rated supply 120V must be used to avoid damage to electronic components.





Massages – Manual programs






Partial air massage is a massage program which targets different needs and parts of the body.

BUTTON	DESCRIPTION	FUNCTIONS AND ADJUSTMENTS
	 Kneading	Press button once to start kneading massage. Speed is adjustable.
	 Knocking	Press button twice to start kneading-knocking massage. Speed is adjustable.
	 Knead-knocking	Press button three times to start knocking massage. Speed is adjustable.
	 Tapping	Press button four times to start tapping massage. Speed is adjustable.
	 Shiatsu	Press button five times to start Shiatsu massage.
	Massage speed regulation	Press this button to adjust massage speed.

- * For the above programs, the default setting is spot-specific massage with medium width. Speed and width can be adjusted with the respective buttons.
- * The above manual massage programs cannot be combined with other programs.

Manual control description and functions

BUTTON	DESCRIPTION	FUNCTIONS
	Speed adjustment	Three levels: slow, medium and fast.
	Width adjustment	Three levels: narrow, medium and wide.
	Full course/ Partial massage	Press button once to start full course massage. Press button twice to start partial massage. Press button three times to stop.
	Massage roller move up	Press button to move massage roller. Release hold on button to stop.
	Massage roller move down	

BUTTON	DESCRIPTION	FUNCTIONS
	Air pressure intensity adjustment	Air pressure intensity is adjustable. It can only be adjusted in air pressure massage mode. Intensity can be soft, medium or strong.
	Full air	Press once to start air massage for upper body. Press twice to start air massage for lower body. Press three times to start air massage for full body. Press four times to stop.
	Partial air	Press once to start air massage for shoulders. Press twice to start air massage for arms. Press three times to start air massage for leg. Press four times to start air massage for foot. Press five times to stop.
	Rolling massage	Foot rolling control. Press button to start foot rolling massage. Press again to stop.
	Heating function	Waist heating function. Press button to start waist heating massage. Press again to stop.

Speakers function

You can pair up the speakers on the chair with your mobile phone with Bluetooth. The massage chair Bluetooth code is BK8000L. Use you mobile phone Bluetooth setting to search for the massage chair device and auto-pair with it. You can then playback music form your mobile phone through the built-in speakers of the massage chair.

Bluetooth Code: BK8000L.

⚠ Warning: Supervision and guidance are necessary when people with disabilities and mental illness. Please advise with your doctor before using the chair if you have ANY medical conditions. Children under 18 should not use the chair and consult with a doctor for approval if attempted. Do not operate the chair if there are any children or pets near by. Serious injuries may occur if these instructions are not followed.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Should any abnormality occur, shut off and detach power plug from socket.
2. When power cord damaged, it must be changed from special power cord or available from other manufacturer or service department.

⚠ Warning: Do not dismantle, modify or change components by unauthorized person to avoid electric shock or fire.

DAILY CARE AND MAINTENANCE

Storage guide

- ⦿ Do not dismantle any part the chair or make modifications. Serious injury make occur
- ⦿ Do not attempt to repair the machine by unauthorized person to avoid electric shock or fire.
- ⦿ Make sure to shut off and detach the power plug when cleaning to avoid electric shock or hazard.
- ⦿ Keep the massage chair clean and free dust. Do not place the massage chair in a humid area.
- ⦿ If not in use for a long period, please cover it with a cloth to protect from dust.
- ⦿ Do not place the massage chair under sunlight or heating source like a heater or directly by a window that has direct sunlight.

Maintenance

- ⦿ Use a neutral detergent only that is free of acid and alcohol.
- ⦿ Use a neutral detergent to clean the back cushion, head cushion and leg cushion. Let it dry.
- ⦿ With a damp cloth wipe down the plastic parts, pipe and Synthetic leather material of the chair.
- ⦿ Make sure not to use any gasoline, amyl acetate, benzene based cleaners to avoid leather color fading or discoloring.
- ⦿ Do not spray pesticide or aerosols near or on the chair to avoid electric shock or fire.
- ⦿ Please clean with dry cloth to avoid mechanical failure.

Controller maintenance

- ⦿ Do not place the massage chair near heater or fire.
- ⦿ Keep away from humidity to avoid electric shock and damage to the chair.
- ⦿ Please clean dust with soft cloth or small banister brush.
- ⦿ Make sure not to use detergents containing benzene, gasoline, amyl acetate.

TROUBLE SHOOTING AND SPECIFICATION

TROUBLE SHOOTING

Checking is necessary in frequent usage.

Make sure the machine work normally before usage, after not in used for long time.

Abnormality situation	Solution guide
Failure to start and indicator light is off	<ul style="list-style-type: none">⊙ Check the plug is well connected⊙ Check the switch on the chair is turned on in the “I” position
Sound in operation	<p>The following sounds are normal</p> <ul style="list-style-type: none">⊙ The mechanism will produce a sound for kneading or knocking⊙ Sound changes after speed adjustment⊙ Sound from when the rollers go up or down⊙ When the chair does a tapping massage it will make the chair vibrate making a sound⊙ When the air inflates and deflates it will make a swooshing sound⊙ Sound for airbag inflating and venting. Airbags may crackle⊙ Sound for leg adjustment⊙ Sound for motor when the massage chair is loaded

SPECIFICATION

Product name	Massage Chair
Model	Titan TP-Lotus
Power supply	120V~ 60Hz
Rated power	150W
Rated working time	15 min