



**SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT**

Hồ Chí Minh: Số 235-237, Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Bảo hành: 028 7106 5858. Hotline: 1800 6977

Hà Nội: Số 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Bảo hành: 024 37 855 966

www.buheung.vn

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
GHẾ MASSAGE BUHEUNG MK-5150**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng



Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ
và sản phẩm của công ty chúng tôi!

Buheung




Cảm ơn quý khách đã chọn sản phẩm ghế Massage.
Trước khi sử dụng ghế, quý khách hãy đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và lưu ý tới những cảnh báo an toàn quan trọng.
Quý khách hãy giữ cuốn hướng dẫn sử dụng này để sử dụng khi cần thiết.

MỤC LỤC


- TỔNG QUAN GHẾ
- MỞ KIỆN HÀNG VÀ LẮP ĐẶT
- LẮP ĐẶT
- CÁCH DI CHUYỂN GHẾ
- CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN
- BẢNG ĐIỀU KHIỂN
- THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

01 TỔNG QUAN GHẾ




02 MỞ KIẾN HÀNG VÀ LẮP ĐẶT

Mở kiện hàng cẩn thận, đặt đúng chiều của ghế



Khoảng cách cần thiết để tránh va chạm khi sử dụng



- Chú ý để đúng chiều thùng carton của ghế khi di chuyển và trước khi mở hộp để tránh những va chạm làm xước hoặc hỏng ghế.
- Mở hộp theo hình vẽ hướng dẫn mở hộp phía trên.
- Vị trí đặt ghế phải cách phía trước và phía sau ghế ít nhất 15 cm, đủ thoái mái để ghế có thể được nâng lên hoặc hạ xuống mà không va chạm vào tường hay những vật thể xung quanh.
- Không đặt dây điện vào hộp điều khiển điện ở phía sau ghế. Hãy kiểm tra để dây điện không nằm dưới ghế.

03 LẮP ĐẶT




Cắm dây điện vào ổ cắm, dẫn nguồn vào ở phía sau ghế

CHÚ Ý:


- Không đặt ghế tại những vị trí ẩm ướt hoặc gần phòng tắm.
- Đặt ghế trên mặt bằng phẳng, không trơn trượt.
- Tránh để ghế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc những nơi có nhiệt độ cao, bụi bẩn.

04 CÁCH DI CHUYỂN GHẾ



- Đẩy ghế nghiêng 45 độ với điểm tựa là bánh xe trước khi di chuyển ghế. Đẩy ghế di chuyển cẩn thận, tránh những va đập mạnh hoặc di chuyển trên những mặt bằng quá gồ ghề.
- Tuyệt đối KHÔNG di chuyển khi có người ngồi trên ghế.

05 CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN



06 BẢNG ĐIỀU KHIỂN

 **Nút nguồn:** Nhấn để Bật hoặc Tắt Ghế massage.

Nhấn Nút nguồn: Khi nhấn nút nguồn, máy sẽ tự động ở bài tiêu chuẩn là 15 phút. Hãy chọn chế độ tự động hoặc chế độ thủ công tùy theo ý muốn của bạn.

Khi chọn 1 trong 5 bài tự động, bạn sẽ không thể điều chỉnh các chức năng khác. Muốn điều chỉnh các chứng năng như: hệ thống túi khí, bi lăn,... theo sở thích, hãy bấm vào **THỦ CÔNG** sau đó thao tác.

5 chế độ massage tự động (bên trái màn hình):

-  **Chế độ nắn bóp**
-  **Chế độ Xoa bóp**
-  **Chế độ cường lực**
-  **Chế độ thư giãn**
-  **Chế độ hỗ trợ ngủ**

Các nút chức năng ở chế độ thủ công (bên trái màn hình):

-  **Khí áp tự động:** để Bật/ Tắt toàn bộ túi khí
-  **Túi khí vai, tay:** để Bật/ Tắt túi khí ở vai và tay
-  **Túi khí mông, đầu:** để Bật/ Tắt túi khí ở mông và đầu
-  **Túi khí đùi:** để Bật/ Tắt túi khí ở đùi
-  **Lực túi khí:** để điều chỉnh áp lực túi khí

 **Không trọng lực:** Bấm để di chuyển ghế về vị trí không trọng lực (3 mức độ)

 **Bi lăn chân, mông:** Bấm để Bật/Tắt chế độ bi lăn ở chân và mông

 **Tốc độ bi lăn:** Thay đổi tốc độ bi lăn (3 mức độ)

 **Thời gian:** Cài đặt thời gian massage từ 5 tới 30 phút. Thời gian mặc định là 30 phút

 **Nhiệt:** Để Bật/Tắt nhiệt

 **Nâng lên/ Hạ xuống:** Thay đổi góc nghiêng của ghế và chân ghế.

08 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÊN	THÔNG SỐ
Tên sản phẩm	Ghế massage MK-5150
Model	MK-5150
Nguồn điện	AC220V – 60V
Công suất	90W
Cân nặng	65kg





**PRODUCTS ARE IMPORTED AND DISTRIBUTED EXCLUSIVELY BY
NGUON SONG VIET GROUP**

Ho Chi Minh : 235-237 Road No.9A Trung Son residential area, Binh Hung commune, Binh Chanh district.
Ho Chi Minh City. **Hotline** : 18006977. **Service Centre**: 028 7106 5858

Ha Noi: 382 Pham Van Dong street, Co Nhue 2 ward, Bac Tu Liem district, Ha Noi, Vietnam
Service Centre: 024 37855966



www.buheung.vn

**MK-5150 MASSAGE CHAIR
PRODUCT MANUAL**

Please read the Manual carefully before installing and using the product



Thank you for using
our company's products and services!

Buheung




Thank you for purchasing your Ultimate Health massage chair
Before operating your new chair, please read this instruction manual carefully
Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

CONTENTS


CHAIR OVERVIEW
UNPACKING AND INSTALLATION
INSTALLATION
MOVING THE CHAIR
REMOTE CONTROL MANUAL
REMOTE CONTROL KEYS
PRODUCT SPECIFICATIONS

01 CHAIR OVERVIEW




02 UNPACKING AND INSTALLATION

Remove the outer packaging carefully



Position the Massage Chair



- Carefully lift the massage chair out of the base carton and place in desired location
- When positioning the massage chair, be sure to leave 15cm space at the back of the chair and 15cm space in front of the chair so that the legs and backrest can be reclined and raised without contacting walls or other items
- Do not place the power cord in the electric control box at the rear of the chair. Check to ensure the cord is not under the massage chair.

03 INSTALLATION




Attach the power cord to the socket at the back of the Chair and plug into the mains.

ATTENTION:

- Do not use it in wet areas such as bathrooms or saunas.
- Place the chair on a flat, non-slippery surface.
- Do not place in direct sunlight or other hot or dusty locations


04 MOVING THE CHAIR



- Place both hands on the back of the chair and apply weight to tilt to a 45-degree angle. Move the chair carefully on the roller castors to locate in the desired position.

- Note: Do NOT attempt to move the chair while someone is sitting in it.

05 REMOTE CONTROL MANUAL



06 REMOTE CONTROL KEYS

 **Power:** Press to turn the Massage Chair On or Off.

Press Power: Press the power button and select either automatic message or manual message option. The base time is set to 15 minutes.

Automatic Mode Program Selection:

-  **Kneading mode**
-  **Tuina mode**
-  **Strong mode**
-  **Leisure mode**
-  **Sleep mode**

-  **Pneumatic automatic:** Press to turn the pneumatic automatic On/Off.
-  **Shoulder arm balloon:** Press to turn the shoulder arm balloon On/Off.
-  **Seal cushion head air bag:** Press to turn the seal cushion head air bag On/Off.
-  **The leg bag:** Press to turn the leg bag On/Off.

 **Zero:** Press to move the chair into the zero-gravity position (3 steps)

 **Soles of the feet hip:** Press to turn the foot roller On/Off or adjust the speed (3 levels)

 **Foot speed:** Press to turn the foot speed on.

 **Timing:** Use this button to change the massage time anywhere between 5 and 30 minutes. The default time is 30 minutes.

 **Heating:** Press to turn the heating On/Off.

 **Rise:** Long press, calf rise; backrest down.

 **Drop:** Long press, lower leg; backrest rises.

08 PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Name	Luxury Massage Chair
Model	MK-5150
Rated Voltage	AC220V – 60V
Rated Power	90W
Weight	65kg

