

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe
số 1 đến từ **Hàn Quốc**



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **ĐAI MASSAGE CỔ** BUHEUNG **MK-332**



Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại www.facebook.com/buheungvn
hoặc website công ty www.buheung.vn



Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ BUHEUNG KOREA!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để Buheung có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để Buheung có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm quà tặng **ưu đãi** và hỗ trợ **24/7** từ Buheung.

Một lần nữa cảm ơn và rất vui được chăm sóc sức khỏe của bạn và cả gia đình!

A stylized, handwritten-style signature of the word "Buheung" in black ink.

MỤC LỤC

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. XỬ LÝ SỰ CỐ | 6. CÁCH SẠC SẢN PHẨM |
| 2. CHÚ Ý | 7. HÀNH VI CẤM |
| 3. THẢO PIN | 8. CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG |
| 4. THÔNG TIN SẢN PHẨM | 9. BẢO VỆ SẢN PHẨM |
| 5. CÁCH SỬ DỤNG ĐÚNG | 10. KIẾN THỨC CẦN THI |

1. XỬ LÝ SỰ CỐ

Nếu xảy ra lỗi trong quá trình vận hành, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau. Nếu có lỗi hoặc sản phẩm không thể tháo rời. Sản phẩm vẫn hoạt động không như mong muốn, vui lòng cắt nguồn điện và cần được nhân viên kỹ thuật chuyên môn sửa chữa, không được tháo rời sản phẩm này!

Lỗi cơ bản	Nguyên nhân	Giải pháp cơ bản
Không thể khởi động	Pin yếu	Vui lòng sạc kịp thời
Massage yếu	Pin yếu	Vui lòng sạc kịp thời
Chế độ nhiệt không nóng	Chức năng nhiệt chưa được kích hoạt	Hãy bật chức năng nhiệt

2. CHÚ Ý

Trước khi vứt bỏ sản phẩm này, pin phải được tháo ra theo yêu cầu của quy định;
Khi tháo pin, sản phẩm phải được tắt nguồn;
Pin phải được tiêu hủy một cách an toàn theo quy định của pháp luật;



Những người không chuyên xin vui lòng không tự ý sử dụng!

3. HÃY THÁO NÓ RA! THÁO PIN

- 1. Cắt nguồn điện cung cấp bên ngoài và tháo vỏ sản phẩm;
- 2. Rút pin ra.
- 3. Tháo pin.
- 4. Pin sạc phải được vứt ở điểm tái chế cố định;
- 5. Vui lòng tuân thủ luật bảo vệ môi trường địa phương và hướng dẫn xử lý để bảo vệ môi trường.

Tên và hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm này được đánh dấu như sau

Tên thành phần	Chất có hại					
	pb	Hg	Cd	Cr	PBB	PBDE
Vỏ ngoài	○	○	○	○	○	○
Bảng lắp ráp	○	○	○	○	○	○
Phần kim loại	×	○	○	○	○	○
Phần chính	○	○	○	○	○	○
Máy điện	×	○	○	○	○	○
Dây dẫn	×	○	○	○	○	○
Mẫu này được lập theo quy định của SJ/T11364 Các thành phần bảng mạch bao gồm các thành phần của máy bảng mạch in, chẳng hạn như điện trở, tụ điện, mạch tích hợp, đầu nối, v.v.: cho biết hàm lượng chất có hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận là GB/T26. Dưới giới hạn quy định trong 572 X: cho biết chất độc hại có mặt trong ít nhất một vật liệu đồng nhất của bộ phận vượt quá yêu cầu giới hạn GB/T26572						

MÔ TẢ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG

Sản phẩm điện và điện tử này phải được sử dụng theo các điều kiện sử dụng được mô tả trong sách hướng dẫn.Các chất hoặc thành phần có hại sẽ không rò rỉ ra ngoài, không gây ô nhiễm môi trường hoặc con người. Thời hạn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản là 10 năm.



KHO BÃI

Khi thời gian bảo quản vượt quá 3 tháng, máy phải được sạc lại và sử dụng sau khi mở hàng. Không thể đặt gần mặt đất, tường và mái nhà. Phòng cần được thông gió tốt để tránh ánh nắng gắt và khí ẩm mòn.

VẬN CHUYỂN

Bao bì sản phẩm có thiết kế chống sốc đơn giản, thích hợp cho việc vận chuyển bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thủy nên tránh mưa, tuyết rơi, lật ngược và va chạm.

KIỂM TRA NGUỒN ĐIỆN

Kiểm tra nguồn điện cung cấp. Nếu điện áp nguồn vượt quá phạm vi chỉ định, không khởi động nguồn điện.

BẢO TRÌ

Phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn độ ẩm, động vật gặm nhấm và ô nhiễm. Việc vệ sinh nên được thực hiện ở trạng thái tắt nguồn. Đặt thiết bị ở nơi an toàn và không đặt vật nặng lên thiết bị. Khi có sự cố xảy ra phải yêu cầu nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đến sửa chữa, nhân viên không chuyên nghiệp không thể tháo rời sản phẩm.

XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ

Sản phẩm này không nên được loại bỏ cùng với rác thải sinh hoạt. Khi bạn quyết định bỏ sản phẩm này, hãy thực hiện theo các hướng dẫn và luật pháp về môi trường của địa phương.

PHIẾU BẢO HÀNH

Tên khách hàng: Số điện thoại:

Địa chỉ:

Nơi mua: Ngày mua: ngày tháng năm

Thông tin sản phẩm: SỐ MODEL: SỐ SERI:

Thẻ này dành cho dịch vụ sau khi mua các sản phẩm thuộc dòng massage, vui lòng giữ gìn cẩn thận và tham khảo chi tiết. Điền vào thẻ thông tin này để được phục vụ nhanh chóng. Nếu bạn cần dịch vụ, vui lòng liên hệ với số điện thoại cửa hàng mua hàng ban đầu hoặc số liên hệ của công ty chúng tôi và đưa danh sách bán hàng của cửa hàng mua hàng ban đầu, chúng tôi rất vui được phục vụ bạn.

GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM


Tên sản phẩm: MÁY MASSAGE CỔ VAI Số model:

Số kiểm tra: Ngày sản xuất:

Thông báo: Với sự đổi mới và cải tiến kỹ thuật của sản phẩm, cùng loại hướng dẫn như sản phẩm này, có thể thay đổi và cập nhật mà không cần thông báo trước. Chú giải trong sách hướng dẫn này là tiêu chuẩn. Dựa trên hình dáng bên ngoài của mẫu máy massage, nó chỉ nhằm mục đích minh họa, hình dáng thực tế sẽ là sản phẩm bạn mua. Sản phẩm sẽ được ưu tiên áp dụng do cải tiến sản phẩm, một số thông số có thể được thay đổi, các thông số thay đổi của sản phẩm này không có hiệu lực hồi tố. Việc giải thích cuối cùng về nội dung liên quan của hướng dẫn sử dụng sản phẩm này thuộc về nhà sản xuất.

4. THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	ĐAI MASSAGE CỔ		
Model sản phẩm	MK-332	Điện áp định mức	5V
Công suất định mức	26W	Dung lượng pin	2000mAh



5. CÁCH SỬ DỤNG ĐÚNG

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Vui lòng kiểm tra xem sản phẩm và phụ kiện có đầy đủ và hư hỏng không. Nhấn và giữ phím bật trong 2 giây và sản phẩm sẽ bắt đầu hoạt động.

* Lựa chọn chế độ

Chế độ mặc định là 1. Nhấn phím chế độ để chuyển giữa chế độ 1, Chế độ 2 và Chế độ 3.

* Chế độ mạnh


Khởi động bánh răng thứ hai mặc định, nhấn nhanh nút bánh răng, lần lượt vào chu kỳ một-một-ba, chu kỳ một-hai.

* Chế độ nhiệt ấm

Khởi động chế độ nhiệt mặc định, bấm nhanh phím sưởi, lần lượt là chế độ làm nóng mức cao và làm nóng mức thấp và tắt hệ thống nhiệt.

* Tắt sản phẩm

Tự động tắt: Sau 10 phút sử dụng, sản phẩm ngừng hoạt động
Tắt thủ công: nhấn phím bật, sản phẩm ngừng hoạt động.




6. CÁCH SẠC SẢN PHẨM

1. Không thể sử dụng sản phẩm này trong khi đang sạc
2. Cắm cáp sạc vào cổng sạc trên sản phẩm.
3. Khi sản phẩm đang hoạt động, nó được kết nối với nguồn điện để sạc và sản phẩm sẽ khởi động chương trình tự bảo vệ. Ngừng hoạt động.
4. Đèn báo sạc sản phẩm có màu đỏ và sau khi sạc xong, đèn báo sẽ có màu xanh lục.

* Việc bộ chuyển đổi nguồn và bộ nguồn chính hơi nóng lên trong khi sạc là điều bình thường.

NGỪNG SẠC

Sau khi sạc xong hãy rút nguồn điện ra.



7. HÀNH VI CẤM

1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và không sử dụng sản phẩm liên tục trong thời gian dài để tránh bị tác động ấn và chà xát quá mạnh gây đau cơ.
2. Không sử dụng khi nằm thẳng hoặc nằm nửa chừng.
3. Không sử dụng sản phẩm này trong quá trình vận hành hoặc lái xe.
4. Không sử dụng máy massage tại những vị trí đã được phẫu thuật hoặc có vết thương trên da, tấy đỏ, viêm, tắc nghẽn và các triệu chứng khó chịu khác.
5. Chảy máu ở bệnh nhân có tiền sử bệnh tim, bệnh cấp tính, bệnh ngoài da và khối u ác tính, những người dễ mắc các bệnh về máu, loãng xương, bệnh mô mềm, đột quỵ và các bất thường về thể chất khác vui lòng không sử dụng.
6. Không sử dụng cho người vận động chậm, rối loạn thể chất và tinh thần, thiếu năng trí tuệ. Nếu cần thiết, hãy làm theo hướng dẫn và tuân theo chỉ định của bác sĩ.

7. Phụ nữ có thai và đang trong thời kỳ kinh nguyệt không nên sử dụng máy massage, nếu cần thiết hãy làm theo lời khuyên của bác sĩ.
8. Khi bảo quản sản phẩm, vui lòng giữ sản phẩm ở nơi trẻ em không thể tiếp cận được.
9. Trẻ em dưới 8 đến 12 tuổi phải được sử dụng dưới sự hướng dẫn và chăm sóc của cha mẹ hoặc người có khả năng giám sát.
10. Không làm xước hoặc đâm sản phẩm này bằng vật sắc nhọn.

! 8. CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

1. Sản phẩm này là sản phẩm chăm sóc sức khỏe điện tử gia dụng, không phải là thiết bị y tế, không phù hợp để chẩn đoán, điều trị cho các mục đích thương mại khác.
2. Trước khi sử dụng, vui lòng tháo các phụ kiện hoặc vật dụng khác có thể ảnh hưởng đến việc massage
3. Vui lòng ngừng sử dụng massage nếu cảm thấy đau hoặc khó chịu.
4. Khi sử dụng sản phẩm, nếu có hiện tượng bất thường vui lòng tắt máy, cắt điện ngay lập tức và liên hệ với đường dây nóng chăm sóc khách hàng, vui lòng không tự ý tháo rời và sửa chữa.
5. Khu vực massage sẽ có bề mặt nóng, những người không nhạy cảm với nhiệt cần chú ý khi sử dụng.
6. Khi sử dụng trong các môi trường cụ thể khác, vui lòng tuân thủ các quy định an toàn.
7. Thiết bị có bề mặt nóng, cần chú ý khi sử dụng bởi những người không nhạy cảm với nhiệt.
8. Thiết bị này không nhằm mục đích gây ra bệnh tật về thể chất, suy giảm giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm liên quan và kiến thức. Máy massage được sử dụng bởi mọi người (bao gồm cả trẻ em) trừ khi có người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Sản phẩm này cần được giám sát và hướng dẫn.
9. Trẻ em cần được chăm sóc để đảm bảo không chơi đùa với sản phẩm này

9. BẢO VỆ SẢN PHẨM

1. Vui lòng sử dụng cáp sạc do công ty chúng tôi cung cấp và bộ chuyển đổi đáp ứng tiêu chuẩn để sạc sản phẩm. Và chú ý đến sự an toàn của điện.
2. Giữ sản phẩm này tránh xa nước, lửa và môi trường ẩm ướt.

10. KIẾN THỨC CẦN THIẾT

* VỀ TẦN SUẤT SỬ DỤNG

1. Sử dụng khi cần thiết, trong vòng 10 phút mỗi lần. Nên sử dụng một lần và nghỉ ngơi trước khi sử dụng.
2. Nếu sử dụng quá mức, nó có thể gây khó chịu về thể chất và tổn thương da.
3. Vì vậy, khi sử dụng lần đầu tiên, cần quan sát tình trạng thể chất và những thay đổi trên da, đồng thời cố gắng thực hiện ngắn hạn theo thời gian.

* LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Khi sử dụng các sản phẩm gỗ, vui lòng chọn tư thế thoải mái và thư giãn cơ thể hoàn toàn.
2. Nếu bạn cảm thấy đau hoặc khó chịu trên da, hãy ngừng sử dụng và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

* VỀ TÌNH TRẠNG SAU KHI SỬ DỤNG

Sau khi massage lâu, vùng massage có thể bị đỏ và nóng khi bạn cảm thấy thoải mái. Đây là hiện tượng bình thường.

* VỆ SINH SẢN PHẨM

Để làm sạch bề ngoài, hãy lau bề mặt bằng vải nhúng vào nước hoặc cồn 75%. Không rửa lại bằng nước.

CẤU HÌNH SẢN PHẨM


ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM



Máy chủ



Sách hướng dẫn




Cáp sạc



Massage sinh học



Rảnh tay



Tác động ấn nhẹ



INSTRUCTION MANUAL
NECK MASSAGER BELT
BUHEUNG **MK-332**

Scan the Zalo QR code to
activate online warranty





Thank you for choosing and supporting BUHEUNG KOREA!

We hope that you are satisfied with our product and service, and that we have the opportunity to serve and accompany you and your family.

If you have any feedback or reviews regarding the quality of our product and service, please contact our hotline at **1800 8379** so that we can receive and promptly address them.

In addition, please scan the **Zalo OA** code to activate the electronic warranty, receive additional gifts, and enjoy **promotions** and **24/7** support from BUHEUNG.

Thank you once again and we are happy to have take care of you and your family's health!

A stylized, cursive signature of the word "Buheung" in black ink.

TABLE OF CONTENT

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. TROUBLE SHOOTING | 6. CHARGING METHOD |
| 2. ATTENTION | 7. PROHIBIT |
| 3. REMOVE THE BATTERY | 8. ATTENTION TO USE |
| 4. PRODUCT INFORMATION | 9. PRODUCT PROTECTION |
| 5. THE RIGHT WAY TO USE | 10. ESSENTIAL KNOWLEDGE |

1. TROUBLE SHOOTING

If a fault occurs during operation, perform the following checks. If the fault or the product cannot be removed. The product is still not ideal operation, please cut off the power supply, should be repaired by professional and technical personnel, do not disassemble This product!

Basic fault	Possible causes	Basic exclusion method
Unable to boot	Low charge	Please charge in time
Weak massage	Low charge	Please charge in time
Non-hot compress	Hot compress function is not enabled	Please turn on the hot compress function

2. ATTENTION

Before disposing of this product, the battery shall be removed as required by regulations;

When removing the battery, the product must be powered off;

Batteries shall be disposed of safely in accordance with laws and regulations;



Non-professionals please do not use yourself!

3. REMOVE THE BATTERY

1. Cut off the external power supply and remove the product shell;
2. Unplug the battery.
3. Remove the battery.
4. Waste rechargeable batteries should be placed in a fixed recycling point;
5. Please comply with local environmental protection laws and disposal guidelines to protect the environment.

The name and content of hazardous substances in this product are marked as follows

Table part name	Harmful substance					
	Pb	Hg	Cd	Cr	PBB	PBDE
Shell	○	○	○	○	○	○
Board assembly	○	○	○	○	○	○
Metal part	×	○	○	○	○	○
Lead	○	○	○	○	○	○
Electric machine	×	○	○	○	○	○
Wire rod	×	○	○	○	○	○

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364

Circuit board components include components of printed circuit board machines, such as resistors, capacitors, integrated circuits, Connectors, etc. 0: indicates that the content of the harmful substance in all homogeneous materials of the part is GB/T26572 Below the limits specified in 572. X: indicates that the hazardous substance is present in at least one homogeneous material of the part In excess of the GB/T26572 limit requirements.

ENVIRONMENTAL PROTECTION LIFE DESCRIPTION

This electronic and electrical product shall be used under the conditions of use described in the manual. contained Harmful substances or elements will not leak out, will not cause pollution to the environment or human, The time limit for causing serious damage to property is 10 years.



STORAGE

When the storage period exceeds 3 months, the machine should be recharged and used after unpacking. Place not Can be close to the ground, walls and roof. The room should be well ventilated to avoid strong sunlight and corrosive gas.

TRANSPORT

Product packaging with simple shock-proof facilities, suitable for air, rail, road and ship transport should be avoided Rain, snow splash, inversion and collision.

POWER CHECK

Check the power supply. If the power supply voltage exceeds the specified range, do not start the power supply

UPKEEP

Measures shall be taken to prevent moisture, rodents and pollution. Cleaning should be carried out in the state of power off. UsePlace the instrument in a safe place and do not place heavy objects on the instrument. When something goes wrong Professional and technical personnel should be asked to repair, non-professional personnel can not disassemble the product.

DISPOSAL AND RECYCLING

This product should not be discarded with household waste. When you decide to dispose of this product, do so in accordance with local environmental laws and guidelines.

WARRANTY CARD

Customer: Contact number:.....

Address:.....

Where to buy: Date of purchase:years month day

Product information: MODEL number: S/N:

This card is for service after purchasing massage series products, please keep it properly, and please refer to it in detail Fill in this information card for prompt service. If you need service, please contact original purchase Shop number or our company contact, and show the original purchase store sales list, when we are happy to serve you.

CERTIFICATE OF CONFORMITY


Product name: **Shoulder & neck massager** Model number:

Inspection number: Production date:

Declaration: With the technical innovation and improvement of the product, the same type of instructions as this product Subject to change and updated without notice. The legend shown in this manual is standard Based on the appearance of the model massager, it is for illustrative purposes only, the actual appearance is to be purchased The product shall prevail. Due to product improvement, some parameters may be changed, the changed parameters of this product Products have no retroactivity. The final interpretation of the relevant contents of this product manual belongs to the manufacturer.

4. PRODUCT INFORMATION

Product name	NECK MASSAGER BELT		
Product model	MK-332	Rated voltage	5V
Rated power	26W	Battery capacity	2000mAh



5. THE RIGHT WAY TO USE

PREPARATION BEFORE USE

Please check whether the product and accessories are complete and damaged.
Press and hold the on key for 2 seconds, and the product starts to work.

* Mode selection

The default mode is 1. Press the mode key to switch between mode 1, Mode 2 and Mode 3.

* Strength mode

Boot the default second gear, short press the gear button, in turn for a one-one- three gear one-two gear cycle.


* Heating mode

Boot the default heating off, short press the heating key, heating high and heating low in turn and turn off the heating, so as to cycle.

* Product shutdown

Automatic shutdown: After 10 minutes of use, the product stops working

Manual shutdown: press the on key, the product stops working.




6. CHARGING METHOD

1. This product cannot be used while charging
2. Plug the charging cable into the charging port on the product.
3. When the product is working, it is connected to the power supply to charge, and the product starts the self-protection program Dynamic stop working.
4. The product charging indicator light is red, and after charging is completed, the indicator light is green.

* It is normal for the main and power adapter to heat up slightly during charging.

END OF CHARGE

After charging, unplug the power supply.



7. PROHIBIT

1. Please read the instructions carefully and do not use the product continuously for a long time to prevent excessive pressing Rubbing causes muscle pain.
2. Do not use when lying flat or half lying.
3. Do not use this product during precise operation or driving.
4. The massage site has been operated on or has skin injury, redness, inflammation, congestion and other discomfort symptoms Do not use.
5. Bleeding in patients with heart disease or history, acute diseases, skin diseases, and malignant tumors People who are prone to blood diseases, osteoporosis, soft tissue diseases, stroke and other physical abnormalities please Do not use.
6. Do not use for people with slow movement, physical and mental dysfunction or intellectual disabilities. If necessary, please follow the instructions Follow the doctor's orders.

7. Pregnant women and menstrual period are not recommended to use massagers, if necessary, please follow the doctor's advice.

8. When storing the product, please keep it in a place that is not accessible to children. 9.8 Children under the age of 8 to 12 years old must be used in the hands of a parent or a person capable of supervision Use under guidance and care.

10. Do not scratch or stab this product with sharp objects.

8. ATTENTION TO USE

1. This product is a household electronic health care product, not as a medical device is not suitable for diagnosis, treatment and treatment Other commercial uses.

2. Before use, please remove accessories or other items that may affect the massage

3. Please stop using the massage if there is pain or discomfort.

4. When using the product, if there is an abnormal phenomenon, please immediately shut down, cut off the power and contact customer service Hotline, please do not disassemble and repair yourself.

5. There is a hot surface in the massage area, and people who are not sensitive to heat need to pay attention when using.

6. When used in other specific environments, please comply with safety regulations.

7. The appliance has a hot surface, which must be paid attention to when used by people who are not sensitive to heat.

8. This device is not intended to be caused by physical infirmity, sensory or mental impairment or lack of relevant experience The knowledge is used by people (including children) unless there is someone responsible for their safety who uses it for them This product provides supervision and guidance.

9. Children should be taken care of to ensure that they do not play with this product

9. PRODUCT PROTECTION

1. Please use the charging cable configured by our company and the adapter that meets the standard to charge the product. And pay attention to the safety of electricity.

2. Keep this product away from water, fire and corrosive environment.

10. ESSENTIAL KNOWLEDGE

* ABOUT FREQUENCY OF USE

1. Use as needed, within 10 minutes at a time. It is recommended to use once and take a rest before using.

2. If used excessively, it may cause physical discomfort and skin injury.

3. Therefore, when using for the first time, it is necessary to observe the physical condition and changes in the skin, and try to make it short With time.

*NOTE BEFORE USE

1. When using wood products, please adopt a personal comfortable position and completely relax your body.

2. If you feel pain or discomfort on the skin, stop using and seek medical attention immediately.

* ABOUT THE STATE AFTER USE

After a long massage, there may be redness and fever in the massage area while there is comfort This is a normal phenomenon.

* PRODUCT CLEANING

To clean the appearance, wipe the surface with a cloth dipped in water or 75% alcohol. Do not rinse with water.


PRODUCT CONFIGURATION



Host machine



Specification



Charging cable

PRODUCT CHARACTERISTICS



Bionic massage



Free hands



Light compress