

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY MASSAGE MẮT

Model: MK-321



15 phút mỗi ngày nói tạm biệt với đôi mắt mệt mỏi!

**SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT**

Hồ Chí Minh: 235-237 đường số 9A, Ấp 4, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện
Bình Chánh, HCM. Điện thoại: 18006977. Bảo hành: 028 7106 5858
Hà Nội: Số 2, Ngõ 382, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024 37855966.

- NHIỆT HỒNG NGOẠI
- MỘT NÚT ẮN ĐIỆN KHIỂN TIỆN LỢI
- ÁP SUẤT TÚI KHÍ
- BLUETOOTH
- GẤP LẠI 180 ĐỘ
- ÍT TIẾNG ỒN

1. GIỚI THIỆU


Sản phẩm có thiết kế có thể gấp lại 180 độ tiện cho việc xếp gọn vào túi rất tiện dụng. Đôi mắt của bạn được massage ấn nhẹ nhàng và xoa bóp thông qua sự phối hợp giữa túi khí trong thời gian chờ đợi, đôi mắt của bạn sẽ được massage toàn diện và nhẹ nhàng cùng với nhiệt hồng ngoại.

2. PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG

1. Cảm thấy mệt mỏi thị giác và người bị cận thị
2. Dùng mắt lâu ngày dễ gây triệu chứng suy nhược
3. Đã đeo kính trong thời gian dài
4. Xem máy tính và điện thoại di động hoặc xem màn hình Ipad mỗi ngày

3. NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Sản phẩm không phù hợp với những người bị bệnh về mắt. Những bệnh nhân đã từng trải qua các bệnh lý về mắt bao gồm: Bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và bong võng mạc. Sẽ bị cấm sử dụng sản phẩm này.
2. Bệnh nhân bị đột quỵ nặng, tăng huyết áp hoặc hạ huyết áp, không được sử dụng sản phẩm này trước khi tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên nghiệp.
3. Sản phẩm sẽ được tỏa nhiệt trên bề mặt, những người nhạy cảm với nhiệt độ sẽ ấm dần lên từ máy, phải lưu ý trước khi sử dụng sản phẩm.



Kích thích huyết đạo quanh mắt

Tạo ra một SPA cho đôi mắt bạn phương pháp bảo vệ mắt truyền thống cổ xưa để bảo vệ mắt. Sách y học đã ghi chép lại rằng việc xoa bóp và các huyết đạo ở mắt có tác dụng thanh nhiệt làm cho mắt tương đối dễ chịu. Máy massage thực hiện theo kỹ thuật châm cứu mô phỏng cổ xưa, xoa bóp đúng 8 huyết đạo xung quanh mắt, giúp giảm mỏi mắt một cách chính xác và hiệu quả, đạt được thị lực rõ ràng.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY TRONG 4 GIÂY



1. SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Nhấn nút nguồn trong vòng 3s máy sẽ tự động bật, trạng thái làm việc sẽ ấm dần lên. Nhấn thêm 1 lần nữa sẽ chuyển sang trạng thái massage túi khí. Nhấn lần thứ 3, máy tự động chuyển sang chế độ massage túi khí và chế độ nhiệt hồng ngoại cùng một lúc. Nhấn nút nguồn thứ 4 giữ trong 3-4 giây, máy tự động tắt. Bạn có thể làm việc này bất cứ lúc nào bạn muốn.

2. LÀM THẾ NÀO KẾT NỐI MÁY VỚI BLUETOOTH?

Bật nguồn và biểu tượng tín hiệu bluetooth sẽ tự động nhấp nháy, kết nối điện thoại di động. Bluetooth tên **EYE MASSAGER**. Phát nhạc trên điện thoại di động, điều chỉnh âm lượng thích hợp và tận hưởng sản phẩm. Sản phẩm chỉ có thể kết nối một thiết bị cùng một lúc, vì vậy nếu bạn muốn chuyển đổi thiết bị, vui lòng tắt thiết bị đã kết nối trước đó. Lần sau khi bạn bật nó lên và bluetooth sẽ tự động kết nối.

3. LÀM SAO CÓ THỂ NHẬN BIẾT LƯỢNG PIN?

Máy được sạc qua cổng USB của Android, đèn sẽ báo hiệu nhấp nháy sau 2 giờ là báo hiệu pin sắp sạc đầy. Đèn sẽ ngừng nhấp nháy báo hiệu pin đã sạc đầy. Vui lòng chọn bộ sạc 5V, có thể sử dụng bộ sạc điện thoại di động hoặc các nguồn điện khác của thiết bị di động.

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG

1. Nhấn nút nguồn trong 3 giây sản phẩm sẽ được bật. Nhiệt hồng ngoại (nhiệt độ thấp). Nhấn lại máy sẽ chuyển sang trạng thái nhiệt độ cao.

2. Nhấn vào nút nguồn và máy tự động chuyển sang chế độ túi khí (Áp suất thấp), một lần nhấp vào nút, máy sẽ được chuyển sang chế độ áp suất cao.

3. Nhấp vào nút nguồn một lần nữa, là báo chế độ túi khí và nhiệt hồng ngoại (chế độ ấm thấp) hoạt động cùng một lúc.

4. Nhấn nút nguồn thứ 4 giữ trong 3-4 giây, máy tự động tắt. Bạn có thể làm việc này bất cứ lúc nào bạn muốn.

5. Bật nguồn vào biểu tượng tín hiệu bluetooth sẽ tự động nhấp nháy, kết nối điện thoại di động bluetooth tên SHUSEN.

Phát nhạc trên điện thoại di động, điều chỉnh âm lượng thích hợp và tận hưởng sản phẩm.

Sản phẩm chỉ có thể kết nối một thiết bị cùng một lúc, vì vậy nếu bạn muốn chuyển đổi thiết bị, vui lòng tắt thiết bị đã kết nối trước đó. Lần sau khi bạn bật nó lên và bluetooth sẽ tự động kết nối.

6. Máy được sạc qua cổng USB của Android, đèn sẽ báo hiệu nhấp nháy sau 2 giờ là báo hiệu pin sắp sạc đầy. Đèn sẽ ngừng nhấp nháy là báo hiệu pin sắp sạc đầy.

Vui lòng chọn bộ sạc 5V, có thể sử dụng bộ sạc điện thoại di động hoặc các nguồn điện khác của thiết bị di động.

SỰ CỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

VẤN ĐỀ CÓ THỂ XẢY RA	TẠI SAO	CÁCH XỬ LÝ
Không có đèn báo	Pin yếu	Sạc máy trong vài giờ
Xuất hiện tiếng ồn	Pin yếu	Sạc máy
Không thể cấp nguồn cho sản phẩm	Pin yếu	Sạc máy
Tự động tắt nguồn sau khi khởi động	Pin yếu	Gửi về trung tâm bảo hành kiểm tra
Không thể sạc sản phẩm	Cáp usb bị hỏng	Thay đổi cáp
Không thể sạc sản phẩm	Giao diện bị hỏng	Liên hệ với người bán
Không thể kết nối nó với bluetooth điện thoại của bạn	Tắt bluetooth	Khởi động lại máy massage và kết nối nó lại



Tìm hiểu nhiều hơn về Buheung tại website

www.buheung.vn



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng!

USER MANUAL

EYE MASSAGER

Model: MK-321



15 minutes a day, say goodbye to the eye fatigue!

**PRODUCTS ARE IMPORTED AND DISTRIBUTED EXCLUSIVELY BY TNHH
TM XNK NGUON SONG VIET STORE**

Ho Chi Minh : 235-237 Road No.9A Trung Son residential area,
Binh Hung commune, Binh Chanh district. Ho Chi Minh City.
Hotline : 18006977 | Service Centre : 028 7106 5858
Showroom Ha Noi (1st floor) : 2, Lane 382, Pham Van Dong , Co Nhue 2 ward,
Bac Tu Liem district, Ha Noi. Hotline : 024 37855966

- HOT COMPRESS
- ONE KEY CONTROL
- AIR PRESSURE
- BLUETOOTH
- 180 DEGREE FOLD
- LESS NOISE

1. BRIEF INTRODUCTION


Our products are with 180 degree folding design so it can fit all facial forms. Your eyes can be slightly pressed and massaged through the reasonable coordination between the air inflation and air deflation. In the meantime, your eyes shall be comprehensively and gently massaged through the hot compress

2. FIT FOR PEOPLE

1. With visual fatigue and pseudo-myopia.
2. Use eyes for long time with asthenopia.
3. Having been wearing glasses for long time.
4. Facing computer, cellphone or pad screen every day

3. NOTES FOR APPLICATION

1. The products are not fit for people with eye disease. The patients having been through the ocular operation or with ocular disease including glaucoma, cataracta and retinal detachment shall be prohibited for applying this product.
2. Patients with heavy stroke, hypertension or hypotension shall not apply this products before consulting the professional doctors
3. The products will be heated on the surface, people with less sensitivity of temperature must be aware of the heating surface of the products.



OPERATING INSTRUCTIONS OF 4S



1. HOW TO USE?

Pressing the power button for 3 seconds and the product is switched on, the working status is hot compress; Pressing it again it will switch to air pressure status. Press the third time it will switch to air press and hot compress together. In this case air press and hot compress work at the same time. Press the power button the fourth time for 3-4 seconds it will be turned off. You can do this anytime you want.

2. HOW TO CONNECT IT TO BLUETOOTH?

Turned on the power and bluetooth signal icon will automatically blink, connect mobile phone bluetooth to **EYE MASSAGER**; Play music in mobile phone, adjust the appropriate volume, and enjoy it. Massagers can only connect one device at the same time, so if you want to switch device please turn off the device previously connected. Next time when you turn on it and the bluetooth will connect it automatically.

3. HOW TO CHARGE?

Charge through the android USB charging standard, the power indicator light flashing, after 2 hours fully charged, the light will stop flashing and normally on, please choose normal 5v charger, mobile phone charger or mobile power supply.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Pressing the power button for 3 seconds and the product is switched on. The working status is hot compress (Low temperature); Pressing it again it will switch to high temperature status.

2. Double click on the power button and it will switch to air press mode (low pressure). Then single click the button it will be changed to high pressure mode.

3. Double click on the power button again, it will be air press and hot compress (low) working at the same time. Single click on the button, high mode works.

4. Press the power button for 3-4 seconds it will be turned off. You can do this anytime you want.

5. How to connect it to bluetooth of your phone. Turn on the power and bluetooth signal icon will automatically blink, connect mobile phone bluetooth to SHU SEN; Play music in mobile phone, adjust the appropriate volume, and enjoy it. Massagers can only connect one device at the same time, so if you want to switch device please turn off the device previously connected. Next time when you turn on it and the bluetooth will connect it automatically.

6. How to charge

Charge through the android USB charging standard, the power indicator light flashing, after 2 hours fully charged, the light will stop flashing and normally on, please choose normal 5v charger, mobile phone charger or mobile power supply.

PROBLEM AND HANDLING METHODS

PROBLEM AND HANDLING METHODS	WHY	HOW TO DEAL
No indicating light	Low battery	Charge it for a few hours
No indicating light	Low battery	Charge it
Unable to power the products	Low battery	Charge it
Auto power-off after starting up	Low battery	Prompt changing
Unable to charge the product	Damaged usb cable	Change a cable
Unable to charge the product	Broken interface	Contact seller
Can not connect it to bluetooth of your phone	Turn off the bluetooth	Restart the massager, and connect it again



Learn more about Buheung at the website

www.buheung.vn



Read the manual carefully before use please!