

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe  
số 1 đến từ Hàn Quốc



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GỐI MASSAGE CỔ

## BUHEUNG **MK-333**



Quét mã QR Zalo để  
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



**SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT**

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại [www.facebook.com/buheungvn](https://www.facebook.com/buheungvn)  
hoặc website công ty [www.buheung.vn](http://www.buheung.vn)



Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ BUHEUNG KOREA!

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để Buheung có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để Buheung có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm ưu đãi và hỗ trợ **24/7** từ Buheung.


Một lần nữa cảm ơn và rất vui được chăm sóc sức khỏe của bạn và cả gia đình!

## THÔNG SỐ SẢN PHẨM

<b>Tên sản phẩm</b>	GỐI MASSAGE CỔ	<b>Model sản phẩm</b>	MK-333
<b>Công suất</b>	10W	<b>Pin</b>	2000 mAh
<b>Điện áp sử dụng</b>	3.7V (TỐI ĐA 4.2V)	<b>Điện áp sạc</b>	5V - 2A
<b>Thời gian sạc</b>	3.5 - 4 giờ	<b>Thời gian sử dụng</b>	2 giờ
<b>Kích thước sản phẩm</b>	245x230x105mm	<b>Khối lượng</b>	0.8 kg

## CẤU TẠO SẢN PHẨM





## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đeo GỐI MASSAGE CỔ SẠC LẠI quanh cổ của bạn.

**Bật/Tắt nguồn:** Nhấn nút nguồn trong 2 giây để bật hoặc tắt thiết bị massage.

Nhấn nút **Làm nóng** để bật/tắt chức năng làm nóng.

Nhấn nút **Tốc độ** để tăng hoặc giảm tốc độ massage.

Thiết bị sẽ tự động thay đổi hướng massage sau mỗi 1 phút.

Thiết bị sẽ tự động tắt sau 10 phút hoạt động.

## VỆ SINH BẢO TRÌ

1/ Không sử dụng hóa chất mạnh hoặc các sản phẩm mài mòn để vệ sinh thiết bị.

2/ Không khuyến cáo làm sạch vỏ gối thường xuyên.

3/ Giữ thiết bị trong bao bì của nó ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời.

4/ Bảo vệ thiết bị khỏi nhiệt độ cao, ngọn lửa trần, nhiệt độ cực đoan, độ ẩm và va đập.

5/ Lưu trữ sản phẩm ở nhiệt độ từ 0-40°C.



# INSTRUCTION MANUAL NECK MASSAGE PILLOW

BUHEUNG **MK-333**



Scan the Zalo QR code to  
activate online warranty



## PRODUCT SPECIFICATIONS

<b>Product Name</b>	NECK MASSAGE PILLOW	<b>Model</b>	MK-333
<b>Power</b>	10W	<b>Battery</b>	2000 mAh
<b>Operating Voltage</b>	3.7V (MAXIMUM 4.2V)	<b>Charging Voltage</b>	5V - 2A
<b>Charging time</b>	3.5 - 4 hours	<b>Usage time</b>	2 hours
<b>Product Dimensions</b>	245x230x105mm	<b>Weight</b>	0.8 kg

## PRODUCT STRUCTURE



## INSTRUCTIONS FOR USE

Wear the RECHARGEABLE NECK MASSAGE PILLOW around your neck.

**Power On/Off:** Press the power button for 2 seconds to turn on or off the massage device.

Press the **Heating button** to turn on/off the heating function.

Press the **Speed button** to increase or decrease the massage speed.

The device will automatically change the massage direction every 1 minute.

The device will automatically turn off after 10 minutes of operation.

## CLEANING AND MAINTENANCE

1/ Do not use harsh chemicals or abrasive products to clean the device.

2/ Regular cleaning of the pillowcase is not recommended.

3/ Keep the device in its packaging in a dry place, away from direct sunlight.

4/ Protect the device from high temperatures, open flames, extreme temperatures, humidity and impact.

5/ Store the product at temperatures between 0-40°C.