

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe
số 1 đến từ **Hàn Quốc**

CHOICE Dr.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
GỖI MASSAGE
CHOICE DR. **DC-022**



Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379

Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ CHOICE Dr.

Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để CHOICE Dr. có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để CHOICE Dr. có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm ưu đãi và hỗ trợ **24/7** từ CHOICE Dr.

Một lần nữa cảm ơn và rất vui được chăm sóc sức khỏe của bạn và cả gia đình!

Choice Dr

MỤC LỤC

LƯU Ý

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GỐI MASSAGE

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

LƯU Ý

VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG GỐI MASSAGE HOẶC BẤT KỲ THIẾT BỊ RUNG NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHẤP THUẬN CỦA BÁC SĨ, NẾU BẠN THUỘC NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU:

Phụ nữ mang thai, tiểu đường với các biến chứng như bệnh thần kinh hoặc tổn thương võng mạc, đeo máy tạo nhịp tim, phẫu thuật gần đây, động kinh hoặc đau nửa đầu, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, thoái hóa đốt sống hoặc thoái hóa cột sống, phẫu thuật thay khớp gần đây hoặc đặt vòng tránh thai, đặt đinh nẹp kim loại hoặc có bất kỳ mối lo ngại nào về tình trạng sức khỏe thể chất. Những người có thể trạng yếu và trẻ em nên được giám sát bởi người lớn khi sử dụng bất kỳ thiết bị rung nào. Nếu thuộc danh sách chống chỉ định này không có nghĩa là bạn không thể sử dụng máy rung nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước.

Nghiên cứu đang được thực hiện về tác động của các bài rung đối với các bệnh lý y khoa. Điều này có thể sẽ dẫn đến việc rút ngắn danh sách chống chỉ định trên. Việc tích hợp bài tập rung vào kế hoạch điều trị hiệu quả trong một số trường hợp. Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện theo lời khuyên và có sự giám sát của bác sĩ, chuyên gia hoặc bác sĩ vật lý trị liệu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GỐI MASSAGE



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Để sử dụng gối massage, vui lòng kết nối với **bộ sạc tại nhà (6)** hoặc **bộ sạc xe ô tô (7)** đi kèm với sản phẩm.
- Sau khi kết nối với bộ sạc, nhấn **nút nguồn (1)** để bật.
- Để **thay đổi hướng** xoay đầu massage, vui lòng nhấn **nút (2)**.
- Để **thay đổi tốc độ** massage, vui lòng nhấn **nút (4)**, có tổng cộng 3 chế độ tốc độ massage.
- Nhấn **nút (3)** để bật/ tắt **chức năng nhiệt**.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM


- 3 chế độ tốc độ
- Chế độ toả nhiệt - Liệu pháp trị liệu hồng ngoại
- Điều chỉnh hướng massage
- Bỉ massage nằm dưới loại vải đặc biệt cho phép da thở trong quá trình massage
- Bộ hẹn giờ tích hợp tắt thiết bị sau 15 phút hoạt động
- Sạc trên xe và sạc truyền thống tại nhà
- Các nút để điều khiển gối massage
- Dây thun để gắn vào phần tựa đầu của ghế ô tô.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng: DC-022	Thời gian làm việc định mức: 15 phút
Điện áp định mức: AC220V/50HZ	Trọng lượng tịnh: 2,1kg
Công suất định mức: 40W	Kích thước hộp màu: 33*11*19 cm

CHOICE Dr.

INSTRUCTION MANUAL MASSAGE PILLOW CHOICE Dr. **DC-022**



CHOICE Dr.

Thank you for choosing and supporting CHOICE Dr.

We hope that you are satisfied with our product and service, and that we have the opportunity to serve and accompany you and your family.

If you have any feedback or reviews regarding the quality of our product and service, please contact our hotline at **1800 8379** so that we can receive and promptly address them.

In addition, please scan the **Zalo OA** code to activate the electronic warranty, receive additional gifts, and enjoy promotion and **24/7** support from CHOICE Dr.

Thank you once again and we are happy to have take care of you and your family's health!

Choice Dr

CONTENT

NOTE

HOW TO USE THE MASSAGE PILLOW

PRODUCT FEATURES

NOTE

PLEASE DO NOT USE THE MASSAGE PILLOW OR ANY VIBRATION DEVICE WITHOUT FIRST OBTAINING APPROVAL FROM YOUR DOCTOR IF ANY OF THE FOLLOWING APPLY:

Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pace-makers, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements or IUD's, metal pins or plates or any concerns about your physical health. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any vibration device. These contra indications do not mean that you are not able to use a vibration or exercise device but we advise you to consult a doctor first.

Ongoing research is being done to the effects of vibration exercise for specific medical disorders. This will likely result in the shortening of the list of contra indications as shown above. Practical experience has shown that integration of vibration exercise into a treatment plan is advisory in a number of cases. This must be done on the advice of and in accompaniment with a doctor, specialist or physiotherapist.

HOW TO USE THE MASSAGE PILLOW



USER MANUAL

1. To use the massage pillow, please connect to **home charger (6)** hoặc **or car charger (7)** come with the package.
2. After connect to charger, short press **button (1)** to start.
3. To **change** massage head **rotation direction** , please press **button (2)**.
4. To **change massage speed**, please press **button (4)**, there are total 3 level massage speed.
5. By press **button (3)** you can turn on/off **heat function**.

PRODUCT FEATURES

- 1 Three-stage speed regulation
- 2 Heating mode - infratherapy
- 3 Changing the direction of the massage
- 4 Balls that massage pillows located under a special fabric that allows the skin to breathe during the massage
- 5 Built-in timer that turns off the device after 15 minutes of operation
- 6 Car and traditional power supply
- 7 Intuitive buttons to control the massager
- 8 Headrest elastic band

SPECIFICATIONS

Product code: DC-022	Rated working time: 15 minutes
Rated Voltage: AC220V/50HZ	Net weight: 2,1kg
Rated Power: 40W	Color box size: 33*11*19 cm