

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TẮM NƯỚC

Model: **MAGIC ECO PRO-81**



Quét mã QR Zalo để
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI CÔNG TY TNHH TM XNK NGUỒN SỐNG VIỆT

Hồ Chí Minh: 235-237 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM | Bảo hành: 028 7106 5858

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bảo hành: 024 37 855 966

HOTLINE MUA HÀNG: 1800 8379

Tìm hiểu nhiều hơn về chúng tôi tại

www.facebook.com/magicvietnam.official

hoặc website công ty magicvietnam.vn



Cảm ơn bạn đã lựa chọn và ủng hộ MAGIC Vietnam!


Hy vọng bạn hài lòng với sản phẩm & dịch vụ để MAGIC có cơ hội phục vụ, đồng hành cùng bạn và gia đình.

Mọi phản hồi/đánh giá về chất lượng sản phẩm & dịch vụ bạn vui lòng liên hệ đến số hotline **1800 8379** để MAGIC có thể tiếp nhận và khắc phục ngay nhé!

Ở phía sau, các bạn hãy quét mã **Zalo OA** để kích hoạt bảo hành điện tử, nhận thêm quà tặng **6 tháng bảo hành** và hỗ trợ **24/7** từ MAGIC.

Một lần nữa Magic xin cảm ơn và rất vui được đồng hành với các bạn để chăm sóc làm sạch răng miệng, an toàn và tốt cho sức khỏe!

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM



- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Tắm nước | 7. Chế độ bình thường |
| 2. Nút tháo tắm nước | 8. Chế độ mạnh mẽ |
| 3. Nút nguồn | 9. Thân máy |
| 4. Nút chế độ | 10. Cổng sạc sạc Type-C |
| 5. Chế độ xung nhịp | 11. Ngăn chứa nước |
| 6. Chế độ nhẹ nhàng | |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- | | |
|--|---|
| 1. Bình chứa nước: 310ml | 8. Độ ồn: <60 db |
| 2. Áp suất nước: 30-120PSI | 9. Giấy chứng nhận: CE, RoHS |
| 3. Pin: 1500mAh 5C | 10. Ghi nhớ chức năng đã sử dụng: CÓ |
| 4. Mức độ chống thấm nước: IPX7 | 11. Vòi phun xoay 360° |
| 5. Chất liệu: ABS & PC | 12. Kích thước sản phẩm: 241*84*70mm |
| 6. Đầu sạc: Type-C, van chống nước | 13. Phụ kiện: 1 máy, 4 đầu hút, 1 cáp sạc, sách hướng dẫn sử dụng |
| 7. Chế độ: Xung nhịp, Mềm mại, Bình thường | |

VỆ SINH TẮM NƯỚC


1. Vui lòng sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa trung tính để làm sạch sản phẩm.
Không sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn hoặc mài mòn vì chúng có thể làm hỏng sản phẩm.
Không sử dụng nước nóng trên 40 độ.
2. Không ngâm thân máy vào nước, lau sạch bằng khăn khô hoặc ướt hoặc làm sạch bằng nước và lau khô bằng khăn.
3. Nên thay đầu tắm 3 tháng 1 lần.

LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



1. Lắp tắm vào ổ cắm đầu tắm, nghe thấy âm thanh "click" để biết ta đã lắp đặt đúng chỗ.





2. Mở nắp ngăn chứa nước và đổ đầy nước vào ngăn chứa.
Không đổ nước trên 40 độ C, muối, thuốc mỡ hoặc hóa chất.
Sau khi đổ đầy, vui lòng đóng nắp ngăn chứa nước.



3. Nhấn nút "chế độ", chọn và đưa tắm vào miệng.
Ấn nút nguồn để mở máy hoạt động.



4. Khi sử dụng, hơi cúi người về phía trước, mở miệng để nước chảy ra tự nhiên.
Không đứng hoặc ngồi để súc miệng tránh nước bắn vào người, mặt.
Để có kết quả tốt nhất bắt đầu từ răng hàm (răng sau) và tiến dần đến răng cửa.
Khi làm sạch dọc theo đường nước, tạm dừng giữa các răng để đảm bảo khu vực quanh nướu và kẽ răng được làm sạch.




5. Lựa chọn chế độ
Tắm nước được chuyển sang chế độ xung nhịp ở trạng thái mặc định.
Tắm nước ở chế độ mặc định và có bốn chế độ: xung nhịp, nhẹ nhàng, bình thường, mạnh mẽ theo trình tự từ trên xuống dưới. Nên sử dụng chế độ nhẹ nhàng cho lần đầu.

6. Hướng dẫn sạc


Mở cáp sạc Type-C và cắm một đầu vào cổng sạc của sản phẩm.

Cắm đầu còn lại vào nguồn để sạc.


Nếu có nước bên trong cổng sạc của máy, hãy lau sạch nước trước khi cắm.



Bốn đèn nhấp nháy
cùng lúc ► pin yếu



Bốn đèn nhấp nháy
từng cái ► đang sạc



Bốn đèn báo không
nhấp nháy ► đã sạc đầy

CẢNH BÁO

Cách sử dụng và bảo quản

1. Không tháo dỡ sản phẩm hoặc thay đổi các bộ phận, để không làm hỏng và tránh bị điện giật.
Không bảo hành cho trường hợp trên nếu sản phẩm bị tháo dỡ, thay thế.
2. Tránh bị bỏng, không sử dụng nước trên 40 độ để đổ đầy bình.
3. Nếu bị vào nước khi đang sạc, hãy rút phích cắm trên ổ cắm để tránh bị điện giật.
4. Không đặt vào lửa hoặc sưởi ấm, không sạc ở nhiệt độ cao, độ ẩm cao.
5. Không đặt sản phẩm ở nơi ẩm ướt trong thời gian dài, tránh ánh nắng trực tiếp.
6. Không dùng tay ướt để rút phích cắm điện, sạc khi đang sạc.
7. Sản phẩm không đi kèm củ sạc. Khách hàng phải chọn củ sạc 5V như củ sạc điện thoại di động...
Và hãy kiểm tra điện áp có đáp ứng nhu cầu hiện tại hay không.
8. Nếu sản phẩm không được sử dụng trong thời gian dài, rút dây nguồn, phích sạc để tránh gây hỏa hoạn, nguy hiểm khác.

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP, CÁCH XỬ LÝ

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
Rò rỉ nước	Bình chứa có một lỗ hút gió nhỏ	Lỗ hút gió để giữ cho áp suất không khí bên trong bình nước cân bằng với áp suất bên ngoài. Máy có thể sử dụng theo chiều dọc
Áp lực nước thấp	Độ mạnh không đủ	Sạc đầy
	Lỗ hút gió của ngăn chứa bị tắc	Làm sạch lỗ hút gió hoặc mở nắp đầy ngăn chứa nước
Sau khi sạc, máy chỉ hoạt động trong vài phút	Tuổi thọ pin (500 lần sạc)	Liên hệ đại lý, cửa hàng thay pin
	Cáp sạc, đầu sạc bị lỗi	Thay đầu sạc hoặc cáp
Có tiếng nhưng không có nước	Van bị nghiêng	Thêm nước qua lỗ của vòi dưới khi bật nguồn



INSTRUCTION MANUAL

PORTABLE WATER FLOSSER

Model: PRO-81



Thank you for choosing and supporting MAGIC Vietnam!


We hope that you are satisfied with our product and service, and that we have the opportunity to serve and accompany you and our family.

If you have any feedback or reviews regarding the quality of our product and service, please contact our hotline at **1800 8379** so that we can receive and promptly address them.

In addition, please scan the **Zalo OA** code to activate the electronic warranty, receive additional gifts, and enjoy **6 months of warranty** and **24/7** support from MAGIC.

Once again, Magic would like to thank you and we are happy to help you take care of your oral health and hygiene.

PRODUCT INTRODUCTION



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Nozzle | 7. Normal mode indicator |
| 2. Nozzle release button | 8. Normal mode indicator |
| 3. Power button | 9. Main body |
| 4. Mode button | 10. Type-C charging port |
| 5. Pulse mode indicator | 11. Water tank |
| 6. Gentle mode indicator | |

PRODUCT BASIC PARAMETERS


- | | |
|---|--|
| 1. Water Tank: 310ml | 8. Noise value: <60 db |
| 2. Water Pressure: 30-120PSI | 9. Certificates: CE, RoHS |
| 3. Battery: 1500mAh 5C power battery | 10. Memory mode: YES |
| 4. Waterproof Level : IPX7 | 11. 360° rotating Nozzle |
| 5. Material: ABS&PC | 12. Product size: 241*84*70 mm |
| 6. Power Supply: Waterproof Type-C | 13. Accessories: 1 machine, 4 nozzles, |
| 7. Working Model : Pulse, Soft, Normal, Power | 1 charging cable, 1 manual |

PRODUCT MAINTENANCE


1. Please use water or neutral detergent to clean the product. Do not use corrosive or abrasive detergents as these can damage the product. Do not use hot water above 40°C.
2. Do not immerse the main body into water, wipe clean with a dry or wet cloth, or clean it with running water and dry it with a rag.
3. It is recommended that the nozzles are replaced every 3 months.

INSTALLATION AND USAGE



1. Insert the nozzle into the nozzle socket, hear the "click" sound to indicate the installation in right place





2. Open the water tank cover and fill the tank with water, do not fill with warm water above 40°C, salt, ointment or chemicals. After filling with water, please close the water tank cover



3. Tap the mode button, select the mode, put the nozzle into the mouth and press the power button to turn on the machine for cleaning teeth operation.



4. When using, lean forward slightly, open your mouth slightly and let the water flow out naturally from the corner of your mouth.
Do not stand or sit to flush your teeth, and then do not open your mouth widely to flush your teeth to avoid splashing water on your body or face.
For best results, start from the molars (back teeth) and work towards the incisors.
When cleaning along the gum line, pause briefly between the teeth to ensure that the area around the gums and between the teeth is cleaned.



5. Mode selection


The water dental flosser is switched to the pulse mode in default state.

The flosser cycles through the four modes: pulse, gentle, normal and strong in a top-to-bottom sequence. It is recommended to use the gentle mode for the first time.


6. Charging guide

Open the Type-C charging cable and plug one end firmly into the charging port of the product and the other end firmly into the power adapter to charge.


If there is water inside the charging port of the machine, at first wipe it off before plugging in the type-C charging cable.



The four indicator light flash at the same time, signifying that the battery power is low.



The four indicator light flash one by one, signifying it is being charged.



The four indicator light without any flash, signifying that the battery is fully charged.

WARNINGS

Use and Storage

1. Don't dismantle the product or change the parts of the product, so as not to damage the product or cause electric shock. If you did, the warranty is invalid.
2. Don't use water above 40°C to fill the container to clean the mouth to avoid burns.
3. If the charging product into the water, at first unplug the power adapter on the power socket, and then fish up the product to avoid the risk of electric shock.
4. Don't put the product into the fire or heating, do not charge it at high temperatures or humidity.
5. Do not put the product in a humid place for a long time, and avoid the direct sunlight.
6. Don't use wet hands to pull out the power plug and charging plug during the charging process.
7. This product does not come with a power adapter, the output voltage of customer's own adapter must choose DC 5V, such as cell phone power adapter, power adapter before use, please check whether the voltage meets the voltage requirements of the local use.
8. If the product is not used in a long time, please unplug the power cord and charging plug to avoid fire or other dangers.

COMMON FAULTS AND TREATMENTS

PHENOMENON	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Water tank leakage	Water tank has a small air inlet hole	The air inlet hole is to keep the air pressure inside the water tank in balance with the outside air pressure, the machine can be used vertically
The water pressure is too low	The power is not enough	Full charge and then use
	The air inlet hole of the water tank is blocked	Clean the air inlet hole or open the water tank filler cap
After charging, the machine can only work for a few minutes	Battery life is exhausted (about 500 times)	Contact your dealer
	Faulty charging cable or charging head	Replace charging head or cable
There is a sound without water	Internal valve cocked	Add water through the nozzle filler hole under the power on