


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY MASSAGE CỔ VAI GÁY



INSTRUCTION MANUAL

NECK AND SHOULDER MASSAGER


MODEL: MK395

Read this instruction manual carefully before using

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

ENG


Product Instructions



Product Parameters

Product name	Rated voltage	Rated power	Product size	Product weight
Neck and Shoulder Massager	DC 5V	25 W	≈ 23 x 13.5 x 16 cm	≈ 1.35 Kg

Correct usage method



*** Preparation before use**

Please check if the product and accessories are complete and undamaged.

Press and hold the “switch” button for 2 seconds, and the product starts working.

***Mode selection:**

The default mode for startup is mode 1. Short press the “mode” button to switch between mode 1 and 2.

***Heating mode**

Boot the default heating off, short press the “heat” button, heating high and heating low in turn and turn off the heating, so as to cycle.

***Strength mode**

The default mode is second gear when starting up. Short press the gear button to cycle the first to the third gear to second gear.

***Product shutdown**

Automatic shutdown: After a total of 10 minutes of use, the product stops working.

Manual shutdown: Press the “switch” button to stop working.


Charging method

1. This product cannot be used while charging.
2. Plug the charging cable into the charging port on the product.
3. When the product is working, it is connected to the power supply to charge, and the product starts the self-protection program Dynamic stop working.
4. The product charging indicator light is red, and after charging is completed, the indicator light is green.

* It is normal for the main and power adapter to heat up slightly during charging.

VIE

Giới thiệu sản phẩm



Thông số sản phẩm

Tên sản phẩm	Điện áp	Công suất	Kích thước	Trọng lượng
Máy massage cổ vai gáy	DC 5V	25 W	≈ 23 x 13.5 x 16 Cm	≈ 1.35 Kg

Cách sử dụng đúng

*** Chuẩn bị trước khi sử dụng**

Vui lòng kiểm tra xem sản phẩm và phụ kiện có đầy đủ và không bị hư hại hay không.

Nhấn và giữ nút nguồn trong 2 giây và sản phẩm sẽ bắt đầu hoạt động.

***Chọn chế độ**

Chế độ mặc định để khởi động là chế độ 1. Nhấn nhanh phím 1 để chuyển giữa chế độ 1 và 2.

***Chế độ sưởi**

Chế độ sưởi mặc định tắt khi khởi động. Nhấn nhanh nút 3, máy chuyển sang chế độ nhiệt cao, nhấn tiếp chuyển sang chế độ nhiệt thấp và nhấn tiếp để tắt, cứ thế quay vòng.

***Chọn mức độ**

Mặc định là số 2 khi khởi động. Nhấn nhanh nút 2 để chuyển sang số 1, 3 theo nhu cầu, và cứ thế quay vòng

***Tắt sản phẩm**

Tự động tắt: Sau 10 phút sử dụng, sản phẩm sẽ ngừng hoạt động. Bật lại để sử dụng chu trình mới.

Tắt thủ công: Nhấn nút nguồn để sản phẩm ngừng hoạt động.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
Không thể mở máy	Hết pin	Bật máy sau khi sạc đầy.
Ngừng hoạt động	Hết thời lượng cho 1 chu trình 10 phút	Mở lại để dùng tiếp
	Quá tải (xếp chồng vật quá nặng)	Giảm tải cho máy và sử dụng tiếp
Tiếng ồn	Phát ra từ cấu trúc vận hành của máy	Bình thường.

Phương pháp xử lý khẩn cấp

1. Nếu có bất kỳ hư hỏng nào đối với dây nguồn của sản phẩm này, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức để tránh nguy hiểm.
2. Nếu sự cố xảy ra do sử dụng không đúng cách, vui lòng không tự tháo rời. Vui lòng rút phích cắm điện và liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để sửa chữa.
3. Nếu dây hoặc phích cắm của máy bị hỏng, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức.
4. Nếu xảy ra khói hoặc cháy trong quá trình sử dụng, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm càng sớm càng tốt và thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng.
5. Nếu bề mặt da hoặc vải bị hư hỏng và các bộ phận của máy bị hở, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để sửa chữa nhằm tránh nguy hiểm.

Bảo trì

Để bảo trì hàng ngày, vui lòng sử dụng chất tẩy rửa trung tính và vải mềm để lau.

Không sử dụng dầu động cơ, dung môi hữu cơ hoặc các hóa chất khác để làm sạch. Không rửa trong nước.

Vui lòng nhấn nhẹ công tắc trong khi vận hành để tránh dùng lực quá mạnh.

Tránh áp lực mạnh và các vật sắc nhọn làm trầy xước bề mặt sản phẩm.

Sau khi sử dụng, vui lòng bảo quản đúng cách ở nơi khô ráo và thoáng mát

Vui lòng rút nguồn điện khi sạc xong.

Lưu ý

Không kéo dây điện để tránh làm đứt dây hoặc tiếp xúc kém; Khi rút phích cắm điện, hãy cầm vào phích cắm và rút phích cắm ra. Trong trường hợp xảy ra tình trạng bất thường như toàn bộ máy không hoạt động, hãy ngừng sử dụng ngay và tắt nguồn.

Không cho phép trẻ sơ sinh hoặc trẻ em sử dụng hoặc chơi trên sản phẩm.

Khi cảm thấy không khỏe trong quá trình sử dụng, vui lòng ngừng sử dụng.

Những người đang mang thai hoặc đang có kinh nguyệt, sốt cao, khối u ác tính, bệnh tim, phẫu thuật chưa hoàn toàn hồi phục, bệnh cấp tính hoặc các bệnh khác không nên sử dụng theo lời khuyên của bác sĩ.

Sản phẩm này bị cấm sử dụng ở những nơi sau: phòng tắm, nhà bếp và những nơi khác có nhiệt độ cao, áp suất cao, độ ẩm cao và gần nguồn nước, lửa.

Nghiêm cấm sử dụng khi bao da của máy bị hỏng để tránh tóc vướng vào máy gây thương tích.

Vui lòng tắt hoặc rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện sau khi sử dụng hoặc trước khi vệ sinh.

Nếu dây điện bị hư hỏng, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để sửa chữa và xử lý kịp thời tránh nguy hiểm.

Cần sử dụng bộ sạc tích hợp của sản phẩm này để sạc, nếu không sản phẩm có thể bị hỏng hoặc thậm chí bốc cháy.

Thiết bị có bề mặt sưởi ấm và phải thận trọng khi sử dụng đối với những người nhạy cảm với nhiệt.

QUAY VIDEO MỞ HỘP HOẶC TRẢI
NGHIỆM SẢN PHẨM ĐỂ NHẬN
QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT



**QUÉT QR ĐỂ XEM ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM
BẢO HÀNH GẦN NHẤT**

Hotline: 1900 1738
Website: www.KachiVietnam.com

