


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## MÁY MASSAGE ĐẦU



# INSTRUCTION MANUAL

## HEAD MASSAGER

MODEL: MK399

Read this instruction manual carefully before using

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

**ENG**

## **Product Parameters**

Product name	Rated voltage	Rated power	Product size	Product weight
Head Massager, Model MK399	DC 5V	5 W	11.5 x 7.3 x 9.5 cm	192 Gram

### **Note:**

1. Do not use it without authorization if the head has been operated on.
2. Do not use it if the head has skin damage, swelling, inflammation, congestion and other symptoms.
3. Do not use the massager without permission for people with slow motion, physical and mental maladjustment or intellectual impairment.
4. The massager is designed as a household electronic health care product, which is not suitable for diagnosis, treatment and other commercial purposes.
5. The massager is a personal care product, which can not replace the advice and treatment provided by medical professionals.
6. Children and pregnant women are not allowed to use the massager.
7. Do not use the massager while driving. Follow the safe driving rules.
8. Do not hit, fall or use sharp objects to scratch the massager.
9. Minors must use the massager under the guidance of their parents or persons with supervision ability.
10. Stop using the massager immediately if you start to use it or if you are not in good time.
11. Do not use the massager after drinking or when you are not in good time

### **Correct usage method**

When using the product, hold the product key with one hand, put the massage head of the host on the head and massage each position of the head

1. Long press the on key of the main machine for two seconds, the main machine starts and the massager starts to work in three modes

Mode 1: massage claw forward slow rotation

Mode 2: press slow rotation alternately

Mode 3: the massage claw rotates alternately in the positive direction

2. Indicator light Description: red and green light, the product can not work when charging

Green light--The green light is always on when the product is working;

Red light--Flashing when charging and low power;

When charging--The red light is flashing;

After full charge--The green light is always on;

### **Charging method**

1. The built-in lithium battery of this product can be recharged repeatedly. Please charge in time after weak current automatic shutdown protection
2. In the process of using the massager, if the indicator light flashes red, it will remind that the power is low, the massage speed or intensity is relatively weak (not machine fault), and it should be charged in time
3. Please use 5vm1a charger to charge the machine. Do not use the charger when charging
4. If the rechargeable battery is not used for a long time, the service life of the battery will be affected. It is recommended to charge the battery at least once every 3 months.

## **VIE**

### **Thông số sản phẩm**

Tên sản phẩm	Điện áp	Công suất	Kích thước	Trọng lượng
Máy massage Đầu, model MK399	DC 5V	25 W	11.5 x 7.3 x 9.5 cm	192 Gram

### **Lưu ý**

1. Không sử dụng nó mà không được phép nếu đầu đã được phẫu thuật.
2. Không sử dụng nếu da đầu bị tổn thương, sưng tấy, viêm, tắc nghẽn và các triệu chứng khác.
3. Không sử dụng máy mát xa mà không được phép đối với những người chậm phát triển, suy giảm thể chất và tinh thần hoặc suy giảm trí tuệ.
4. Máy mát xa được thiết kế như một sản phẩm chăm sóc sức khỏe điện tử gia dụng, không phù hợp cho mục đích chẩn đoán, điều trị và các mục đích thương mại khác.
5. Máy mát xa là một sản phẩm chăm sóc cá nhân, không thể thay thế lời khuyên và phương pháp điều trị của các chuyên gia y tế.
6. Trẻ em và phụ nữ có thai không được phép sử dụng máy mát xa.
7. Không sử dụng máy mát xa khi đang lái xe. Tuân thủ các quy tắc lái xe an toàn.
8. Không đánh rơi hoặc dùng vật sắc nhọn làm xước máy mát xa.
9. Trẻ vị thành niên sử dụng máy mát xa dưới sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ.

10. Hãy ngừng sử dụng máy mát xa ngay lập tức nếu bạn không thấy thích hợp.

11. Không sử dụng máy mát xa sau khi uống rượu hoặc khi tâm trạng không tốt.

### **Cách sử dụng đúng**

Khi sử dụng sản phẩm, hãy giữ phím sản phẩm bằng một tay, đặt đầu massage lên đầu và massage từng vị trí của đầu

1. Nhấn và giữ phím bật của máy trong hai giây, máy khởi động và máy mát xa bắt đầu hoạt động ở ba chế độ

Chế độ 1: massage vuốt về phía trước xoay chậm

Chế độ 2: luân phiên nhấn xoay chậm

Chế độ 3: vuốt massage xoay luân phiên theo chiều dương

2. Đèn báo: có màu đỏ và xanh, sản phẩm không thể hoạt động khi đang sạc.

Đèn xanh - luôn sáng khi sản phẩm hoạt động;

Đèn đỏ - nguồn điện thấp;

Khi sạc - Đèn đỏ nhấp nháy;

Sau khi sạc đầy - Đèn xanh luôn sáng;

### **Cách sạc pin**

1. Pin lithium tích hợp của sản phẩm này có thể được sạc lại nhiều lần.

2. Trong quá trình sử dụng máy mát xa, nếu đèn báo nhấp nháy màu đỏ sẽ nhắc nhở rằng nguồn điện yếu, tốc độ hoặc cường độ massage tương đối yếu (không phải lỗi máy) và cần sạc pin kịp thời.

3. Vui lòng sử dụng bộ sạc 5v1a để sạc cho máy. Không sử dụng bộ sạc nhanh khi sạc.

4. Nếu không sử dụng pin sạc trong thời gian dài, tuổi thọ của pin sẽ bị ảnh hưởng. Nên sạc pin ít nhất 3 tháng một lần.

QUAY VIDEO MỞ HỘP HOẶC TRẢI  
NGHIỆM SẢN PHẨM ĐỂ NHẬN  
QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT



QUÉT QR ĐỂ XEM ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM  
BẢO HÀNH GẦN NHẤT



Hotline: 1900 1738  
Website: [www.KachiVietnam.com](http://www.KachiVietnam.com)